


COLTENE

Abril - Junio 2024

Promotions



HyFlex EDM OGFS

→ p. 13



CanalPro X-Move

→ p. 14-15



BRILLIANT Bulk Fill Flow

→ p. 17

Sus contactos COLTENE Iberia



Sales Manager
Iberia
Jorge Pérez
+34 619 042 104
Jorge.Perez@coltene.com



Sales Regional Manager
Iberia
Luis Raimundo
+351 962 971 500
Luis.Raimundo@coltene.com



Sales Regional Manager
Iberia
José Carlos Monteagudo
+34 683 193 710
Jose.Monteagudo@coltene.com



Territory Responsible
Galicia, Asturias, León
José Carlos Monteagudo
+34 683 193 710
Jose.Monteagudo@coltene.com



Territory Responsible
Cantabria, País Vasco, Navarra, Rioja, Soria, Burgos
Itxaso Viar
+34 681 180 168
Itxaso.Viar@coltene.com



Territory Responsible
Madrid, Castilla, Castilla la Mancha
Carlos González
+34 678 440 542
Carlos.Gonzalez@coltene.com



Territory Responsible
Norte de Portugal
Filipe Guimarães
+351 966 653 321
Filipe.Guimaraes@coltene.com



Territory Responsible
Centro de Portugal
Elisabete Coelho
+351 960 448 965
Elisabete.Coelho@coltene.com



Territory Responsible
Sul de Portugal
Joaquim Sabino
+351 924 877 032
Joaquim.Sabino@coltene.com



Territory Responsible
Açores, Madeira
Luis Raimundo
+351 962 971 500
Luis.Raimundo@coltene.com



Territory Responsible
Sevilla, Cádiz, Huelva, Extremadura
Laura Cabrera
+34 679 281 788
Laura.Cabrera@coltene.com



Territory Responsible
Cordoue, Málaga, Jaén, Granada, Almería, C. Real, Albacete
Francisco García
+34 660 217 655
Francisco.Garcia@coltene.com



Territory Responsible
Cataluña, Aragón, Islas Baleares
Juan Lacambra
+34 696 481 304
Juan.Lacambra@coltene.com



Territory Responsible
Valencia, Murcia
Fernando De María Serra
+34 689 186 321
Fernando.DeMaria@coltene.com

ISLAS DE PORTUGAL

ISLAS CANARIAS

PORTUGAL

SPAIN

Las Novedades **COLTENE**



HyFlex EDM
Secuencia OGSF

13



CanalPro
X-Move

14-15



BRILLIANT
Bulk Fill Flow

17



DIATECH
Fresas
diamante

28

PRÓXIMO LANZAMIENTO
DISPONIBLE

SISTEMA DE BLANQUEAMIENTO
DENTAL PROFESIONAL

BRILLIANT Lumina

Sonrisa brillante y luminosa



CanalPro

Irrigación y accesorios



CanalPro NaOCl

Hipoclorito para la irrigación y el desbridamiento de los canales radiculares durante y después de la instrumentación.

CanalPro NaOCl 3%

1 x 500ml

60019655V	35,94 €
-----------	----------------

CanalPro NaOCl 6%

1 x 500ml

60019656V	35,94 €
-----------	----------------



CanalPro EDTA 17%

Elimina el barrillo dentinario y abre los túbulos para mejorar la acción de las soluciones de desinfección.

CanalPro EDTA 17%

1 x 500ml

60019651	74,88 €
----------	----------------

CanalPro EDTA 17%

1 x 100ml

60019654	22,12 €
----------	----------------



CanalPro CHX 2%

Clorhexidina al 2%, irrigante adicional muy efectivo contra la E. Faecalis y Hongos.

CanalPro CHX 2%

1 x 500ml

60019658	57,26 €
----------	----------------

CanalPro CHX 2%

1 x 100ml

60019659	19,54 €
----------	----------------



Jeringas CanalPro 5ml

13,75€

50 x Jeringas CanalPro 5ml

●	60019321
●	60019322
●	60019323
●	60019324



Jeringas CanalPro 10ml

16,64€

50 x Jeringas CanalPro 10ml

●	60011173
●	60011174
●	60011175
●	60011176



CanalPro SyringeFill Cap

60019662 **10,26€**

1 x SyringeFill Cap



CanalPro Salida ranura lateral

60011167 **36,35€**

100 x Aguja con ranura lateral
Calibre 27 - 0,4mm

60011168 **43,76€**

100 x Aguja con ranura lateral
Calibre 30 - 0,3mm



CanalPro Salida lateral

60011169 **94,59€**

100 x Aguja de salida lateral
Calibre 27 - 0,4mm

60011170 **107,39€**

100 x Aguja de salida lateral
Calibre 30 - 0,3mm

HySolate Clamps



Clamps Estándar

Clamps Estándar y Pulidos

Clamps Estándar	14,77 €	Precio resultante = 9,85 € unidad
-----------------	---------	-----------------------------------

Clamps Brinker

Los clamps Brinker tienen un frente inclinado para asegurar una retracción máxima de la encía, sin lacerar los tejidos blandos.

Crampons Brinker	15,03 €
------------------	---------

	Referencias clamps sin alas					Referencias clamps con alas				
Dientes anteriores	 Estándar #W9 H02770	 Estándar #212 H07792	 Brinker #B4 H01051	 Brinker #B5 H01052	 Brinker #B6 H01053	 Estándar #9 H02763				
Premolares	 Estándar #W00 H02769	 Estándar #W2 H02768	 Estándar #W2A H02775	 Brinker #B4 H01051	 Brinker #B5 H01052	 Estándar #00 H02762	 Estándar #1 H02703	 Estándar #2 H02761	 Estándar #2A H05688	
Molares	 Estándar #W3 H03814	 Estándar #W7 H02765	 Estándar #W8 H02767	 Estándar #W8A H02766	 Estándar #W14 H02774	 Estándar #3 H05689	 Estándar #4 H02704	 Estándar #7 H02758	 Estándar #8 H02760	
	 Estándar #W14A H02764	 Estándar #W56 H03815	 Brinker #B1 H01048	 Brinker #B2 H01049	 Brinker #B3 H01050	 Estándar #8A H02759	 Estándar #14 H05690	 Estándar #14A H02757		

HySolate Dique dental


Un movimiento inteligente para aislar

- ✓ Los colores claros permiten iluminar de manera natural el campo operatorio y los colores oscuros aportan un mejor contraste
- ✓ Dique con bajo contenido en proteínas de latex y sin polvo
- ✓ Visibilidad mejorada gracias a un aislamiento eficaz
- ✓ Barrera contra infecciones
- ✓ Crear un campo operatorio seco



Diques sin látex HySolate

Medida	Color	Medio		Cantidad
152 x 152 mm	Verde	H09105	39,40 €	×15
		H09106	205,14 €	×75



Dique de látex - Sin polvo - bajo contenido en proteínas de látex

Medida	Color	Grosor								Cantidad
		Fino		Medio		Grueso		Extra grueso		
152 x 152 mm	Verde	60034418	20,48 €	60034419	22,76 €	60034420	26,10 €	60034421	26,90 €	×36
	Black Edition	60031351	23,55 €	60031352	26,18 €	60031353	30,02 €	60031354	30,94 €	
	Azul	-		60034442	22,76 €	60034443	26,10 €	-		
	Claro	60034427	20,48 €	60034428	22,76 €	60034429	26,10 €	60034430	26,90 €	
	Fiesta (surtido)	60034433	20,48 €	60034436	23,75 €	60034438	26,18 €	-		
127 x 127 mm	Verde	60034414	20,48 €	60034415	22,76 €	60034416	26,10 €	60034417	26,90 €	×52
	Azul	-		60034441	22,76 €	-		-		
	Claro	60034424	20,48 €	60034425	22,76 €	60034426	26,10 €	-		
	Fiesta (surtido)	60034434	20,48 €	60034435	23,75 €	60034437	26,18 €	-		

roeko Surgitip

Cánulas de aspiración 2,8 o 4,9 mm, estériles

Surgitip está destinada a la aspiración de bajo volumen en intervenciones quirúrgicas.

Ø 2,8 mm, × 20 uds.

462025	43,86 €	32,90 €
--------	--------------------	----------------

Ø 2,8 mm, × 100 uds.

462026	185,53 €	139,15 €
--------	---------------------	-----------------

Ø 4,9 mm, × 20 uds.

462048	39,50 €	29,63 €
--------	--------------------	----------------

Ø 4,9 mm, × 100 uds.

462049	168,27 €	126,20 €
--------	---------------------	-----------------

-25%
en Surgitip

AUTOCLAVE RÁPIDO

SciCan STATIM B

Arte en esterilización

CON TECNOLOGÍA AVANZADA G4+

Les presentamos la esperada Statim B.

Un autoclave compacto que puede competir con los grandes gracias a su flexibilidad de carga, sus ciclos cortos y capacidad de programación

G4+



-15%
SciCan STATIM B



STATIM 6000B G4+

G4-700001	5 519 €	4 691,15 €
-----------	--------------------	-------------------

MicroMega HandFiles


Longitudes disponibles
21, 25 y 31 mm

Medidas
De 006 a 140


Conicidad
2%

Evaluación de la anatomía del conducto


- ✓ Blister con 6 instrumentos esterilizados
- ✓ Limas mecanizadas para múltiples usos

MicroMega K-Files (limas K) 

La lima K se utiliza para explorar el canal radicular antes de pasar al conformado. Esta lima da una primera indicación de la anatomía del canal, este paso debe completarse con una radiografía. Durante la primera exploración, la K ayuda a determinar la longitud de trabajo, con o sin el uso de un localizador de ápice, ensanchando y eliminando las principales limitaciones.

MicroMega K-Reamers (ensanchador) 

Utilizado originalmente para localizar la entrada a los canales, hoy en día se usan como lima para alisar y eliminar residuos o colocar el material de obturación.

MicroMega H-Files (hedstroem) 

Sus ángulos muy agudos son los más adecuados para corte vertical de dentina y para la ampliación del conducto radicular y la eliminación de restos del ápice a la parte coronal, especialmente cuando las paredes del canal son irregulares.



6 × Limas K-Files B6

B6 K-Files n006 L25 sterile	60029718	9,92 €
B6 K-Files n006 L31 sterile	60029719	
B6 K-Files n008 L25 sterile	60029721	
B6 K-Files n008 L31 sterile	60029722	
B6 K-Files n010 L25 sterile	60029724	
B6 K-Files n010 L31 sterile	60029725	
B6 K-Files n015 L25 sterile	60029727	
B6 K-Files n015 L31 sterile	60029728	
B6 K-Files n020 L25 sterile	60029730	
B6 K-Files n020 L31 sterile	60029731	
B6 K-Files n025 L25 sterile	60029733	
B6 K-Files n025 L31 sterile	60029734	

6 × Ensanchador K-Reamers B6

B6 K-Reamers n006 L25 sterile	60029655	9,92 €
B6 K-Reamers n006 L31 sterile	60029656	
B6 K-Reamers n008 L25 sterile	60029658	
B6 K-Reamers n008 L31 sterile	60029659	
B6 K-Reamers n010 L25 sterile	60029661	
B6 K-Reamers n010 L31 sterile	60029662	
B6 K-Reamers n015 L25 sterile	60029664	
B6 K-Reamers n015 L31 sterile	60029665	
B6 K-Reamers n020 L25 sterile	60029667	
B6 K-Reamers n020 L31 sterile	60029668	
B6 K-Reamers n025 L25 sterile	60029670	
B6 K-Reamers n025 L31 sterile	60029671	

6 × Hedstroem H-Files B6

B6 H-Files n008 L25 sterile	60029781	9,92 €
B6 H-Files n008 L31 sterile	60029782	
B6 H-Files n010 L25 sterile	60029784	
B6 H-Files n010 L31 sterile	60029785	
B6 H-Files n015 L25 sterile	60029787	
B6 H-Files n015 L31 sterile	60029788	
B6 H-Files n020 L25 sterile	60029790	
B6 H-Files n020 L31 sterile	60029791	
B6 H-Files n025 L25 sterile	60029793	
B6 H-Files n025 L31 sterile	60029794	

MicroMega One RECI

Velocidad de movimiento
300 - 400 rpm

Torque máximo
4 N.cm

Ángulos recíprocos
170/60

Explorando nuevas direcciones

UNA LIMA RECIPROCANTE ÚNICA

- ✓ Eficacia de corte: sección asimétrica variable patentada
- ✓ Seguridad: resistencia a la fatiga cíclica
- ✓ Flexibilidad: respeta la anatomía del canal gracias al tratamiento térmico C.Wire
- ✓ Minimamente-invasiva: preserva la zona peri-cervical y demás tejidos

MicroMega One RECI

5 uds./pack (B5)

60,13 €

	L21mm	L25mm	L31mm
B5 One RECI n20 4% sterile - 5 × 20.04	60029878	60029883	60029888
B5 One RECI n25 4% sterile - 5 × 25.04	60029879	60029884	60029889
B5 One RECI n25 6% sterile - 5 × 25.06	60029880	60029885	60029890
B5 One RECI n35 4% sterile - 5 × 35.04	60029881	60029886	60029891
B5 One RECI n45 4% sterile - 5 × 45.04	60029882	60029887	60029892
B5 One RECI Surtidas sterile 1 × 20.04 - 1 × 25.04 - 1 × 25.06 - 1 × 35.04 - 1 × 45.04	60029898	60029899	60029900



MicroMega One RECI Puntas de Gutapercha

60 × Puntas de Gutapercha One RECI

23,11 €

GP 20/.04	60031551
GP 25/.04	60031552
GP 35/.04	60031553
GP 45/.04	60031554
GP 25/.06	60031679



MicroMega One RECI Puntas de Papel

144 × Puntas de Papel One RECI

24,08 €

PP 20/.04	60031746
PP 25/.04	60031747
PP 35/.04	60031748
PP 45/.04	60031749
PP 25/.06	60031750



Para más información
sobre MicroMega
One RECI, visite nuestra
site web: micro-mega.com/one-reci



Escanear código QR para
descargarse la lista detallada
de las referencias o puede verlas
en channel.micro-mega.com



Preparación conservadora

Velocidad de rotación
250 - 400 rpm

Torque máximo
2,5 N.cm

Alambre de
1 mm

MicroMega 2Shape mini

MicroMega 2Shape mini

5 x 2Shape mini sterile

52,42 €

	L21mm	L25mm	L31mm
B5 2Shape TS1 mini N25 4%	20953201	20953211	20953221
B5 2Shape TS2 mini N25 6%	20953202	20953212	20953222
B5 2Shape F35 mini N35 6%	20953203	20953213	20953223
B5 2Shape F40 mini N40 4%	20953204	20953214	20953224



MicroMega 2Shape mini Puntas de Gutapercha

60 uds.

GP 25/.04	60031543	23,11 €
GP 25/.06	60031545	
GP 35/.06	60031546	
GP 40/.04	60031544	

MicroMega 2Shape mini Puntas de Papel

144 uds.

PP 25/.04	60031735	24,08 €
PP 25/.06	60031738	
PP 35/.06	60031739	
PP 40/.04	60031737	

MicroMega One Curve mini

MicroMega One Curve mini

5 x One Curve mini sterile

59,93 €

	L21mm	L25mm	L31mm
B5 One Curve mini N25 4%	60030017	60030021	60030025
B5 One Curve mini N25 6%	60030018	60030022	60030026
B5 One Curve mini N35 4%	60030019	60030023	60030027
B5 One Curve mini N45 4%	60030020	60030024	60030028

56,89 €

	L21mm	L25mm	L31mm
B4 One Curve mini Surtidas	60030033	60030034	60030035

Velocidad de rotación
300 - 450 rpm

Torque máximo
2,5 N.cm

Alambre de
1 mm



MicroMega One Curve mini Puntas de Guttapercha

60 uds.

GP 25/.04	60031547	23,11 €
GP 25/0~	60031550	
GP 35/.04	60031548	
GP 45/.04	60031549	

MicroMega One Curve mini Puntas de Papel

144 uds.

PP 25/.04	60031741	24,08 €
PP 25/.06	60031745	
PP 35/.04	60031743	
PP 45/.04	60031744	

HyFlex EDM

Una resistencia a la fractura hasta un **700% superior!**

HyFlex EDM Reposición

51,75 €

3 x Lima de su elección



Orifice Opener
25/12



HandFiles



Lima de permeabilización según la anatomía del canal
15/03 10/05



Lima de preparación
20/05



Lima de conformado
25/~ OneFile



Lima de acabado (opcional)
40/04



Largo	Reposición x 3 400 rpm - 2,5 Ncm	Reposición x 3 300 rpm - 1,8 Ncm	Reposición x 3 300 rpm - 1,8 Ncm	Reposición x 3 400 rpm - 2,5 Ncm	Reposición x 3 400 rpm - 2,5 Ncm	Reposición x 3 400 rpm - 2,5 Ncm
21 mm	-	60023493	60022269	60022275	60022270	60022271
25 mm	-	60023492	60019594	60022276	60019595	60019597
15 mm	60019596	-	-	-	-	-

O lima de su elección
(Ver página 9)

HyFlex EDM Kit de conformado Simple

51,75 €

- 1 x ● 25/12 Orifice Opener
- 1 x ● 10/05 Lima de permeabilización
- 1 x ● 25/~ Lima de conformado



Largo	
21mm	60022267
25mm	60019363

HyFlex EDM Kit de conformado Medio

51,75 €

- 1 x ● 10/05 Lima de permeabilización
- 1 x ● 20/05 Lima de preparación
- 1 x ● 25/~ Lima de conformado



Largo	
21mm	60022277
25mm	60022278

HyFlex EDM Kit de acabado 25mm (opcional)

51,75 €

- 1 x ● 40/04
- 1 x ● 50/03
- 1 x ● 60/02



	21mm	25mm
40/04	60022271	60019597
50/03	60022272	60019598
60/02	60022274	60019599

EDM NiTi FILE SYSTEM

HyFlex EDM – OGSF Secuencia

Mantén el control en tus manos



HyFlex EDM OGSF, Reposiciones 3 uds.

51,75 €

1
Opener
(apertura)
18/11

400 rpm
Max torque
2,5 Ncm

2
Glider
(permeabilización)
15/03

300 rpm
Max torque
1,8 Ncm

3
Shaper
(conformación)
18/045

400 rpm
Max torque
2,5 Ncm

4
Finisher
(acabado)
30/04

400 rpm
Max torque
2,5 Ncm

18 mm	60036140	-	-	-
21 mm	-	60023493	60036136	60036138
25 mm	-	60023492	60036137	60036139

HyFlex EDM OGSF, Secuencia 4 uds.

68,83 €



18 mm	-
21 mm	60036141
25 mm	60036142

HyFlex EDM & OGSF
Puntas de Gutapercha
60 x Puntas de Gutapercha



20/.05	60022706	24,20 €
OneFile 25/~	60022707	
30/.04	60036504	
40/.04	60022708	
50/.03	60022709	
60/.02	60022710	
Surtido 20/.05 - 60/.02	60022705	

HyFlex EDM & OGSF
Puntas de Papel
100 x Puntas de Papel



20/.05	60022742	14,64 €
OneFile 25/~	60022743	
30/.04	60036503	
40/.04	60022676	
50/.03	60022741	
60/.02	60022740	
Surtido 20/.05 - 60/.02	60022744	

MOTOR DE ENDODONCIA

CanalPro X-Move

Total Libertad de Movimiento



El endo-motor inalámbrico CanalPro X-Move proporciona dos tipos de movimientos, una rotación completa y un movimiento recíprocante programable para adaptarse a todos los sistemas de limas. El motor ofrece un manejo sencillo y una gran flexibilidad de uso.

- ✓ Localizador de ápice integrado
- ✓ Movimiento de rotación continua
- ✓ Movimiento recíprocante con ángulos ajustables
- ✓ Sin hilos; 2,5 horas de autonomía
- ✓ Contra ángulo aislado con cabezal y cuello extra mini
- ✓ Programa intuitivo: parámetros pre-programados para uso con limas COLTENE
- ✓ Utilizable con cualquier marca de limas, 9 memorias para programar movimientos, velocidades y torques
- ✓ Función auto-reverse apical cuando la lima alcanza el punto de referencia (ápice)

CanalPro X-Move


65002739	1 530€
----------	--------

- 1 × Pieza de mano motorizada
- 1 × Base de carga
- 1 × Contra ángulo
- 1 × Boquilla para lubricación
- 1 × Cable de medición
- 4 × Porta lima
- 2 × Clip labial
- 2 × Sonda de contacto
- 2 × Junta tórica
- 1 × Adaptador corriente universal
- 1 × Batería
- 1 × Instrucciones de uso
- 1 × Guía consejos uso localizador de ápice
- 1 × Listado del contenido del embalaje



NUESTRAS OFERTAS DE LANZAMIENTO


Por la compra de un motor CanalPro X-Move:



**1 contra-ángulo
X-Move GRATUITO**

Ref. 60036546

PACK
1



8 blisters de limas
2shape mini o One Curve mini
o One Recí **GRATUITAS**

Ref. 2Shape mini 60036549

Ref One Curve mini 60036550

Ref. One RECI 60036551

PACK
2



8 blisters de limas
HyFlex EDM **GRATUITAS**

Ref. BUNDLEXM

PACK
3




La tecnología del CanalPro X-Move vista por el Dr. Mariotti

Inalámbrico, el CanalPro se activa con una simple pulsación de su botón principal, está equipado con una función que permite la rotación automática de la lima cuando detecta su entrada en el conducto. Esta función es muy interesante a la hora de sortear un canal de difícil acceso y que requiere un precurvado de la lima.

Está equipado con un localizador de ápices integrado de última generación que se puede utilizar con la lima activada o en la lima manual gracias a su cable.
Otras funciones tranquilizadoras para el operador:

→ **ATR**: tan pronto como se alcanza el límite del par, el motor inicia un movimiento de vaivén, lo que evita que el instrumento se enrosque y se rompa.

→ **REVERSO**: el motor invierte automáticamente la rotación cuando se alcanza el ápice. Esta función puede proporcionar seguridad contra el efecto atornillado tan criticado en los sistemas de rotación continua.




RETRATAMIENTO ENDODONTICO

MicroMega REMOVER

La lima esencial para su **retratamiento**

- ✓ Una única lima para la retirada de los materiales de obturación
- ✓ Respeto la anatomía del conducto
- ✓ Eficaz y sin necesidad de solventes
- ✓ Punta inactiva



-25%
en MicroMega
REMOVER

Velocidad de rotación
400 - 800 rpm

Torque máximo
2,5 N.cm



MicroMega REMOVER

5 x n30/7% Classics

~~63,44 €~~ **47,58 €**

19 mm	20952301
23 mm	20952311

roeko GuttaFlow bioseal

Consistencia ideal e idéntica durante todo el tiempo de trabajo. Cemento Biocerámico, fórmula exclusiva.

-20%
en ROEKO
GuttaFlow bioseal



Kit ROEKO GuttaFlow bioseal

60019560 ~~171,54 €~~ **137,23 €**

- 1 x Jeringa doble 5ml
- 12 x Puntas de mezcla
- 1 x Bloc de papel



Reposición ROEKO GuttaFlow bioseal


60019561 ~~155,26 €~~ **124,21 €**

- 1 x Jeringa doble 5ml



BRILLIANT Bulk Fill Flow

BRILLIANT Bulk Fill Flow es el material de obturación ideal para fáciles y rápidas restauraciones. Basado en la exitosa tecnología del relleno BRILLIANT, es el complemento perfecto para BRILLIANT EverGlow y EverGlow Flow.



No necesita una capa superior de otro material

La elevada resistencia a la abrasión permite obtener eficazmente unas restauraciones de calidad en una única etapa en la medida en que la última capa es del mismo material.

Profundidad de polimerización fiable de 4mm

Capas sucesivas hasta de 4mm de espesor se polimerizan correctamente en 20s ($\geq 1000 \text{ mW/cm}^2$). Esta característica, junto a la fluidez y su capacidad de adaptación permite reducir el número de aplicaciones ganando tiempo.

Un material Multi Tono

El marcado efecto camaleónico de BRILLIANT Bulk Fill Flow permite a este material Multi Tono adaptarse a una larga paleta de tonalidades dentales.



Obturaciones oclusales, adaptación del material Multi Tono al color del diente.

Reposición BRILLIANT Bulk Fill Flow 1 tono única, material adaptable Multi Shade

60033280 42,72 € Precio resultante = 28,48 € unidad

1 x Jeringa de 2,3g
11 x Puntas aplicadoras



Procedimiento clínico





DENTAL ADVISOR

Product insights you can trust.

EDITOR'S CHOICE



Sistema de puntuación: Excelente + + + + +
 Muy Bien + + + +
 Bien + + +



BRILLIANT EverGlow

Gracias a la composición de su sofisticada carga, BRILLIANT EverGlow presenta una superficie excepcionalmente lisa, satinada y brillante durante la obturación. El pulido se convierte en un detalle y una estética restauración puede realizarse en poco tiempo. Además BRILLIANT EverGlow destaca por la larga conservación de su brillo.

- ✓ Sistema Duo Shade
- ✓ 7 tonos universales y 2 tonos esmalte
- ✓ 5 tonos opacos para restauraciones más complejas



BRILLIANT EverGlow Reposición Jeringa

55,02 € Precio resultante = 27,51 € unidad

1 x Jeringa 3g

BRILLIANT EverGlow Reposición Tips

80,44 € Precio resultante = 40,22 € unidad

20 x Tips 0,2g

DENTINA

	BL	A1/B1	A2/B2	A3/D3	A3.5/B3	C2/C3	A4/C4
Jeringas	60019697	60019698	60019699	60019700	60019701	60019702	60019703
Tips	60019706	60019707	60019708	60019709	60019710	60019716	60019717

ESMALTE

	BL TRANS	TRANS
Jeringas	60019705	60019704
Tips	60019719	60019718

OPACOS

	OBL	OA1	OA2	OA3	OA4
Jeringas	60019743	60019744	60023819	60019745	60023820
Tips	60019746	60019747	60023823	60019748	60023824

BRILLIANT EverGlow Flow

El complemento ideal

- ✓ Sistema Duo Shade
- ✓ Ideal para obturar lugares difíciles de acceso y el sellado de fisuras
- ✓ Excelente conservación del brillo
- ✓ Buenas propiedades de adaptación debido a su baja viscosidad
- ✓ Alta estabilidad y perfecta tixotropía
- ✓ Nivel absoluto de precisión en su aplicación

RESULTADOS ESTÉTICOS AL MÁS ALTO NIVEL



SITUACIÓN INICIAL
DISCROMÍA



TONALIDAD OPACA
APLICADA



RESTAURACIÓN
FINAL



BRILLIANT EverGlow Flow Reposición Jeringas

~~32,50 €~~ Precio resultante = **21,67 €** unidad

- 1 x Jeringa 2g
- 5 x Puntas de aplicación estándar
- 5 x Puntas de aplicación finas 0,4mm

DENTINA

	BL	A1/B1	A2/B2	A3/D3	A3.5/B3	A4/C4
Jeringas	60019752	60019753	60019754	60019755	60019756	60019757

ESMALTE

	TRANS
Jeringas	60019758

OPACOS

	OA2	OA3
Jeringas	60019751	60023825

DIATECH ShapeGuard

Para circonio

	ETAPA 1	ETAPA 2
ISO Ø1/10 mm	140	140
Head L in mm	1.6	1.6
Ref. reposición (5 pulidores)	60022004	60022005
Reposición (x 5)	70,40 € 63,36 €	



Para composite

	ETAPA 1		ETAPA 2	
ISO Ø1/10 mm	110	140	110	140
Head L in mm	1.6	1.6	1.6	1.6
Ref. reposición (5 pulidores)	60019877	60019878	60019879	60019880
Reposición (x 5)	66,47 € 59,82 €			

Para cerámica

	ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3
ISO Ø1/10 mm	140	140	140
Head L in mm	1.6	1.6	1.6
Ref. reposición (5 pulidores)	60019881	60019882	60019883
Reposición (x 5)	66,47 € 59,82 €		

ADHESIVO MONOCOMPONENTE
FOTOPOLIMERIZABLE

ONE COAT 7 UNIVERSAL

Perfecta cohesión en todas
las situaciones



Único agente adhesivo universal
para todas las indicaciones y técnicas
de grabado. FORMULA MDP4-META



Extremadamente económico:
Hasta 300 aplicaciones por frasco



Valores de adhesión y de sellado
marginal excepcionales y
estables en el tiempo.



ONE COAT 7 UNIVERSAL Reposición frasco

60019539 **99,10€** Precio resultante = **49,55€** unidad

1 x Frasco 5ml

ONE COAT 7 UNIVERSAL Reposición monodosis

60019540 **127,10€**

50 x Monodosis 0,1ml
50 x Pinceles



*Metacrililoixidecil dihidrógeno fosfato

CEMENTO DE RESINA AUTO-ADHESIVO
DE POLIMERIZACIÓN DUAL

SoloCem

Adhesión y Sellado
fiables en una única etapa

Su socio fiable para prácticamente todas
las indicaciones de cementación.
En función de la situación, puede adherir
con o sin adhesivo. Si busca un cemento
universal - exija SoloCem!



Adhesión estética



Restauraciones duraderas



SoloCem Réassorts

~~114,84€~~ **86,13€**

1 x Jeringa Automix 5ml
5 x Puntas mezcladoras marrones super fina
5 x Puntas mezcladoras marrones fina

	Dentina	60014062
	Blanco opaco	60014061
	Trans	60019840



SYNERGY D6 / D6 Flow

Belleza hecha simple

SYNERGY D6 es un composite nanohíbrido para la práctica diaria. Este compuesto universal está totalmente orientado a simplificar la elección de tonos sin descuidar los parámetros estéticos.

Una de las características especiales es el sistema Duo Shade que se aplica a 6 de los tonos de dentina. Gracias a la excelentes propiedades ópticas de mimetismo, un tono del sistema Duo Shade corresponde a 2 tonos Vita (por ejemplo, A1/B1 o A2/B2). Por lo tanto, un pequeño número de tonos es suficiente para cubrir una amplia gama de tonos, simplificando y ahorrando. En total, un surtido de SYNERGY D6 incluye 8 tonos de dentina y 2 tonos de esmalte



SYNERGY D6 Reposición Jeringa

~~67,23 €~~ **50,42 €**

1 x Jeringa 4g


SYNERGY D6 Dentin White Bleach (WB)	8365
SYNERGY D6 Dentin A1/B1	8366
SYNERGY D6 Dentin A2/B2	8367
SYNERGY D6 Dentin A3/D3	8368
SYNERGY D6 Dentin A3.5/B3	8369
SYNERGY D6 Dentin C2/C3	8370
SYNERGY D6 Enamel Universal	8371
SYNERGY D6 Dentin A4/C4	8384

SYNERGY D6 Reposición Tips

~~44,42 €~~ **33,32 €**

10 x Tips 0,25g

SYNERGY D6 Dentin White Bleach (WB)	8375
SYNERGY D6 Dentin A1/B1	8376
SYNERGY D6 Dentin A2/B2	8377
SYNERGY D6 Dentin A3/D3	8378
SYNERGY D6 Dentin A3.5/B3	8379
SYNERGY D6 Dentin C2/C3	8380
SYNERGY D6 Enamel Universal	8381
SYNERGY D6 Dentin A4/C4	8383



SYNERGY D6 Flow complementa perfectamente todo el resto de la gama SYNERGY D6. La fórmula de Synergy D6 Flow se basa en la tecnología SYNERGY D6. Es un excelente fluido fácil de usar, incluso en las cavidades más pequeñas. Este material es estable pero sin embargo, se fluidifica lentamente bajo presión para garantizar un manejo fácil y una aplicación precisa

SYNERGY D6 Flow Reposición

~~35 €~~ **25 €**

1 x Jeringa 2,3g

SYNERGY D6 Flow A1/B1	7651
SYNERGY D6 Flow A2/B2	7652
SYNERGY D6 Flow A3/D3	7653
SYNERGY D6 Flow A3.5/B3	7654



BLOQUE Y DISCO DE COMPOSITE REFORZADO PARA RESTAURACIONES PERMANENTES

BRILLIANT Crios

Alto rendimiento hecho brillantemente

INDICACIONES: INLAYS, ONLAYS, FACETAS,
CORONAS, CORONAS SOBRE IMPLANTES.



Las Tres C C C Mágicas

By

Jorge Reyes "Coke"

CASO CLÍNICO CON BRILLIANT Crios


Cortesía Dr. Nicolás Gutiérrez. Presidente DOA academy doadental.com/academy



Paciente adulto con desgastes generalizados y pérdida de dimensión vertical



Encerado digital de ambas arcadas con los nuevos planos de oclusión.



Fresado de restauraciones mínimamente invasivas en BRILLIANT Crios A2 HT.



Restauraciones finales adheridas y con la nueva dimensión vertical del paciente.



BRILLIANT Crios CEREC/inLab - 5 bloques

124,45€ Precio resultante = 82,97€ unidad

5 x Bloques (tamaños 12 mm o 14 mm)



BRILLIANT Crios Disco 14 mm - 1 ud.

448,03€ Precio resultante = 298,69€ unidad

1 x Disco 14 mm

BRILLIANT Crios Disco 18 mm - 1 ud.

497,81€ Precio resultante = 331,87€ unidad

1 x Disco 18 mm

Translucidez	BLOQUES CEREC/INLAB					DISCO					
	Low (LT)		High (HT)		Super (ST)	Low (LT)		High (HT)		Super (ST)	
Cantidad	5 uds.					1 ud.					
Tamaños	12	14	12	14	14	14	18	14	18	14	18
BLEACH	60019998	60019985	-	-	60024174	-	-	-	-	60024179	60024177
UNIVERSAL	-	-	-	-	60024175	-	-	-	-	60024180	60024178
A1	60019999	60019986	60020007	60019994	-	60022899	60022886	60022907	60022894	-	-
A2	60020000	60019987	60020008	60019995	-	60022900	60022887	60022908	60022895	-	-
A3	60020001	60019988	60020009	60019996	-	60022901	60022888	60022909	60022896	-	-
A3.5	60020002	60019989	-	-	-	60022902	60022889	-	-	-	-
B1	60020003	60019990	60020010	60019997	-	-	-	-	-	-	-
B2	60020004	60019991	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	60020005	60019992	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C2	60020006	60019993	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ParaCore

Composite para la reconstrucción corono radicular: **1 Producto, 3 indicaciones**

Resina de composite reforzada con partículas de vidrio, polimerización dual, radio opaco y disponible en 3 tonalidades: dentina, blanco, y translucido.

- ✓ Reconstrucción del muñón
- ✓ Cementación de postes de fibra
- ✓ Cementación de coronas y puentes sin metal
- ✓ 2 tipos de fraguado, normal y lento (SLOW)

-25%
en reposiciones
ParaCore



Adhesión del poste



Reconstrucción del muñón



Cementación de coronas puentes, inlays y onlays



Réassort seringue automix,
2 x 5 ml

~~106,12€~~ **79,59€**

2 x 5 ml Teinte au choix
20 x Embouts mélangeurs

White	5886
Dentine	5887
Dentine SLOW	60011391
Trans SLOW	60011392

OFERTA ESPECIAL

30x Reposiciones
BRILLIANT EverGlow
en jeringas

P.V.P Jeringas: 55,02€
(Referencia Oferta Pack Jeringas : 60034726)



0

30x Reposiciones
BRILLIANT EverGlow
en tips

P.V.P Tips: 80,44€
(Referencia Oferta Pack Tips : 60034896)



COLTENE

AFFINIS

Material de impresión a base de silicona A



Una silicona A siempre entre las más rápidas de su generación



Reproducción precisa de cada detalle, incluso en las condiciones más difíciles



Impresiones de plena confianza



Controles de calidad permanentes para una plena garantía



AFFINIS putty

110,07€ Precio resultante = 73,38€ unidad

2 x 300ml Base y catalizador
2 x Cucharillas

Viscosidad		
putty soft		6530
putty soft fast		6531
putty super soft		6535



AFFINIS y AFFINIS PRECIOUS

71,69€ Precio resultante = 47,79€ unidad

2 x 50ml
12 x Puntas de mezcla universales

Viscosidad		
light		6501
light fast		6601
regular		6511
regular fast		6611
PRECIOUS light		6775
PRECIOUS regular		6776



AFFINIS system 360

215,53€ Precio resultante = 143,69€ unidad


2 x 380ml Reposición
1 x Anillo de cierre

Viscosidad		
putty		6472
heavy body		6487
MonoBody		6482

MATERIAL DE IMPRESIÓN DE SILICONA A

PRESIDENT

The Original



PRESIDENT The Original putty

86,87€ Precio resultante = 57,91€ unidad

2 x 300ml Base y catalizador
2 x Cucharillas

Viscosidad

putty		60019942
putty soft		60019943
putty soft fast		60022166
putty super soft		60019944

PRESIDENT The Original system 360

180,51€ Precio resultante = 120,34€ unidad

2 x 380ml
1 x Anillo de cierre

Viscosidad

MonoBody		60019946
heavy body		60019948

PRESIDENT The Original light cartouche 50 ml

57,35€ Precio resultante = 38,23€ unidad

2 x 50ml
12 x Puntas de mezcla universales

Viscosidad

regular body		60019939
light body		60019938
Xtra light body		60019937



C-SILICONA Speedex

Material de impresión
a base de silicona
reticulante por
condensación



-25%
en la gama
Speedex

Speedex putty

39,39 €	29,54 €
putty	4970
putty soft	60023572
1 × 910ml	

Speedex light body

4980	15,87 €	11,90 €
1 × 140ml		

Speedex medium

4986	15,87 €	11,90 €
1 × 140ml		

Speedex Universal Activator

4990	22,89 €	17,17 €
1 × 60ml		

Gama Cánulas

-25%
en las referencias
60019663 y
60019694

	Oral Tips yellow	Oral Tips white	Plano	Anillo de cierree								
	60019663 × 40	60019694 × 100	6555 × 100	6210 × 100	6223 × 100	6162 × 40	6163 × 1	6747 × 40	6759 × 40	6749 × 40	60019562 × 24	60022137 × 20
	40,83 € 30,62 €	75,36 € 56,52 €	74,17 €	58,19 €	30,79 €	57,32 €	6,17 €	45,71 €	48,57 €	44,59 €	35,16 €	14,03 €

PRESIDENT The Original - 50ml

Light body, Regular body, Xtra light body

✓ ✓ ✓ ✓

AFFINIS Y AFFINIS PRECIOUS - 50ml

Light body, Light body fast, Regular body, Regular body fast

✓ ✓ ✓ ✓

PRESIDENT The Original

System 360, Heavy body, MonoBody

✓ ✓

AFFINIS SYSTEM 360

MonoBody, Heavy Body, Putty

✓ ✓

JET BLUE BITE - 50ml

Fast, Superfast

✓ ✓ ✓

ParaCore - 25ml

Automix dentin, Automix white

✓ ✓ ✓ ✓

ParaCore - 5 ml

Automix intro kit, Automix dentin, Automix white, Refill

✓ ✓ ✓

Fill-Up! 4,5g

Intro kit, Refill

✓ ✓ ✓

TempoSIL 2 - 5ml

Dentin intro kit, Dentin refill, White intro kit, White refill

✓ ✓ ✓

GuttaFlow bioseal - 5ml

Kit, Refill

✓

BRILLIANT EverGlow Flow

Kit, Refill

✓

DIATECH

Fresas diamante

Fresas de fabricación y de precisión
Suiza, con diamantes naturales

ELEVADO RENDIMIENTO DE FRESADO Y GRAN LONGEVIDAD

- ✓ Instrumento de alta calidad bañado en oro
- ✓ Polvo de diamante 100% natural
- ✓ Control de calidad permanente
- ✓ Medida del grano según nueva normativa ISO/MDR
- ✓ Calibración precisa del mandril
- ✓ Número elevado de diamantes por mm²



Gama de más de 500 referencias: otras formas, medidas, largos y granulometrías disponibles. Para más información escanear este código QR



NUEVA PRESENTACIÓN

Las fresas de diamante DIATECH están ahora disponibles en un embalaje tipo blister con marcado individual para una mejor trazabilidad y comodidad.

● GRANO BRUESO ● GRANO MEDIO ● GRANO FINO ● GRANO EXTRA-FINO

● 60031856	G801-314-012-01.2-M		● 60032300	G856-314-016-09.0-C	
● 60031862	G801-314-014-01.4-M		● 60032306	G856-314-018-08.0-C	
● 60031867	G801-314-016-01.6-M		● 60031828	G392-314-016-08.0-F	
● 60032401	G859-314-010-10.0-F		● 60032510	G878-314-014-08.0-M	
● 60032398	G859-314-010-10.0-EF		● 60032206	G850-314-016-10.0-C	
● 60031756	G368-314-016-03.5-F		● 60031976	G830L-314-010-04.0-M	
● 60031780	G368-314-023-05.0-M		● 60031982	G830L-314-012-04.0-M	

De conformidad con la legislación, los precios indicados son precios de venta recomendados, sin IVA incluido, quedando el distribuidor en libertad de su política de precios. Errores de imprenta, errores tipográficos y cambios reservados. Los precios pueden ser modificados en cualquier momento y sin previo aviso. Ofertas válidas hasta el 30 de junio de 2024. Algunas ofertas solo están disponibles con los distribuidores participantes en la oferta comercial. Solicite más información a su promotor COLTENE. Documento y fotografías no contractuales. Marzo de 2024. Redacción: Coltene Iberia SLU Departamento de Marketing Iberia. Diseño: www.fligranestudio.fr. Créditos de las fotografías: banco de imágenes COLTENE, Adobe Stock.

Pie de imprenta / editor

Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20 +41 71 757 5300
CH-9450 Altstätten info.ch@coltene.com

Contacto de ventas

COLTENE Iberia S.L.U.

c/Doctor Fleming, 3 – Bajo A +34 91 63 86 492
ES-28220 Majadahonda, Madrid info.ib@coltene.com

Service Center

service@coltene.com
00 800 11 0000 12 (UIFN)
Lunes - viernes 8:00 a 17:00 CEST

COLTENE.Iberia
www.coltene.com

PROMOTORES ESPAÑA:

Zona Galicia, Asturias, León: **José Carlos Monteagudo**, Móvil 683193710
Zona País Vasco, Cantabria, Navarra, La Rioja: **Itxaso Viar**, Móvil 681180168
Zona Cataluña, Aragón, Islas Baleares: **Juan Lacambra**, Móvil 696481304
Zona Andalucía Oriental: **Francisco García**, Móvil 660217655
Zona Andalucía Occidental, Extremadura: **Laura Cabrera**, Móvil 679281788
Zona Madrid, Castilla León, Castilla la Mancha: **Carlos González**, Móvil 678440542
Zona Valencia, Murcia: **Fernando De María**, Móvil 689186321

PRECIOS SIN I.V.A., VÁLIDOS DEL 01.04.2024 A 30.06.2024

COLTENE