



COLTENE

Octubre – Diciembre 2023

Promotions



CanalPro X-Move

→ p. 11



HyFlex EDM - OGSF Sequence

→ p. 13



BRILLIANT EverGlow

→ p. 18

Sus contactos COLTENE Iberia



Sales Manager
Iberia
Jorge Benítez Pérez
+34 619 042 104
Jorge.Perez@Coltene.com



Sales Regional Manager
Iberia
Luis Raimundo
+351 962 971 500
Luis.Raimundo@Coltene.com



Sales Regional Manager
Iberia
José Carlos Monteagudo
+34 683 193 710
Jose.Monteagudo@Coltene.com



Territory Responsible
Galicia, Asturias, León
José Carlos Monteagudo
+34 683 193 710
Jose.Monteagudo@Coltene.com



Territory Responsible
Cantabria, País Vasco, Navarra, Rioja, Soria, Burgos
Itxaso Viar
+34 681 180 168
Itxaso.Viar@Coltene.com



Territory Responsible
Madrid, Castilla, Castilla la Mancha
Carlos González
+34 678 440 542
Carlos.Gonzalez@Coltene.com



Territory Responsible
North of Portugal
Filipe Guimarães
+351 966 653 321
Filipe.Guimaraes@Coltene.com



Territory Responsible
Center of Portugal
Elisabete Coelho
+351 960 448 965
Elisabete.Coelho@Coltene.com



Territory Responsible
South of Portugal
and Islands
Luis Raimundo
+351 962 971 500
Luis.Raimundo@Coltene.com



Territory Responsible
Sevilla, Cádiz, Huelva, Extremadura
Laura Cabrera
+...
Laura.Cabrera@Coltene.com



Territory Responsible
Cordoue, Malaga, Jaén, Grenade,
Almería, C. Real, Albacete
Francisco García
+34 660 217 655
Francisco.Garcia@Coltene.com



Territory Responsible
Cataluña, Aragón,
Islas Baleares
Juan Lacambra
+34 934 661 260
Juan.Lacambra@Coltene.com



Territory Responsible
Valencia, Murcia
Fernando De Maria Serra
+34 689 186 321
Fernando.DeMaria@Coltene.com



COMPOSITE & COMPOMER POLISHERS

KENDA

Grande puliendo, enorme en calidad



ZIRCO1: Pulidores Diamantados de 1 solo paso para Circonio y las demás cerámicas.

KENDA ZIRCO1 Surtido

0230.006 ~~15,60€~~ **13,26€**

12 x Pulidores



KENDA ZIRCO1 Reposición

~~15,60€~~ **13,26€**

12 x Pulidores



Ref. (12 x Pulidores)	0233	0240
ISO 638 204 ...	243 514 060	030 514 090
Ø x L mm	6 x 10,7	9 x 8,5

NOBILIS: Pulidores Diamantados de 1 solo paso para Composites y Resinas

KENDA NOBILIS Surtido

0300.006A ~~15,60€~~ **13,26€**

12 x Pulidores



KENDA NOBILIS Reposición

~~15,60€~~ **13,26€**

12 x Pulidores



Ref. (12 x Pulidores)	0301	0302	0303	0305	0306	0308	0309	0310	0311
ISO 638 204 ...	243 513 055	254 513 050	304 513 100	030 513 060	243 153 030	243 513 050	303 513 100	030 513 090	030 513 060
Ø x L mm	5,4 x 13	5 x 8	10 x 2	6,5 x 10	3 x 7	5 x 10	10 x 1	9 x 8,5	6 x 7,5

-15%
en pulidores
KENDA



FRESAS DE DIAMANTE MULTICAPAS

DIATECH Diamond

Fresas de fabricación y precisión Suiza con diamantes naturales

Los instrumentos de diamante DIATECH se caracterizan por su longevidad y mayor eficiencia de corte gracias a su revestimiento de diamante natural multicapa excepcional. Los instrumentos de diamante multicapa tienen un recubrimiento uniforme de diamantes naturales en diferentes niveles. Por lo tanto, quedarán expuestos nuevos granos de diamante con bordes afilados, ya que las capas exteriores se desgastan durante los tratamientos.



Caja de 5 fresas de diamantes

16€

Precio Resultante = 10,66€

8+4

en fresas
DIATECH Diamond



Gama de más 500 formas, ver código QR



●	200081AA	G801-314-012 ML	
●	200083AA	G801-314-014 ML	
●	200086AA	G801-314-016 ML	
●	200502AA	G859-314-010 F	
●	200505AA	G859-314-010 XF	
●	200004AA	G368-314-016 3,5F	
●	200015AA	G368-314-023 ML	
○	200445AA	G856-314-016 8MLX	
○	200448AA	G856-314-018 8MLX	
●	200050AA	G392-314-016 F	
●	200619AA	G878-314-014 ML	
○	200376AA	G850-314-016 MLX	
●	200174AA	G830-314-010 ML	
●	200177AA	G830-314-012 ML	

○ Grano Grueso ● Grano medio ● Grano fino ● Grano extra-fino

NOVEDAD

HySolate Dique Dental

Un movimiento inteligente para aislar

-20%
en diques de latex
HySolate

- ✓ Los colores claros permiten iluminar de manera natural el campo operatorio, y los colores oscuros aportan un mejor contraste
- ✓ Diques con bajo contenido en proteínas de latex y sin polvo: reducen el riesgo de hipersensibilidad al latex
- ✓ Visibilidad mejorada gracias a un aislamiento eficaz
- ✓ Barrera contra infecciones
- ✓ Crear un campo operatorio seco



Diques de latex HySolate- sin polvo y bajo contenido en proteínas

Medida	Color	Espesor										Cantidad
		Fino		Medio		Grueso		Extra grueso				
152 x 152 mm	Verde	60034418	20€ 16€	60034419	22€ 17,84€	60034420	26€ 20,53€	60034421	26€ 21€			x36
	Black Edition	60031351	23€ 18,40€	60031352	26€ 20,53€	60031353	29€ 23,54€	60031354	30€ 24€			
	Azul	-		60034442	22€ 17,84€	60034443	26€ 20,53€	-				
	Claro	60034427	20€ 16€	60034428	22€ 17,84€	60034429	26€ 20,53€	60034430	26€ 21€			
	Fiesta (Surtido)	60034433	20€ 16€	60034436	23€ 18,40€	60034438	26€ 20,53€	-				
127 x 127 mm	Verde	60034414	20€ 16€	60034415	22€ 17,84€	60034416	26€ 20,53€	60034417	26€ 21€			x52
	Azul	-		60034441	22€ 17,84€	-		-				
	Claro	60034424	20€ 16€	60034425	22€ 17,84€	60034426	26€ 20,53€	-				
	Fiesta (assortiment)	60034434	20€ 16€	60034435	23€ 18,62€	60034437	26€ 20,53€	-				

Diques sin latex HySolate Flexi Dam

Medida	Color	Referencia		Cantidad
152 x 152 mm	Verde	H09946	44 €	x30
	Violeta	H09945	44 €	



HySolate
Dental Dam



CanalPro

Soluciones de Irrigación

SyringeFill CanalPro pared

60031348 ~~143,40€~~ **121,89€**

1 x Soporte para frasco incl. base
3 x SyringeFill Cap

SyringeFill CanalPro sobremesa

60031347 ~~246,62€~~ **209,63€**

1 x Soporte para frasco
3 x SyringeFill Cap

-15%
en los soportes
CanalPro



CanalPro SyringeFill Cap

60019662 **10,26€**

1 x SyringeFill Cap



CanalPro Jeringas

13,75€

50 x Jeringas CanalPro 5 ml

16,64€

50 x Jeringas CanalPro 10 ml

5 ml	60019321	60019322	60019323	60019324
10 ml	60011173	60011174	60011175	60011176



CanalPro NaOCl

Hipoclorito para la irrigación y el desbridamiento de los canales radiculares durante y después de la instrumentación.

CanalPro NaOCl 3 %

1 x 500 ml

60019655V **36€**

CanalPro NaOCl 6 %

1 x 500 ml

60019656V **36€**



CanalPro EDTA 17 %

Elimina el barrillo dentinario y abre los túbulos para mejorar la acción de las soluciones de desinfección.

CanalPro EDTA 17 %

1 x 500 ml

60019651 **75€**

CanalPro EDTA 17 %

1 x 100 ml

60019654 **22€**



CanalPro CHX 2 %

Clorhexidina al 2%, irrigante adicional muy efectivo contra la E. Faecalis y Hongos.

CanalPro CHX 2 %

1 x 500 ml

60019658 **57€**

CanalPro CHX 2 %

1 x 100 ml

60019659 **20€**



MicroMega HandFiles*

Evaluación de la anatomía del conducto

- ✓ Blister con 6 instrumentos esterilizados
- ✓ Limas mecanizadas para múltiples usos



-40%
comprando 6 cajas de limas manuales MicroMega



LONGITUDES DISPONIBLES
21, 25 y 31 mm



CONICIDAD
2 %



MEDIDAS
De 006 a 140

MicroMega K-Files (limas K)

La lima K se utiliza para explorar el canal radicular antes de pasar al conformado. Esta lima da una primera indicación de la anatomía del canal, este paso debe completarse con una radiografía. Durante la primera exploración, la K ayuda a determinar la longitud de trabajo, con o sin el uso de un localizador de ápice, ensanchando y eliminando las principales limitaciones.

6 x Limas K-Files B6



B6 K-Files n006 L25 sterile	60029718
B6 K-Files n006 L31 sterile	60029719
B6 K-Files n008 L25 sterile	60029721
B6 K-Files n008 L31 sterile	60029722
B6 K-Files n010 L25 sterile	60029724
B6 K-Files n010 L31 sterile	60029725
B6 K-Files n015 L25 sterile	60029727
B6 K-Files n015 L31 sterile	60029728
B6 K-Files n020 L25 sterile	60029730
B6 K-Files n020 L31 sterile	60029731
B6 K-Files n025 L25 sterile	60029733
B6 K-Files n025 L31 sterile	60029734

~~9,58 €~~
Resultante
5,75 €

MicroMega K-Reamers (ensanchador)

Utilizado originalmente para localizar la entrada a los canales, hoy en día se usan como lima para alisar y eliminar residuos o colocar el material de obturación.

6 x Ensanchador K-Reamers B6



B6 K-Reamers n006 L25 sterile	60029655
B6 K-Reamers n006 L31 sterile	60029656
B6 K-Reamers n008 L25 sterile	60029658
B6 K-Reamers n008 L31 sterile	60029659
B6 K-Reamers n010 L25 sterile	60029661
B6 K-Reamers n010 L31 sterile	60029662
B6 K-Reamers n015 L25 sterile	60029664
B6 K-Reamers n015 L31 sterile	60029665
B6 K-Reamers n020 L25 sterile	60029667
B6 K-Reamers n020 L31 sterile	60029668
B6 K-Reamers n025 L25 sterile	60029670
B6 K-Reamers n025 L31 sterile	60029671

~~9,58 €~~
Resultante
5,75 €

MicroMega H-Files (hedstroem)

Sus ángulos muy agudos son los más adecuados para corte vertical de dentina y para la ampliación del conducto radicular y la eliminación de restos del ápice a la parte coronal, especialmente cuando las paredes del canal son irregulares.

6 x Hedstroem H-Files B6



B6 H-Files n008 L25 sterile	60029781
B6 H-Files n008 L31 sterile	60029782
B6 H-Files n010 L25 sterile	60029784
B6 H-Files n010 L31 sterile	60029785
B6 H-Files n015 L25 sterile	60029787
B6 H-Files n015 L31 sterile	60029788
B6 H-Files n020 L25 sterile	60029790
B6 H-Files n020 L31 sterile	60029791
B6 H-Files n025 L25 sterile	60029793
B6 H-Files n025 L31 sterile	60029794

~~9,58 €~~
Resultante
5,75 €

*Limas K, Ensanchador, Hedstroem

MicroMega One Flare

Lima de acceso tratada térmicamente!

- ✓ Progresión securizada
- ✓ Supresión de las interferencias a la entrada del canal
- ✓ Tratamiento térmico, ventajas con la flexibilidad y la resistencia
- ✓ Estérilizada de uso múltiple.



VELOCIDAD DE ROTACIÓN
250 - 400 rpm




TORQUE MÁXIMO
3 N.cm

MicroMega One Flare Lima de apertura

One Flare n25/9%, 17 mm

20952201	47,60 €
----------	---------

5 x One Flare



MicroMega One G

La lima única de cateterismo en rotación continua



VELOCIDAD DE ROTACIÓN
250 - 400 rpm



TORQUE MÁXIMO
1,2 N.cm



Simplicidad


1 único instrumento de cateterismo en rotación continua. Protocolo simple y rápido.

Eficiencia

Pre-ensanchamiento eficaz. Gana tiempo en el conjunto del tratamiento del canal.

Seguridad

Resistente a la fractura y la deformación gracias al diseño de su sección.



MicroMega One G

1 único instrumento de cateterismo

Secuencia de conformación habitual

MicroMega One G Lima de cateterismo

5 x One G n14/3% - Classics sterile

L21 mm	20948201	52,30 €
L25 mm	20948202	
L29 mm	20948203	



Preparación conservadora

MicroMega 2Shape mini

MicroMega 2Shape mini

5 x 2Shape mini sterile

51 €

Precio Resultante = 34 €

	L21 mm	L25 mm	L31 mm
B5 2Shape TS1 mini N25 4 %	20953201	20953211	20953221
B5 2Shape TS2 mini N25 6 %	20953202	20953212	20953222
B5 2Shape F35 mini N35 6 %	20953203	20953213	20953223
B5 2Shape F40 mini N40 4 %	20953204	20953214	20953224

MicroMega One Curve mini

MicroMega One Curve mini

5 x One Curve mini sterile

58 €

Precio Resultante = 38,67 €

	L21 mm	L25 mm	L31 mm
B5 One Curve mini N25 4 %	60030017	60030021	60030025
B5 One Curve mini N25 6 %	60030018	60030022	60030026
B5 One Curve mini N35 4 %	60030019	60030023	60030027
B5 One Curve mini N45 4 %	60030020	60030024	60030028

55 €

Precio Resultante = 36,67 €

	L21 mm	L25 mm	L31 mm
B4 One Curve mini Surtidas	60030033	60030034	60030035



VELOCIDAD DE ROTACIÓN
250 - 400 rpm



TORQUE MÁXIMO
2,5 N.cm



MicroMega 2Shape mini Puntas de Gutapercha

60 uds.

GP 25/.04	60031543	23 €
GP 25/.06	60031545	
GP 35/.06	60031546	
GP 40/.04	60031544	

MicroMega 2Shape mini Puntas de Papel

144 uds.

PP 25/.04	60031735	24 €
PP 25/.06	60031738	
PP 35/.06	60031739	
PP 40/.04	60031737	



VELOCIDAD DE ROTACIÓN
300 - 450 rpm



TORQUE MÁXIMO
2,5 N.cm



MicroMega One Curve mini Puntas de Guttapercha

60 uds.

GP 25/.04	60031547	23 €
GP 25/.0~	60031550	
GP 35/.04	60031548	
GP 45/.04	60031549	

MicroMega One Curve mini Puntas de Papel

144 uds.

PP 25/.04	60031741	24 €
PP 25/.06	60031745	
PP 35/.04	60031743	
PP 45/.04	60031744	

MicroMega One RECI

Explorando nuevas direcciones

UNA LIMA RECIPROCANTE ÚNICA

- ✓ Eficacia de corte: sección asimétrica variable patentada
- ✓ Seguridad: resistencia a la fatiga cíclica
- ✓ Flexibilidad: respeta la anatomía del canal gracias al tratamiento térmico C.Wire
- ✓ Minimamente-invasiva: preserva la zona peri-cervical y demás tejidos



PRODUCTO DEL MES

NOVIEMBRE

4+2

en MicroMega One RECI

Oferta válida únicamente con su promotor COLTENE




VELOCIDAD DE MOVIMIENTO
300 - 400 rpm



TORQUE MÁXIMO
4 N.cm



ÁNGULOS RECIPROCANTE
170/60



Para más información sobre MicroMega One RECI, visite nuestra site web: micro-mega.com/one-reci



Escanear código QR para descargarse la lista detallada de las referencias o puede verlas en channel.micro-mega.com

MicroMega One RECI - 5 uds./pack (B5)

58 € Precio Resultante = 38,67 €

	L21 mm	L25 mm	L31 mm
B5 One RECI n20 4% sterile - 5 x 20.04	60029878	60029883	60029888
B5 One RECI n25 4% sterile - 5 x 25.04	60029879	60029884	60029889
B5 One RECI n25 6% sterile - 5 x 25.06	60029880	60029885	60029890
B5 One RECI n35 4% sterile - 5 x 35.04	60029881	60029886	60029891
B5 One RECI n45 4% sterile - 5 x 45.04	60029882	60029887	60029892
B5 One RECI Surtidas sterile 1 x 20.04 - 1 x 25.04 - 1 x 25.06 - 1 x 35.04 - 1 x 45.04	60029898	60029899	60029900



MicroMega One RECI Puntas de Gutapercha

60 x Puntas de Gutapercha One RECI

GP 20/.04	60031551	23,11 €
GP 25/.04	60031552	
GP 35/.04	60031553	
GP 45/.04	60031554	
GP 25/.06	60031679	
GP 25/.06	60031679	



MicroMega One RECI Puntas de Papel

144 x Puntas de Papel One RECI

PP 20/.04	60031746	23,11 €
PP 25/.04	60031747	
PP 35/.04	60031748	
PP 45/.04	60031749	
PP 25/.06	60031750	
PP 25/.06	60031750	

MOTOR DE ENDODONCIA

CanalPro X-Move

- ✓ Localizador de ápice integrado
- ✓ Movimiento de rotación continua
- ✓ Movimiento recíprocante con ángulos ajustables
- ✓ Sin hilos; 2,5 horas de autonomía
- ✓ Contra ángulo aislado con cabezal y cuello extra mini
- ✓ Programa intuitivo: parámetros pre-programados para uso con limas COLTENE
- ✓ Utilizable con cualquier marca de limas, 9 memorias para programar movimientos, velocidades y torques
- ✓ Función auto-reverse apical cuando la lima alcanza el punto de referencia (ápice)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Contra ángulo rotativo a 360°
 Diámetro del contra ángulo: 8 mm
 Altura contra ángulo: 9,7 mm
 Rango torque: 0,4–5,0 N/cm
 Rango de velocidad: 100–2500 rpm
 Ángulos recíprocante ajustables por intervalos de 10°
 Rango de ajustes: 20–400°



NOVEDAD

CanalPro X-Move

65002739	1.500 €
----------	---------

- 1 × Pieza de mano motorizada
- 1 × Base de carga
- 1 × Contra ángulo
- 1 × Boquilla para lubricación
- 1 × Cable de medición
- 4 × Porta lima
- 2 × Clip labial
- 2 × Sonda de contacto
- 2 × Junta tórica
- 1 × Adaptador corriente universal
- 1 × Batería
- 1 × Instrucciones de uso
- 1 × Guía consejos uso localizador de ápice
- 1 × Listado del contenido del embalaje

COLTENE

ENDO CLUB 2023

Motor CanalPro X-Move
 de demostración en los cursos
 de formación ENDO CLUB.

Solicite una demostración a su promotor
 de zona COLTENE.




HyFlex EDM

Una resistencia a la fractura hasta un **700% superior!**

PRODUCTO DEL MES
 ≧ NOVIEMBRE ≦
4+2
 en HyFlex EDM

Oferta válida únicamente con su promotor COLTENE



HyFlex EDM Reposición

50 € Precio Resultante = **33,33 €**

3 x Lima de su elección

	Orifice Opener 25/12	HandFiles	Lima de permeabilización según la anatomía del canal		Lima de preparación	Lima de conformado	Lima de acabado
			15/03	10/05	20/05	25/~ OneFile	40/04
	Reposición x 3		Reposición x 3	Reposición x 3	Reposición x 3	Reposición x 3	Reposición x 3
	400 rpm		300 rpm	300 rpm	400 rpm	400 rpm	400 rpm
	2,5 Ncm		1,8 Ncm	1,8 Ncm	2,5 Ncm	2,5 Ncm	2,5 Ncm
Largo	-	O lima de su elección (Ver página 7)	-	-	-	-	-
21 mm	-		60023493	60022269	60022275	60022270	60022271
25 mm	-		60023492	60019594	60022276	60019595	60019597
15 mm	60019596		-	-	-	-	-

HyFlex EDM Kit de conformado Simple

50 € Precio Resultante = **33,33 €**

- 1 x 25/12 Orifice Opener
- 1 x 10/05 Lima de permeabilización
- 1 x 25/~ Lima de conformado

Largo

21 mm	60022267
25 mm	60019363



HyFlex EDM Kit de conformado Medio

50 € Precio Resultante = **33,33 €**

- 1 x 10/05 Lima de permeabilización
- 1 x 20/05 Lima de preparación
- 1 x 25/~ Lima de conformado

Largo

21 mm	60022277
25 mm	60022278



HyFlex EDM Kit de acabado 25mm (opcional)

50 € Precio Resultante = **33,33 €**

- 1 x 40/04
- 1 x 50/03
- 1 x 60/02

	21 mm	25 mm
40/04	60022271	60019597
50/03	60022272	60019598
60/02	60022274	60019599



HyFlex EDM Puntas de Gutapercha

60 x Puntas de Gutapercha HyFlex EDM

20/05	60022706	24 €
OneFile 25/~	60022707	
40/04	60022708	
50/03	60022709	
60/02	60022710	
Surtido 20/05 - 60/02	60022705	

HyFlex EDM Puntas de Papel

100 x Puntas de Papel HyFlex EDM


20/05	60022742	14,64 €
OneFile 25/~	60022743	
50/03	60022741	
60/02	60022740	
Surtido 20/05 - 60/02	60022744	

HyFlex EDM – OGSF Secuencia

COLTENE presenta una nueva secuencia de limas con un protocolo simple y directo, para una preparación rápida y fiable de los canales radiculares simples o complejos. La nueva secuencia Hyflex EDM OGSF incluye:

- Una lima "Opener" y una lima "Glider" para asegurar la instrumentación
- Una lima "Shaper" para la conformación del canal
- Una lima "Finisher" para el acabado

- ✓ Eficacia de corte elevado
- ✓ Seguridad: resistencia a la fatiga ciclica
- ✓ Flexibilidad: centrado optimizado dentro del canal



Reposiciones HyFlex EDM OGSF, 3 uds

18 mm	60036140	-	-	-
21 mm	-	60023493	60036136	60036138
25 mm	-	60023492	60036137	60036139

Secuencia HyFlex EDM OGSF, 4 uds

18 mm	-
21 mm	60036141
25 mm	60036142

DESCUBRA AL ASISTENTE ENDO JENI!

CanalPro Jeni

Sistema de asistencia digital para la preparación del conducto radicular



 Nuevo sistema de asistencia autónomo para el tratamiento del conducto

 Idealmente adaptado a las limas COLTENE y MicroMega

 Localizador de Ápice, una medición sin interrupciones

CanalPro Jeni, set completo

60023659 **3 548 €**

- 1 × Dispositivo
- 1 × Motor con localizador de ápice
- 1 × Contra-ángulo completamente aislado
- 1 × Pedal Bluetooth
- 1 × Set de alimentación
- 1 × Set de cableado localizador de ápice
- 1 × Accesorios para localizador de ápice



 Movimiento Jeni, cambia según progresa, cada conducto es diferente!

 Notifica cuando irrigar

 Programa Doctor Choice para cualquier sistema de limas incluido reciprocantes



 Sistema preventivo de rotura de lima

 Fácil instalación de Actualizaciones, siempre al día




Más detalles en el catálogo: características del software, particularidades del hardware.



HyFlex Remover

La pieza esencial para su retratamiento

- ✓ Una lima para retirar la obturación antigua del canal
- ✓ Respeto la anatomía del conducto
- ✓ Eficiente no necesita solventes
- ✓ Segura gracias a su punta inactiva




30/.07
Torque máximo: **2.5 N.cm**
Velocidad de rotación: **400-800 rpm**
Tratamiento térmico: **C.Wire**



VELOCIDAD DE ROTACIÓN
400 - 800 rpm



TORQUE MÁXIMO
2,5 N.cm



B5 HyFlex Remover

61,29€

5 x B5 HyFlex Remover n30/7% Classics

19 mm	60023649
23 mm	60023648

roeko

GuttaFlow bioseal

Consistencia ideal e idéntica durante todo el tiempo de trabajo



Kit ROEKO GuttaFlow bioseal

60019560 **167,36€**

1 x Jeringa automezcla 5 ml
12 x Puntas de mezcla
1 x Bloc de mezcla



-20%
en reposiciones ROEKO GuttaFlow bioseal



Tiempo de trabajo: 5 min
Fraguado: 12 - 16 min

MUCHO MÁS
QUE UN SISTEMA
DE OBTURACIÓN,
UNA HERRAMIENTA
DE CURACIÓN

Reposición ROEKO GuttaFlow bioseal

60019561 ~~151€~~ **120,80€**

1 x Jeringa de automezcla 5 ml

Sistema ParaPost

Una gama completa de postes indicados para técnica directa e indirecta

Reposición ParaPost XP

82€ Precio resultante = 54,67€

82€ Precio resultante = 54,67€

10 × Poste en acero inoxidable

10 × Poste en aleación de titanio

Tamaño	Ø en mm	10 uds acero inoxidable	10 uds aleación de titanio
3	0,90	P7443	P7843
4	1,00	P7444	P7844
4,5	1,14	P74445	P78445
5	1,25	P7445	P7845
5,5	1,40	P74455	P78455
6	1,50	P7446	P7846



Reposición ParaPost XH

90€ Precio resultante = 60€

10 × Poste en aleación de titanio

Tamaño	Ø en mm	10 uds
3	0,90	P883
4	1,00	P884
4,5	1,14	P8845
5	1,25	P885
5,5	1,40	P8855
6	1,50	P886



Reposición ParaPost XT

128€ Precio resultante = 85,33€

10 × Poste en aleación de titanio

Tamaño	Ø en mm	10 uds
3	0,90	P6830
4	1,00	P6840
4,5	1,14	P6845
5	1,25	P6850
5,5	1,40	P6855
6	1,50	P6860



PRODUCTO DEL MES

≧ DICIEMBRE ≦

4+2

en ParaPost

Oferta válida únicamente con su promotor COLTENE



Descubra la gama completa escaneando este código QR

Reposición ParaPost Fiber Taper Lux

76€ Precio resultante = 50,67€

5 × Poste en fibra sin metal

Tamaño	Ø en mm	5 uds
3	0,90	-
4	1,00	-
4,5	1,14	PF18145
5	1,25	PF1815
5,5	1,40	PF18155
6	1,50	PF1816



Reposición ParaPost Fiber Lux

76€ Precio resultante = 50,67€

5 × Poste en fibra sin metal

Tamaño	Ø en mm	5 uds
3	0,90	PF1713
4	1,00	PF1714
4,5	1,14	PF17145
5	1,25	PF1715
5,5	1,40	PF17155
6	1,50	PF1716



Reposición ParaPost Fiber White

70€ Precio resultante = 46,67€

5 × Poste en fibra sin metal

Tamaño	Ø en mm	5 uds
3	0,90	PF1613
4	1,00	-
4,5	1,14	PF16145
5	1,25	PF1615
5,5	1,40	PF16155
6	1,50	PF1616



OFERTA DE LANZAMIENTO

Por la compra de un motor **CanalPro X-Move**

PACK
1



PACK
2



PACK
3



1 contra ángulo
X-Move - Ref. 60036546
GRATUITO



8 blisters de limas
2Shape mini - Ref. 60036549
of **One Curve mini** - Ref. 60036550
○ **One RECI** - Ref. 60036551
GRATUITAS



8 blisters de limas
HyFlex EDM - Ref. BUNDLEXM
GRATUITAS



BRILLIANT EverGlow

Excepcional pulido y brillo duradero

Gracias a la composición de su sofisticada carga, BRILLIANT EverGlow presenta una superficie excepcionalmente lisa, satinada y brillante durante la obturación. El pulido se convierte en un detalle y una estética restauración puede realizarse en poco tiempo. Además BRILLIANT EverGlow destaca por la larga conservación de su brillo.

- ✓ Sistema Duo Shade
- ✓ 7 tonos universales
- ✓ 2 tonos esmalte
- ✓ 5 tonos opacos para restauraciones más complejas

PRODUCTO DEL MES

≡ OCTUBRE ≡

5+5

en BRILLIANT EverGlow

Oferta válida únicamente con su promotor COLTENE



BRILLIANT EverGlow Reposición Jeringa

54 €

Precio resultante = 27 €

1 x Jeringa 3g

BRILLIANT EverGlow Reposición Tips

78 €

Precio resultante = 39 €

20 x Tips 0,2g

			Jeringas	Tips
DENTINA	Bleach		60019697	60019706
	A1/B1		60019698	60019707
	A2/B2		60019699	60019708
	A3/D3		60019700	60019709
	A3.5/B3		60019701	60019710
	C2/C3		60019702	60019716
ESMALTE	A4/C4		60019703	60019717
	TRANSLUCENT		60019704	60019718
	BLEACH TRANSLUCENT		60019705	60019719
OPACOS	OPACO BLEACH		60019743	60019746
	OPACO A1		60019744	60019747
	OPACO A2		60023819	60023823
	OPACO A3		60019745	60019748
	OPACO A4		60023820	60023824



Product insights you can trust.

EDITOR'S CHOICE



Sistema de puntuación: Excelente + + + + +
Muy Bien + + + +
Bien + + +



BRILLIANT EverGlow Flow

El complemento ideal

- ✓ Sistema Duo Shade
- ✓ Ideal para obturar lugares difíciles de acceso y el sellado de fisuras
- ✓ Excelente conservación del brillo
- ✓ Buenas propiedades de adaptación debido a su baja viscosidad
- ✓ Alta estabilidad y perfecta tixotropía
- ✓ Nivel absoluto de precisión en su aplicación

PRODUCTO DEL MES

≧ OCTUBRE ≦

4+2

en BRILLIANT EverGlow Flow

Oferta válida únicamente con su promotor COLTENE

BRILLIANT EverGlow Flow
Reposición Jeringas

32 € Precio resultante = **21,33 €**

- 1 x Jeringa 2g
- 5 x Puntas de aplicación estándar
- 5 x Puntas de aplicación finas 0,4 mm

	Bleach BL	60019752
	A1/B1	60019753
	A2/B2	60019754
	A3/D3	60019755
	A3.5/B3	60019756
	A4/C4	60019757
	TRANSLUCENT TRANS	60019758
	OPAQUE A2	60019751
	OPAQUE A3	60023825

OFERTA ESPECIAL


30 x Reposiciones
BRILLIANT EverGlow
en jeringas

(Referencia Oferta Pack Jeringas : 60034726)



30 x Reposiciones
BRILLIANT EverGlow
en Tips

(Referencia Oferta Pack Tips : 60034896)



Lámpara
S•P•E•C 3 LED
REGALO

Valorada: -1.079€



SYNERGY D6

La belleza hecha simple

SYNERGY D6 es un composite nanohíbrido para la práctica diaria de la odontología. Este composite universal con una larga experiencia clínica está totalmente orientado a simplificar la elección de colores sin descuidar los parámetros estéticos. Una de las características especiales es el sistema Duo Shade que se aplica para 6 de los tonos de dentina. Gracias a sus excelentes propiedades ópticas de mimetismo, un tono del sistema Duo Shade corresponde a 2 tonos Vita. (por ejemplo, A1/B1 o A2/B2). Así, un pequeño número de tonalidades son suficiente para cubrir una amplia gama de tonos de dientes. En total, la variedad de SYNERGY D6 incluye 6 tonos de dentina y 2 tonos de esmalte.



SYNERGY D6 Reposición Jeringas

65,59€

1 x Jeringa de 4 g

SYNERGY D6 Dentin White Bleach (WB)	8365
SYNERGY D6 Dentin A1/B1	8366
SYNERGY D6 Dentin A2/B2	8367
SYNERGY D6 Dentin A3/D3	8368
SYNERGY D6 Dentin A3.5/B3	8369
SYNERGY D6 Dentin C2/C3	8370
SYNERGY D6 Enamel Universal	8371
SYNERGY D6 Dentin A4/C4	8384



SYNERGY D6 Reposición Tips

43,34€

10 x Tips de 0,25 g

SYNERGY D6 Dentin White Bleach (WB)	8375
SYNERGY D6 Dentin A1/B1	8376
SYNERGY D6 Dentin A2/B2	8377
SYNERGY D6 Dentin A3/D3	8378
SYNERGY D6 Dentin A3.5/B3	8379
SYNERGY D6 Dentin C2/C3	8380
SYNERGY D6 Enamel Universal	8381
SYNERGY D6 Dentin A4/C4	8383

-33%
DESCUENTO en los
Kits de Jeringas



Kit Edición Limitada SYNERGY D6 en Jeringas (13 uds.)

60014361 ~~324€~~ **217,08€**

- 5 x Jeringa de 4 g A2/B2
- 5 x Jeringa de 4 g A3/D3
- 1 x Jeringa de 4 g A3.5/B3
- 1 x Jeringa de 4 g A4/C4
- 1 x Jeringa de 4 g Enamel Universal

-10%
DESCUENTO en los
Kits de Tips



Kit Edición Limitada SYNERGY D6 en Tips (130 uds.)

60014362 ~~324€~~ **291,60€**

- 50 x Tips de 0,25 g A2/B2
- 50 x Tips de 0,25 g A3/D3
- 10 x Tips de 0,25 g A3.5/B3
- 10 x Tips de 0,25 g A4/C4
- 10 x Tips de 0,25 g Enamel Universal

ADHESIVO UNIVERSAL MONOCOMPONENTE FOTOPOLIMERIZABLE

ONE COAT 7 UNIVERSAL

Perfecta cohesión en todas las situaciones

ONE COAT 7 UNIVERSAL es el único agente adhesivo que necesita en su clínica para todos sus tratamientos. Sin imprimaciones, silanos, aplicar igualar con aire y fotopolimerizar...es todo!

-25%
en frasco 5ml ONE COAT 7 UNIVERSAL



EDITOR'S CHOICE

+++++

Sistema de puntuación: Excelente + + + + +
Muy Bien + + + +
Bien + + +



Un único agente adhesivo universal para todas las indicaciones y técnicas de grabado, **FORMULA MDP4-META**



Extremadamente económico: Hasta 300 aplicaciones por frasco



ONE COAT 7 UNIVERSAL Reposición frasco

60019539	97€	72,75 €
----------	----------------	----------------

1 x 5 ml	Frasco
1 x	Accesorios

ONE COAT 7 UNIVERSAL Reposición Monodosis

60019540	124€
----------	-------------

50 x 0,1 ml	Monodosis
50 x	Pinceles
1 x	Accesorios

BLOQUE Y DISCO DE COMPOSITE REFORZADO PARA RESTAURACIONES PERMANENTES

BRILLIANT Crios

Alto rendimiento hecho brillantemente

INDICACIONES: INLAYS, ONLAYS, FACETAS, CORONAS,
CORONAS SOBRE IMPLANTES.

NOVEDAD

TONALIDADES SUPER TRANS!

-20%
en BRILLIANT
Crios



CASO CLÍNICO CON BRILLIANT Crios


Cortesía Dr. Nicolás Gutiérrez. Presidente DOA academy doadental.com/academy



Paciente adulto con desgastes generalizados y pérdida de dimensión vertical



Encerado digital de ambas arcadas con los nuevos planos de oclusión.



Fresado de restauraciones mínimamente invasivas en BRILLIANT Crios A2 HT.



Restauraciones finales adheridas y con la nueva dimensión vertical del paciente.



BRILLIANT Crios
CEREC/inLab - 5 bloques

~~119,38€~~ 92,50€

5 x Bloques (tamaños 12 mm o 14 mm)



BRILLIANT Crios
Disco 14 mm - 1 ud.

~~429,76€~~ 343,81€

1 x Disco 14 mm

BRILLIANT Crios
Disco 18 mm - 1 ud.

~~494,95€~~ 395,96€

1 x Disco 18 mm

Translucidez	BLOQUES CEREC/INLAB					DISCO					
	Low (LT)		High (HT)		Super (ST)	Low (LT)		High (HT)		Super (ST)	
Cantidad	5 uds					1 ud					
Tamaños	12	14	12	14	14	14	18	14	18	14	18
BLEACH	60019998	60019985	-	-	60024174	-	-	-	-	60024179	60024177
UNIVERSAL	-	-	-	-	60024175	-	-	-	-	60024180	60024178
A1	60019999	60019986	60020007	60019994	-	60022899	60022886	60022907	60022894	-	-
A2	60020000	60019987	60020008	60019995	-	60022900	60022887	60022908	60022895	-	-
A3	60020001	60019988	60020009	60019996	-	60022901	60022888	60022909	60022896	-	-
A3.5	60020002	60019989	-	-	-	60022902	60022889	-	-	-	-
B1	60020003	60019990	60020010	60019997	-	-	-	-	-	-	-
B2	60020004	60019991	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	60020005	60019992	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C2	60020006	60019993	-	-	-	-	-	-	-	-	-


DuoTEMP

Una doble seguridad



- ✓ Fraguado Dual
- ✓ Elevada integridad marginal
- ✓ Material para diferentes indicaciones
- ✓ Fácil retirada

Comparativa de sellado marginal



Corte de molares humanos extraídos y obturados con DuoTemp. Se sumergen en azul de metilano para valorar el sellado marginal. Los resultados con DuoTemp fueron excelentes. (*No son marcas de Coltene)

Aplicación fácil y rápida



Un único componente, sin mezcla. Buena retención en la cavidad y fácil retirada.

Kit Eco DuoTEMP

7090	85 €
------	------

5 x Jeringas 5g

ParaCore

Cemento restaurador corono-radicular:
1 Producto, 3 aplicaciones



Resina de composite eforzada en fibra de vidrio, de polimerización Dual, radio opaco y tres tonalidades: Dentina, Blanco y Translúcido

- ✓ Reconstrucción de muñones
- ✓ Cementación de Postes radiculares
- ✓ Cementación de coronas y puentes sin metal

Reposición Jeringa automix, 2 x 5ml

104 € Precio resultante = 69,33 €

2 x 5ml Color a elegir
20 x Puntas de mezcla

Tonos		
White		5886
Dentine		5887
Dentine SLOW		60011391
Trans SLOW		60011392

PRODUCTO DEL MES

≧ DICIEMBRE ≦

4+2
en ParaCore

Oferta válida únicamente con su promotor COLTENE

OFERTAS Sympress II : **AFFINIS** o **PRESIDENT** The Original

OFERTA 1

1.480 €

1 x



Mezclador automática
AFFINIS Sympress II



1 x



Kit intro AFFINIS System 360⁽¹⁾



1 x



Kit intro PRESIDENT The Original
System 360⁽⁴⁾



2 x



Reposición Affinis System 360⁽²⁾



2 x



Réassort PRESIDENT The Original
System 360⁽⁵⁾



1 x



Reposición AFFINIS
Clásica o PRECIOUS⁽³⁾



1 x



Réassort
PRESIDENT The Original⁽⁶⁾

OFERTA 2

1.890 €

1 x



Mezclador automática
AFFINIS Sympress II



1 x



Kit intro AFFINIS System 360⁽¹⁾



1 x



Kit intro PRESIDENT The Original
System 360⁽⁴⁾



6 x



Reposición Affinis System 360⁽²⁾



6 x



Reposición PRESIDENT The Original
System 360⁽⁵⁾



3 x



Reposición AFFINIS
Clásica o PRECIOUS⁽³⁾



3 x



Reposición
PRESIDENT The Original⁽⁶⁾

(1) Kit intro AFFINIS System 360 - 380 ml (base y catalizador) + 10 puntas de mezcla dinámicas + 1 anillo de cierre. Viscosidades a elegir, puede mezclarlas : Putty (6471) o Heavy Body (6485) o MonoBody (6480)

(2) Reposición AFFINIS System 360 - 2 x 380 ml + 1 anillo de cierre, Viscosidades a elegir, puede mezclarlas : Putty (6472) o Heavy Body (6487) o MonoBody (6482)

(3) Reposición AFFINIS Clásica o PRECIOUS - 2 x 50 ml + 12 puntas de mezcla. Viscosidades a elegir, puede mezclarlas : Light (6501) o Light Fast (6601) o Regular (6511) o Regular Fast (6611) o PRECIOUS Light (6775) o PRECIOUS Regular (6776)

(4) Kit intro PRESIDENT The Original System 360 - 380 ml (base y catalizador) + 10 puntas de mezcla dinámicas + 1 anillo de cierre. Viscosidades a elegir, puede mezclarlas : Heavy Body (60019947) o MonoBody (60019945)

(5) Reposición PRESIDENT The Original System 360 - 2 x 380 ml + 1 anillo de cierre, Viscosidades a elegir, puede mezclarlas : Heavy Body (60019948) o MonoBody (60019946)

(6) Reposición PRESIDENT The Original Light - 2 x 50 ml + 12 puntas de mezcla. Viscosidades a elegir, puede mezclarlas : Light body (60019938) o Xtra light body (60019937) o Regular body (60019939)

MATERIAL PARA IMPRESIONES A BASE DE SILICONA TIPO A

AFFINIS

Coronada de exitos en los más mínimos detalles



Una silicona A siempre entre las más rápidas de su generación. AFFINIS Fast con un fraguado de 2 min. 10 s. garantía de eficacia.



Vaciado preciso de cada detalle incluso en las condiciones más difíciles. El sistema tensoactivo altamente eficaz se caracteriza por una excelente afinidad sobre superficies húmedas.



Una toma de impresión con toda confianza. Su consistencia auto-alisante previene los poros y las deformaciones.



Fácil control para un éxito asegurado. Los materiales correctores AFFINIS PRECIOUS con pigmentación de plata y oro para una excelente lectura de la fiel reproducción y los detalles.

ACCESORIOS

Puntas utilizables con productos
AFFINIS y PRESIDENT The Original



Punta de mezcla universal

60019663
× 40
40€

60019694
× 100
74€



Punta intra-oral
amarilla

6555
× 100
72€



Punta intra-oral
blanca

6210
× 100
57€



AFFINIS putty

~~107€~~ **80,25€**

2 × 300ml Base y catalizador
2 × Cucharillas

Viscosidad		
putty soft		6530
putty soft fast		6531
putty super soft		6535

AFFINIS system 360

~~210€~~ **157,50€**

2 × 380ml Reposición
1 × Anillo de cierre

Viscosidad		
putty		6472
heavy body		6487
MonoBody		6482

AFFINIS y AFFINIS PRECIOUS

~~68€~~ **51€**

2 × 50ml
12 × Puntas de mezcla universales

Viscosidad		
light		6501
light fast		6601
regular		6511
regular fast		6611
PRECIOUS light		6775
PRECIOUS regular		6776

MATERIAL DE IMPRESIÓN DE SILICONA A

PRESIDENT The Original

Un pequeño paso para los dentistas,
un gran paso para la odontología

-25%
en la gama
PRESIDENT
The Original



putty



putty soft



putty soft fast



putty super soft



MonoBody



heavy body



PRESIDENT The Original putty

~~85€~~ **63,75€**

2 x 300ml Base y catalizador
2 x Cucharillas

Viscosidad

	putty	60019942
	putty soft	60019943
	putty soft fast	60022166
	putty super soft	60019944

PRESIDENT The Original system 360

~~210€~~ **157,50€**

2 x 380ml
1 x Anillo de cierre

Viscosidad

	MonoBody	60019946
	heavy body	60019948

PRESIDENT The Original light cartucho 50ml

~~56€~~ **42€**

2 x 50ml
12 x Puntas de mezcla universales

Viscosidad

	regular body	60019939
	light body	60019938
	Xtra light body	60019937

JET BLUE BITE

Material para el registro de mordida

- ✓ Queda exactamente en el lugar donde se aplica
- ✓ Sin resistencia a la oclusión
- ✓ Precisa gracias a su dureza, quedando suficientemente flexible para un fácil ajuste

JET BLUE BITE, 1 × 50ml

32,96 €

1 × 50ml
6 × Ountas de mezcla
6 × Punta dispensadora plana

Fast	6491
Super Fast	6493

JET BLUE BITE, 4 × 50ml

110,94 €

4 × 50ml
12 × Ountas de mezcla
12 × Punta dispensadora plana

Fast	6495
Super Fast	6497



Speedex

Silicona C



Speedex putty

38,43 €

putty	4970
putty soft	60023572

1 × 910 ml

Speedex Universal Activator

4990 22,33 €

1 × 60ml

Speedex light body

4980 15,48 €

1 × 140ml

Speedex medium

4986 15,48 €

1 × 140ml

SciCan OPTIM 1

CONSULTE LA
MEJOR OFERTA
A SU PROMOTOR
COLTENE

OPTIM 1 Toallitas

OPTEU1-12W	14 €
------------	------

1 x Bote dispensador
(160 toallitas)

OPTEU1-12W	97,34 €
------------	---------

12 x Botes dispensadores
(1920 toallitas)

OPTIM 1 Líquido

OPTEU1-4x4	148 €
------------	-------

4 x Garrafa de 4 litros



1 MINUTO
DE TIEMPO
DE CONTACTO



**100 % EFECTIVO
CONTRA EL
CORONAVIRUS**



Más información
escaneando el Código QR

BioSonic UC150

Sus pacientes confían en usted
Usted puede confiar en BioSonic

CONSULTE LA
MEJOR OFERTA
A SU PROMOTOR
COLTENE

UC150

60021988	1.702 €
----------	---------

1 x Cuba UC150
1 x Panel digital
1 x Cesta
1 x Manguera de drenaje
1 x Plantilla para cortar y encastrar
1 x Junta para encastrar

UC40

60021961	127,28 €
----------	----------

UC40 1 x 5 L

60021960	31,99 €
----------	---------

UC40 1 x 1 L



5,7 L

**2 AÑOS DE
GARANTÍA!**

AUTOCLAVE RÁPIDO

SciCan STATIM 6000B

El arte de la esterilización

TECNOLOGÍA G4+ MEJORADA

Presentamos el nuevo autoclave de clase B. ¡El milagro de dimensiones compactas que compite fácilmente con las unidades grandes gracias a su carga flexible, a unos ciclos cortos y a sus funciones digitales!



- ✓ Dimensiones pequeñas, rendimiento extraordinario
- ✓ Cómodas opciones automatizadas para el llenado y el drenaje
- ✓ Programable: funciona según sus órdenes
- ✓ Funciones inteligentes para una automatización y un flujo de trabajo mejorados
- ✓ Tecnología de conectividad G4+ y registro de datos

STATIM 6000B G4+

G4-700001 5.480 €

Precio de lanzamiento
4.663,99 €



NOVEDAD

TIEMPOS DE LOS CICLOS

CICLO	TIPO DE CICLO	CARGA MÁX.	TEMP. DE ESTERILIZACIÓN	TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN	DURACIÓN DEL CICLO (con secado)
Macizo no embolsado	N	1 kg	134 °C	3,5 m	15 m
Macizo embolsado	S	2,6 kg	134 °C	3,5 m	27 m
Universal	B	1,4 kg	134 °C	3,5 m	27 m
Goma y plástico	S	1 kg	121 °C	20 m	31 m
Personalizar	S	El usuario puede personalizarlos a temperaturas de 134°C/121 °C comenzando desde 3,5 min (134 °C) o 20 min (121 °C) con secado ajustable.			
Prueba de Helix	PRUEBA		121 °C o 134 °C	3,5 m	
Prueba de Bowie-Dick	PRUEBA		121 °C o 134 °C	3,5 m	

Nota: los tiempos pueden variar según la carga y la alimentación eléctrica. Los tiempos de los ciclos enumerados anteriormente se basan en cargas máx.



CONTROL DE INFECCIÓN

HyFlex EDM – OGSF Secuencia

Tengo el control en sus manos

Características y Beneficios

- ✓ Tratamiento eficiente con alta eficiencia de corte
- ✓ Alta resistencia a la fractura y flexibilidad
- ✓ Preparación del canal centrado
- ✓ Solo una lima de conformación
- ✓ Blister esterilizados
- ✓ 2 longitudes, 21 y 25mm

Ver página 13

Pie de imprenta / editor

Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20 +41 71 757 5300
CH-9450 Altstätten info.ch@coltene.com

Contacto de ventas

COLTENE Iberia S.L.U.

c/Doctor Fleming, 3 – Bajo A +34 91 63 86 492
ES-28220 Majadahonda, Madrid info.ib@coltene.com

Service Center

service@coltene.com
00 800 11 0000 12 (UIFN)
Lunes - viernes 8:00 a 17:00 CEST

 COLTENE.Iberia
www.coltene.com

PROMOTORES ESPAÑA:

Zona Galicia, Asturias, León: **José Carlos Monteagudo**, Móvil 683193710
Zona País Vasco, Cantabria, Navarra, La Rioja: **Itxaso Viar**, Móvil 681180168
Zona Cataluña, Aragón, Islas Baleares: **Juan Lacambra**, Móvil 696481304
Zona Andalucía Oriental: **Francisco García**, Móvil 660217655
Zona Andalucía Occidental, Extremadura: **Laura Cabrera**, Móvil 679281788
Zona Madrid, Castilla León, Castilla la Mancha: **Carlos González**, Móvil 678440542
Zona Valencia, Murcia: **Fernando De María**, Móvil 689186321

PRECIOS SIN I.V.A., VÁLIDOS DEL 01.10.2023 A 31.12.2023

Los precios indicados no incluyen el IVA. Ofertas válidas del 01.10.2023 al 31.12.2023, salvo error tipográfico o rotura de stock. COLTENE se reserva el derecho a modificar o cancelar sus ofertas sin preaviso.

 **COLTENE**