

PROMOCIONES KERR IBERIA

Octubre - Diciembre 2023

SimpliShade™

Simplified Universal Composite System



Restauradora



Pág. 3-9

Endodoncia



Pág. 10-12

Prevention & Infection Control



Pág. 13-15

FibreKleer™ 4x

Postes de fibra

- Radiopacidad hasta un 400 %
- Diferentes medidas y diseños (Tapered, Original, Parallel)
- Excelente translucidez



Drills (fresas)
 O N81CC 1.50 Tapered
 O N81CA 1.25 Tapered
 O N81CB 1.375 Tapered

P.V.P. recomendado 87,95€

Oferta

41€

Kits de postes FibreKleer 4x

Contenido:
 15 postes (5 x tamaño), 3 fresas (1 x tamaño)

- O N83A FibreKleer 4x Parallel
- O N83B FibreKleer 4x Tapered
- O N83C FibreKleer 4x Original

P.V.P. recomendado 244,31€

Oferta

114€

Reposiciones

FibreKleer 4x Tapered
 Reposiciones C x 10



Poste de 1,25mm N83BA
 Poste de 1,375mm N83BB
 Poste de 1,50mm N83BC

P.V.P. recomendado 44,65€

Oferta

21€

FibreKleer 4x Parallel y Original

Reposiciones C x 10



Parallel 1,00mm N83AA
 Parallel 1,25mm N83AB
 Parallel 1,50mm N83AC



Original 1,00mm N83CA
 Original 1,25mm N83CB
 Original 1,50mm N83CC

P.V.P. recomendado 44,65€

Oferta

34€

TempSpan™

Material para coronas y puentes provisionales

- Se aplica con pistola para materiales de impresión de 50ml
- Fórmula de polimerización dual.



Tonos disponibles:

AO, A1, A2, A3, A3.5, B1, C2
 Cartucho 50 ml (80g) + puntas

- O N69AA AO
- O N69AB A1
- O N69AC A2
- O N69AD A3
- O N69AE A3.5
- O N69AF B1
- O N69AG C2

P.V.P. recomendado 107,50€

Oferta

51€

Build-It™ FR

Material para muñones reforzado con fibra

Fraguado Dual



1 cartucho de automezcla 48 g, 20 puntas de mezcla, 20 puntas intraorales

- O N32AD Blanco Opaco
- O N32AA Color A2
- O N32AE Color A3

P.V.P. recomendado 146,58€

Oferta

85€

Restauradora

Harmonize™

Composite Universal con Nanopartícula



Reflexión de la luz igual a la del diente natural

Harmonize se adapta a la longitud de onda de la luz igual que lo hace el diente humano. Ello proporciona mejor mimetismo que otros composites del mercado.

Forma Esférica

Forma esférica de la red de relleno A.R.T. controlada, lo que minimiza la adherencia y simplifica el esculpido. De este modo se reduce el riesgo de retrocesos y vacíos cavosuperficiales.




Jeringa 4g
O Harmonize Jeringa

P.V.P. recomendado 77,51€

Unidose (20x0,25g)
O Harmonize Unidose

P.V.P. recomendado 106,17€



Oferta

45€

Oferta

58€

Vertise™ Flow

Composite Fluido Autoadhesivo

Composite fluido autoadhesivo con tecnología OptiBond™. Simplifica los procedimientos de restauración directa al incorporar el adhesivo en el fluido, lo que reduce los pasos y ahorra tiempo



Reposiciones
2 Jeringas x 2 g, 20 pinceles aplicadores, 20 puntas

P.V.P. recomendado 91,62€

Oferta

57€

SimpliShade™

Composite Universal Simplificado



Simplifique la identificación del color

SimpliShade coincide con los 16 tonos clásicos de VITA con solo 3 tonos: Light, Medium, Dark.



Tecnología de respuesta adaptativa (ART)

Tecnología comprobada presente en Harmonize™, que le ayuda a crear restauraciones con una resistencia excepcional y una estética inigualable.



Optimice la gestión de inventario

Ahorre tiempo y dinero con los tonos mínimos para cubrir casi todas sus necesidades de composites.



Universal para todas las clases de cavidad

Se puede usar con confianza en todas las clases de cavidades, sin la necesidad de un opaco.

Colores guía VITA equivalentes

LIGHT		A1, B1, B2, C1, D2
MEDIUM		A2, A3, C2, D3, D4
DARK		A3.5, A4, B3, B4, C3, C4

Referencias

- 37001** - Jeringa, Light
- 37002** - Jeringa Medium
- 37003** - Jeringa, Dark
- 37004** - Jeringa, Bleach White
- 37005** - Jeringa, Universal Opaque
- 37006** - Unidose x 20, Light
- 37007** - Unidose x 20, Medium
- 37008** - Unidose x 10, Dark
- 37009** - Unidose x 10, Bleach White
- 37010** - Unidose x 10, Universal Opaque



Próximo
Lanzamiento

SimpliShade Jeringa 4g

P.V.P. recomendado 58,34€

Promoción Jeringa 38€

SimpliShade Unidose 20 unidades

P.V.P. recomendado 70,02€

Promoción Unidose 50€

SimpliShade Unidose 10 unidades

P.V.P. recomendado 46,66€

Promoción Unidose 34€

Guía de Selección OptiBond™

OptiBond™ FL
Dos componentes, 48% de relleno

OptiBond™ Solo™ Plus
Un componente, adhesivo de grabado total

OptiBond™ Universal
Adhesivo Universal de un componente

Indicaciones			
Directa	✓	✓	✓
Indirecta	✗ ¹	✓	✓
Anterior	✓	✓	✓
Posterior	✓	✓	✓
Sustratos			
Dentina/Esmalte/Dentina sin cortar	✓	✓	✓
Todas las cerámicas Incluyendo cerámica disilicato de litio	✗ ¹	✓ ²	✓
Coronas de Metal Incluye las basadas en zirconia y alúmina	✗ ¹	✓	✓
Inlay/Onlays	✗ ¹	✓	✓
Reconstrucción de muñones	✓	✓	✓
Cementación de postes	✗ ¹	✓ ³	✓ ³
Reparación de Metal/Composite	✓	✓	✓
Reparación de Porcelana	✓	✓	✓
Sellado de Amalgama	✓	✓	✓
Productos Auxiliares necesarios			
Productos Auxiliares necesarios	●	●	● ⁴
Silano	-	●	● ⁵
Imprimador para metal	-	● ⁵	● ⁵
Fraguado total sin luz Prestación para cementación	-	●	●
Compatibilidad del adhesivo			
Compatible con todos los cementos de resina y reconstructores de muñones	-	● ³	● ³

Notas

1. No indicado debido al elevado grosor de la película
2. Uso con Silano

3. Uso solo con cemento NX3

4. Opcional
5. No se requiere

6. Con cemento NX3

7. Compatible con cualquier cemento de resina

Leyenda

- ✓ Recomendado.
- ✓ Recomendación secundaria.
- ✗ No recomendado.

- Sí.
- Opcional.
- No.



OptiBond™ FL
O 25881 E - PRIME
O 25882 E - ADHESIVE
Primer 8ml, Adhesivo 8ml, Gel etchant 3g

P.V.P. recomendado 117,27€

Oferta 66€



OptiBond™ Solo™ Plus
O 29692 Reposición botella 5ml

P.V.P. recomendado 122,15€

Oferta 59€



OptiBond™ Universal
O 36519 Botella 5ml

P.V.P. recomendado 114,43€

Oferta 65€



Gel Etchant
O 34632
Jeringa Jumbo 30g, 2 jeringas vacías, 30 puntas

P.V.P. recomendado 54,04€

Oferta 52€

Maxcem Elite™

Cemento de Resina Universal

Un cemento para cubrir todas* sus necesidades.

O 34055 Maxcem Elite Kit Estándar

Contenido:

5x jeringas de 5g (2 transparente, 1 blanco, 1 blanco opaco, 1 amarillo); 24x puntas de automezcla (normales); 16x puntas de automezcla (abertura ancha); 8x puntas intrabucales; 8x puntas del canal radicular; 1x guía técnica.

P.V.P. recomendado ~~279,59 €~~

Oferta

145€

Reposiciones

2 Jeringas Automix x 5g + puntas

O 34058 Maxcem Elite — Refill Clear

O 34059 Maxcem Elite — Refill Blanco

O 34060 Maxcem Elite — Refill Blanco Opaco

O 34061 Maxcem Elite — Refill Amarillo

P.V.P. recomendado ~~141,56 €~~

Oferta

75€

*Todas o cualquier restauración indirecta (inlay, onlay, carillas, coronas [incluidas las restauraciones de coronas a pilares de implantes] puente, poste, composite anterior o posterior, cerámica, metal cerámica, restauración de metal y restauraciones CAD/CAM).



Nexus™ Universal

Cemento universal de resina adhesiva



Reposiciones

2 jeringas x 5g

O 36991 Clear (transparente)

O 36992 Clear with Chroma (transparente con Chroma)

O 36993 White (blanco)

O 36994 White Opaque (blanco opaco)

O 36995 Yellow (amarillo)

O 36996 Bleach (blanqueamiento)

P.V.P. recomendado ~~166,05 €~~

Oferta

99€

Temp-Bond

Cemento temporal. Fiabilidad permanente



Temp-Bond Original Automix

O 33684

Contenido: 2 jeringas de 11,8 g; 20 puntas de mezcla

Temp-Bond NE Automix

O 33685

Contenido: 2 jeringas de 11,7 g; 20 puntas de mezcla

Temp-Bond Clear Automix

O 33351EU

Contenido: 1 jeringa de 6 g, 20 puntas de mezcla

P.V.P. recomendado ~~70,60 €~~

Oferta

38€

Demi™ Plus

Lámpara de polimerización con diodo emisor de luz (LED)

Gracias a la tecnología PLS, Demi Plus cambia intermitentemente la intensidad de salida desde una base de 1100 mW/cm² hasta un pico de 1330 mW/cm². Esto permite que Demi Plus proporcione un fraguado de 5 segundos para tonos A3 o más claros.

Diseño actualizado

El exterior de esta lámpara de polimerización está hecho de resina Valox, un plástico de alto rendimiento que protegerá y extenderá la vida útil del dispositivo. Además, la carcasa cerrada permite una limpieza y desinfección más sencillas. Sistema de refrigeración mejorado y sin ventilador para un funcionamiento silencioso

Polimerización real en 5 segundos

La emisión de luz que ofrece la tecnología PLS (Periodic Level Shifting) ofrece una polimerización real en 5 segundos para composites de tonos A3 y más claros.

No se apaga

El ventilador silencioso y el sistema de control térmico mantienen el dispositivo frío para un funcionamiento ininterrumpido. Lo cual prolonga la vida útil general del dispositivo



O 910860-2
Lámpara con guía de luz Turbo ext. de 8mm

P.V.P. recomendado ~~1498,09€~~

Oferta

860€

Guía de Luz 4mm turbo curvada

O 921676

P.V.P. recomendado ~~102,5€~~

Oferta

250€

SuperMat™

Sistema SuperMat para matriz universal

El sistema de tensión universal SuperMat es ideal para matrices posteriores transparentes o de acero. Fácil de usar, ahorra tiempo y es cómodo para el paciente, ya que no queda retenedor en la boca. SuperMat se ajusta anatómicamente a las matrices, lo que reduce el trabajo de acabado necesario.

Usar con:

- Matriz Adapt™ SuperCap™: matrices listas para usar con bobina integrada para fijarlas al SuperMat
- SuperCap™ Spools: para fijar las matrices Kerr compatibles con SuperMat

Matrices Adapt SuperCap

C x 50

- O 2161 Acero 0,030 - 5,0 mm de alto
- O 2162 Acero 0,030 - 6,3 mm de alto
- O 2171 Transp 0,050 - 5,0 mm de alto
- O 2172 Transp 0,050 - 6,3 mm de alto

P.V.P. recomendado 68,18€

- O 2181 Acero 0,038 - 5,0 mm de alto
- O 2182 Acero 0,038 - 6,3 mm de alto

P.V.P. recomendado 71,10€

Bobinas SuperCap

C x 100

- O 2010 5,6 mm de alto
- O 2015 6,7 mm de alto

P.V.P. recomendado 52,97€

- O 2150 Kit surtido de SuperMat

P.V.P. recomendado 225,68€



Oferta

42€

Oferta

42€

Oferta

34€

Oferta

130€

Sistema de Matrices Seccional Adapt™

- Para pequeñas cavidades y microrestauraciones
- Para uso con con anillos y pinza aplicadora



- O 750 Kit

Contenido: 200 matrices seccionales transparentes surtidas (4 x 50), 200 moldeadores proximales, 1 pinza de aplicación, 5 cuñas Adapt Luciwedge de cada medida (pequeña, mediana, grande)

P.V.P. recomendado 326,07€

Oferta

230€

Optidisc®

El disco para todas sus necesidades de acabado y pulido

FLEXIBLE Y PRECISO

El mandril más corto y la flexibilidad del disco le permiten llegar con facilidad a la zona posterior y otros puntos restringidos. El material transparente le proporciona una gran visibilidad durante el trabajo para aumentar la precisión en la fase de acabado y pulido.



- PRECISO
- FLEXIBLE
- TRANSPARENTE



SEGURO

El lado activo de OptiDisc se identifica fácilmente y el mandril patentado se bloquea por debajo de la superficie del disco, protegiendo la restauración de marcas y rasguños. Asimismo, garantiza una transmisión óptima del par de fuerza, de forma que el disco no se deslice ni sea sensible a las rpm, proporcionándole una manipulación mejor y más segura.



LADO ACTIVO LADO INACTIVO



DISCO DE LA COMPETENCIA OptiDisc

4 COLORES 4 FASES DE ABRASIÓN

Tipo de disco	indicado para	Anterior Superficie convexa o plana	Posterior Superficie convexa o plana	Zona interproximal
Extragrueso C x 80	Desbastado y contorneado Para ajustar la forma geométrica primaria.			
Grueso/Medio C x 100	Acabado Para retirar el composite sobrante, modelar la anatomía oclusal, fisuras linguales y anatomía secundaria.			
Fino C x 100	Pulido Para eliminar las marcas de superficie y reducir la rugosidad superficial a menos de Ra = 0,35 µm.			
Extrafino C x 100	Pulido con brillo elevado Para reducir la rugosidad superficial a fin de obtener un brillo elevado por debajo de Ra = 0,2 µm.			



Optidisc Reposiciones

P.V.P. recomendado 35,88€

Optidisc MiniKit

O 4188

C x 120

Contenido: ø 12,6mm: 30/Extra-Grueso, 30/Grueso, 30/Fino, 30/Extra-Fino, 1 Mandril Estándar; 1 Mandril Corto, 1 OptiShine.

P.V.P. recomendado 55,37€

Mandril Optidisc

O 195 Mandril Optidisc estándar 24mm

O 196 Mandril Optidisc corto 16mm

C x 5

P.V.P. recomendado 31,03€


Oferta **22€**

Oferta **36€**

Oferta **20€**

Endodoncia

Próximo
Lanzamiento



K-Files™

Limas Manuales



C x 6

P.V.P. recomendado ~~11,16€~~

Oferta

8,50€

ZenFlex™

Lima NiTi para Instrumentación Rotatoria

Resistencia Máxima. Mínimamente Invasiva.

Con un equilibrio ideal entre resistencia y flexibilidad, ZenFlex le permite alcanzar la longitud de trabajo completa con un riesgo reducido de fractura y preservando una mayor integridad de los dientes.



Caja surtida

Caja x 6

0.04 TAPER		
Tip	LT (mm)	Referencia
.20	21	818-1206
	25	818-1207
	31	818-1208
.25	21	818-1256
	25	818-1257
	31	818-1258
.30	21	818-1306
	25	818-1307
	31	818-1308
.35	21	818-1356
	25	818-1357
	31	818-1358
.40	21	818-1406
	25	818-1407
	31	818-1408
.45	21	818-1456
	25	818-1457
	31	818-1458
.50	21	818-1506
	25	818-1507
	31	818-1508
.55	21	818-1556
	25	818-1557
	31	818-1558

0.06 TAPER		
Tip	LT (mm)	Referencia
.20	21	818-2206
	25	818-2207
	31	818-2208
.25	21	818-2256
	25	818-2257
	31	818-2258
.30	21	818-2306
	25	818-2307
	31	818-2308
.35	21	818-2356
	25	818-2357
	31	818-2358
.40	21	818-2406
	25	818-2407
	31	818-2408
.45	21	818-2456
	25	818-2457
	31	818-2458
.50	21	818-2506
	25	818-2507
	31	818-2508
.55	21	818-2556
	25	818-2557
	31	818-2558

Caja surtida

0.04 TAPER	
LT 21 MM REF. # 818-1421	
LT 25 MM REF. # 818-1425	
TIP SIZE	
.20	.25 .30 .35 .40 .45
0.06 TAPER	
LT 21 MM REF. # 818-1621	
LT 25 MM REF. # 818-1625	
TIP SIZE	
.20	.25 .30 .35 .40 .45

P.V.P. recomendado ~~11,30€~~

Oferta

33€

elements™ IC Downpack



O 973-0602-TYPEF
elements IC DOWNPACK TYPE F (EU)
incluye 1 Plugger Buchanan Fino 06

P.V.P. recomendado ~~1860,15€~~

Oferta **1.390€**

Heat Plugger Buchanan



- O 952-0031 Extra fino 04
- O 952-0004 Fino 06
- O 952-0005 Fino/medio 08
- O 952-0006 Medio 10
- O 952-0007 Medio/grande 12

P.V.P. recomendado ~~106,88€~~

Oferta **75€**

Atacadores manuales Buchanan

Para todas las técnicas de condensación, ya sea en frío o caliente



- O 974-0058 nº 1
- O 974-0059 nº 2
- O 974-0060 nº 3

P.V.P. recomendado ~~94,06€~~

Oferta **72€**

elements™ IC

Obturación endodóntica inalámbrica

Características y Beneficios

- **Fácil de usar**
Libertad y confort sin cables
- **Ergonómico**
Agarre cómodo y equilibrado
- **Carga Inductiva**
Sin conexiones eléctricas entre las piezas de mano y la base
- **Al menos 16 conductos con una carga de Backfill**
A la temperatura predeterminada del dispositivo, usando la configuración recomendada¹
- **Obturación 3D**
Obturación del conducto radicular 3D de alta calidad
- **Extrusión más rápida²**
Controla la rapidez con la que la gutapercha sale del cartucho
- **Carga completa en menos de 3 hrs**
Rapidez
- **Batería fácil de cambiar**



elements IC Dual charge
O 973-0600-TYPEF

P.V.P. recomendado 3,976,36€

Oferta* elements IC + 5 guttapercha en cartucho (Cx10)
*promoción sujeta a la validación por un promotor Kerr

2.390€

1. Más del doble en comparación con elementsfree, datos en archivo
2. En comparación con elementsfree, datos en archivo

Elements™ Gutta Percha Cartridges

Guttapercha en cartuchos compatibles con elements IC y elementsfree.

Capacidad para rellenar hasta 4 conductos.
Eficaz conducción del calor.

- C x 10
- O 972-2501 Viscosidad Baja 25G
 - O 972-2500 Viscosidad Media 23G
 - O 972-2502 Viscosidad Alta 23G

P.V.P. recomendado 82,79€



Oferta

55€

Autofit™ Greater Taper Gutta Percha



Oferta

24€

C x 50

P.V.P. recomendado 31,20€

Prevention & Infection Control

OptiView™

Retractor para labios y mejillas

- Retracción perioral uniforme: maximiza la visibilidad y el acceso al campo de trabajo
- Doble propósito: permite la retracción de labios y mejillas con un solo dispositivo, sin manos ni instrumentos adicionales
- Colocación pasiva: diseño 3D estable y flexible, asegura una colocación y extracción rápida y suave, lo que facilita la colocación del eyector de saliva
- Soportes labiales acolchados: mejora la comodidad del paciente durante procedimientos más largos
- No contiene látex natural. Esterilizable en autoclave a 134 °C durante 3 minutos
- Disponible en dos tamaños: estándar (blanco) y pequeño (azul claro)



O 5500 Estándar: 104 x 73 mm
O 5502 Pequeño: 97 x 70 mm
C x 2 retractores del mismo tamaño


P.V.P. recomendado 51,72€

Oferta

32€

Cleanic®

Pasta para limpieza y pulido de un solo paso con variabilidad de limpieza integrada: durante los primeros segundos de uso, la pasta ejerce un alto poder de limpieza que se convierte en una suave acción de pulido a medida que las partículas de perlita se fragmentan.



Tubo x 100 g
O 3380 Cleanic Menta
O 3382 Cleanic Manzana
O 3183 Cleanic Menta sin Flúor
O 3384 Cleanic Light
O 3386 Cleanic Frutas del Bosque

P.V.P. recomendado 27,62€

Sin gluten
ni lactosa

Oferta

15€

Hawe Implant Paste

Pasta con óxido de aluminio

Desarrollada para el mantenimiento eficaz y cuidadoso de los implantes. Con un agradable sabor a menta fresca, esta pasta sin flúor y sin piedra pómez es ideal para eliminar los depósitos de biopelícula de los implantes, en combinación con Implant Deplaquers. La fórmula con un bajo RDA de 10 permite la limpieza regular de la superficie del implante sin rayarlo, lo que contribuye a su longevidad. Implant Paste funciona con cualquier tipo de copa y cepillo.



O 3500 Tubo 45 g pasta — sabor menta sin fluoruro

P.V.P. recomendado 18,32€

Oferta

12€

Implant Deplaquer

Fabricados con plástico reforzado con fibra de carbono, con la resistencia suficiente para eliminar la placa y los depósitos blandos del cuello del implante y minimizar los arañazos en las superficies metálicas



O 1351 Implant Deplaquer Universal

2 unidades

P.V.P. recomendado 60,71€

Oferta

39€



Toallitas limpiadoras y desinfectantes listas para usar

Fácil proceso de 2 pasos: una toallita limpia y la segunda desinfecta la superficie de su dispositivo médico, sin tener que mezclar productos químicos. La fórmula con bajo contenido de alcohol evita que la carga biológica se vuelva insoluble y se adhiera tenazmente a las superficies. Para una limpieza y desinfección más eficaz. Durable: la tela no tejida permite que el tejido permanezca intacto, sin arrugarse ni secarse durante el uso

CaviWipes™

CaviCide™



Desinfectante de superficies de dispositivos médicos

CaviCide es un desinfectante de nivel intermedio cómodo y listo para usar que es efectivo contra TB, HBV, HCV, HIV, virus (hidrofílicos y lipofílicos), bacterias (incluyendo MRSA y VRE), y hongos. Se puede usar en todas las áreas de la instalación, incluidas la UCI, los quirófanos, las salas de aislamiento, las áreas de atención al paciente y los laboratorios.

Organismos y tiempo de exposición

Organismos	Tiempo de Exposición
TUBERCULOCIDA	
<i>Mycobacterium tuberculosis</i> var: bovis (BCG) ³	3 minutos
BACTERICIDA	
Methicillin Resistant <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA) ⁹	3 minutos
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ⁴	1 minuto
<i>Salmonella enterica</i> ⁹	3 minutos
<i>Staphylococcus aureus</i> ⁴	1 minuto
Vancomycin Resistant <i>Enterococcus faecalis</i> (VRE) ⁹	2 minutos
<i>Staphylococcus aureus</i> with reduced susceptibility to vancomycin ⁹	2 minutos
<i>Enterococcus hirae</i> ⁴	1 minuto
<i>Escherichia coli</i> ⁴	1 minuto
<i>Proteus mirabilis</i> ⁴	1 minuto
VIROCIDA	
SARS-associated Human Coronavirus (SARS-COV-1) ⁵	3 minutos
SARS-associated Human Coronavirus 2 (SARS-COV-2) (COVID-19 Virus) ¹⁰	2 minutos
Human Coronavirus ⁵	2 minutos
Hepatitis B Virus (HBV) ⁵	2 minutos
Hepatitis C Virus (HCV) ⁵	2 minutos
Human Immunodeficiency Virus (HIV-1) ⁵	2 minutos
Herpes Simplex Virus Types 1 and 2 ⁵	2 minutos
Influenza A2 Virus ⁵	2 minutos
Modified Vaccinia Virus Ankara (MVA) ⁶	5 minutos
FUNGICIDA Y LEVURICIDA	
<i>Candida albicans</i> ⁷	1 minuto ⁸
<i>Trichophyton mentagrophytes</i> ⁹	3 minutos

1) EN14476 tested using MVA (Modified vaccinia virus Ankara) as a surrogate representing enveloped virus
 2) Please refer to organism list for appropriate application time
 3) AOAC 965.12
 4) EN 13727, EN 16615, EN 13697, EN 14561 (Clean condition)
 5) ASTM E1053-11
 6) EN 14476, EN 16777 (Clean condition)
 7) EN 13624, EN 16615, EN 13697, EN 14562 (Clean condition)
 8) If used as a disinfectant spray (EN 13697), the contact time is 1 minutes. If used as an immersion disinfectant solution (EN14562), the contact time is 3 minutes. (Clean condition)
 9) AOAC 961.02
 10) ASTM E1053-20

O 4731160

CaviWipes 12 Botes x 160 toallitas húmedas (15,24 x 17,15 cm)
 P.V.P. recomendado 108,87€

Oferta 82€ (0,04€/toallita)

O 4731223

CaviCide Bidón 5l
 P.V.P. recomendado 51,32€

Oferta 39,50€

O 4731222/15

CaviCide - 15 botellas x 700 ml
 P.V.P. recomendado 207,89€

Oferta 149€ (9,93€/botella)

Barreras Protectoras lámpara Demi

Barreras Protectoras desechables para la pieza de mano de la lámpara Demi
Diseño patentado que evita el sobrecalentamiento del dispositivo



O DEMI-250 C x 250

P.V.P. recomendado 32,44€

Oferta

23€

Cubre Sensor



O 3735 Sensor Cover - 3,5 x 20,5 cm - 500 unid.

O 3736 Sensor Cover - 4 x 21 cm - 500 unid.

P.V.P. recomendado 26,96€

Oferta

20€

Cover-All



O 3700-C Cover-All™ - Transparente - 10,2 x 15,2 cm - 1200 unid.

O 3710-B Cover-All™ - Azul - 10,2 x 15,2 cm - 1200 unid.

P.V.P. recomendado 35,26€

Oferta

26€

Bib-Eze™

Sujeta baberos desechable

Sujeta baberos de papel ligeros y elásticos con extremos autoadhesivos fáciles de despegar. El soporte para baberos se puede quitar fácilmente después del procedimiento y desechar junto con la servilleta, lo que reduce el riesgo de contaminación cruzada.



O 35053 C x 250

P.V.P. recomendado 16,35€

Oferta

12€

Equipo Kerr Iberia

Carlos López

Regional Sales Leader Kerr Iberia
Tel. +34 629446950
carlos.lopez@envistaco.com

Anabela Gens

KAM Kerr Portugal
Tel. +351 917872528
anabela.gens@envistaco.com

Mercedes Hurtado

Marketing Manager Kerr Iberia
Tel. +34 606965603
mercedes.hurtado@envistaco.com

Eva Olivé

Sales Assistant Kerr Iberia
Tel. +34 932452982 +34 647515443
eva.olive@envistaco.com

Sales Rep España

Ció Mateu

Telesales
Almería, Cuenca, Ibiza, Menorca,
Palencia, Teruel, Zamora, Comunidad
Valenciana, Mallorca, Murcia
Tel. +34 916258011 +34 697790901
cio.mateu@envistaco.com

Joana Barquín

Cataluña, Huesca y Zaragoza
Tel. +34 638928338
joana.barquin@envistaco.com

Juan Carlos Yañez

Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco,
Navarra, La Rioja, Burgos, León
Tel. +34 674649197
juancarlos.yanez@envistaco.com

Gabriel Bassy

Madrid, Castilla La Mancha (excepto
Cuenca), Soria, Segovia, Ávila, Valladolid,
Guadalajara,
Tel. +34 648036279
gabriel.bassy@envistaco.com

Oscar Rodríguez

Andalucía (excepto Almería),
Extremadura, Islas Canarias
Tel. +34 647572937
oscar.rodriguez@envistaco.com

Sales Rep Portugal

Mário Andrade

Norte de Portugal
Tel. +351 910536917
mario.andrade@envistaco.com

Susana Guerreiro

Lisboa y Sur Portugal
Tel. +351 914674187
susana.guerreiro@envistaco.com

Servicio Telesales de Kerr

Tu gestor comercial telefónico al que puedes consultar ofertas personalizadas basadas en tus hábitos operativos. Se te informará con prioridad de todas las ofertas especiales relacionadas con los productos Kerr que utilizas regularmente o sobre los que solicitas ser actualizado. Todo ello a través de teléfono o correo electrónico, en función de tus necesidades y suministrado a través de tu depósito dental habitual.



+34 916 258 011



+34 697 790 901



telesales.iberia@kerrdental.com

Precios válidos excepto error tipográfico



DESDE 2019,

Kerr forma parte del
nuevo grupo dental global
Envista Holdings Corporation.

30+

Sólida cartera de más de 30 marcas de confianza representando a más de 125 años de innovación en la industria.

90%

Los productos y Soluciones Envista cubren una estimación 90% de las necesidades de los médicos.

1M

Más de 1 millón de socios profesionales confían en nuestra tecnología todos los días.

120+

Operamos en más de 120 países.



DH Dental Iberia SL |
Valgrande, 8, Edif. Thanworth II | 28108 Alcobendas | España |

+34 932452082 | www.kerrdental.com

MKT-23-0944 Rev1 ©2023 Kerr Dental

Kerr™