



G-ænia!® A'CHORD
Desde 48,50€
más info pág. 4

GC Ibérica

Ofertas y Novedades

Julio - Diciembre 2023



G-CEM ONE™

Cemento de resina autoadhesivo.

Simplemente EL ÚNICO.

Universal

Excelente fuerza de adhesión, tanto a piezas como a todo tipo de superficies y materiales: esmalte, dentina, zirconio, metal, cerámica² y cerámica híbrida².

Estético

Margen invisible para la obtención de resultados estéticos

Sencillo

Stock reducido para una reproducibilidad y un flujo de trabajo optimizados y rápidos.

No sensible a la técnica

Seguridad de una capacidad de autopolimerización optimizada. Extracción y limpieza sencilla del exceso. Tolerancia a la humedad y la saliva¹. Flujo optimizado de la pasta. Sensibilidad postoperatoria prácticamente inexistente³.

Fiable

Fuerza de adhesión óptima para preparaciones retentivas y no retentivas¹ gracias a la capacidad exclusiva de **GC Touch Cure** del primer opcional, **G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer**, que mejora la adhesión.

Rendimiento independientemente de la translucidez



Metal

Cortesía de
Dr. Kazunori Otani, Japan



Disilicato de Litio

Cortesía de
Dr. Akimasa Tsujimoto, Japan

¹ Con G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer.

² Con G-Multi PRIMER.

³ Resultados del test de campo. Utilizando solo G-CEM ONE. Datos en archivo.

G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer opcional

Para todo tipo de pilares y cavidades.

- ✓ **Acelerador** → adhesión fuerte al pilar del diente y a la cavidad gracias a **GC Touch Cure**.
- ✓ **MDP**: adhesión a la estructura dental, zirconio y metal no preciosos.
- ✓ **4-MET**: adhesión a la estructura dental.
- ✓ **MDTP**: adhesión a metal precioso.

Sin fotopolimerización y con secado sencillo:

Espera de 10s

Aire fuerte durante 5s

G-CEM ONE Universal System Kit

Ref. 10037116

G-CEM ONE System Kit

1x G-CEM ONE Syringe A2 (4,6g),
1x G-CEM ONE Syringe TR (4,6g),
1x G-Premio BOND, 5ml.,
1x G-Multi PRIMER, 5ml.,
15x GC Automix Tips Regular,
5x GC Automix Endo tips.



OFERTA

rec 190,90€

140,00€

G-CEM ONE Single Refill AO3 o WO

Ref. 10006923 / 10006924

G-CEM ONE Single Refill AO3 o WO

1x G-CEM ONE Syringe (4,6g),
8x GC Automix Tips Regular,
2x GC Automix Endo Tips.

OFERTA

rec 70,75€

51,75€



G-CEM ONE Twin Refill A2 o TR

Ref. 10006921 / 10006922

G-CEM ONE Twin Refill A2 o TR

2x G-CEM ONE Syringe (4,6g),
15x GC Automix Tips Regular,
5x GC Automix Endo Tips.

PVP REC

135,00€



G-CEM ONE Value Kit A2

Ref. 10006925

G-CEM ONE Value Kit A2

8x G-CEM ONE Syr A2 (4,6g),
60x GC Automix Tips Regular,
20x GC Automix Endo tips.

OFERTA

rec 428,90€

315,00€

Jeringa: 39,40 €/Ud.



Cómo eliminar fácilmente el exceso al
cementar con **G-CEM ONE**



Soluciones protésicas




El revolucionario G-ænial® A'

G-ænial A'CHORD es un composite universal que permite realizar restauraciones invisibles de larga duración. Diseñado para ahorrar tiempo y por lo tanto dinero, presenta una tecnología superior en un producto sencillo. Ahora puede utilizar con confianza un material fácil de manipular, incluso en casos complejos.


5 colores base "camaleónicos" para cubrir los 16 colores de la guía Vita. Un stock reducido y un resultado predecible.



Restauraciones invisibles ¡incluso por las noches! Fluorescencia natural en cualquier condición de iluminación, incluso con luz negra, que proporciona a los pacientes una sonrisa con la que sentirse cómodos y seguros.



G-ænial® A'CHORD



Composite convencional



Dr. J. Tapia, España

Pulido fácil y rápido para lograr un alto brillo.



Dr. Boujmaa, France

Flexible pero fácil de esculpir con un instrumento de modelar o con un pincel gracias a su tecnología.



Combinación de **3 tecnologías** para una alta resistencia, un bajo desgaste y una estabilidad del color a lo largo del tiempo.



Dr. A. Mak, Australia.



Vea el vídeo de prueba de coincidencia de colores de G-ænial A'CHORD
<http://gaenialachord.com>



Impresione a sus pacientes con

CHORD de GC

G-ænial A'CHORD

Ref. 10006767

G-ænial A'CHORD, Layering Kit Syringe

5x G-ænial A'CHORD, Layering Kit Syringe, (2,1ml/4g:A2, A3, AO2, AE, JE)



PVP REC

298,40€

Ref. 10006768

G-ænial A'CHORD Core Kit Syringe

5x G-ænial A'CHORD, Core Kit Syringe, (2,1ml/4g: A1, A2, A3, A3.5, A4)



G-ænial A'CHORD Syr & Unitips

G-ænial A'CHORD, Syringe 2.1ml (4g).

G-ænial A'CHORD, Unitip 15x0.16ml.



OFERTA

rec 66,45€

48,50€



OFERTA

rec 71,15€

52,00€



esta solución simplificada

Soluciones anteriores directas

Precios y contenidos válidos del 1 de Julio al 31 de Diciembre 2023 o hasta fin de existencias excepto error tipográfico. No incluyen I.V.A. Ofertas válidas para España y Portugal. Solicite la oferta a su Depósito Dental.



G-ænial® Universal Injectable

Transforme la forma en que trabaja.

Empiece a inyectar con nuestro Composite inyectable de alta resistencia

Inyectar, dar forma y contornear al mismo tiempo

Como **G-ænial Universal Injectable** no se descuelga ni gotea, usted tiene todo el control para adaptar, dar forma y contornear a medida que inyecta para que las restauraciones sean rápidas y fáciles. Se adapta perfectamente a la base de la cavidad y le permite crear contornos, cúspides e incluso paredes proximales de forma sencilla.

Capacidad de pulido inigualable con una estética bonita

Aplicación universal para toda clase de cavidades

Colocación más rápida sin desperdicios



INJECTION MOULDING KIT

Ref. 10003753

3 jeringas **G-ænial Universal Injectable** (A1,A2,A3) + 1x Cartucho **EXACLEAR**.

OFERTA

rec 157,30€

115,00€



Menos tiempo,
sin desperdicio,
menos estrés.



Recomendado como un procedimiento simple para:

- Morfologías complejas
- Casos de desgaste
- Casos estéticamente complejos
- Restablecimiento de la dimensión vertical oclusal



Soluciones posteriores directas

everX Flow™



La última renovación en restauración.

Fuerte hasta el núcleo.

Descubra **everX Flow**, un composite fluido reforzado con **fibras cortas** diseñado para **sustituir la dentina** y **reforzar las restauraciones**. Siguiendo el mismo principio de las barras de hierro en la construcción, las fibras de vidrio de **everX Flow** refuerzan las restauraciones y evitan que se agrieten. Con su fácil aplicación, sus dos colores y su increíble resistencia, **everX Flow** está a punto de convertirse en su nuevo producto para todas sus restauraciones que necesiten un núcleo fuerte, así como para las **preparaciones de reconstrucciones de muñones**.

Dos colores para dar respuesta a
todas sus necesidades:



Color
Bulk

Color
Dentina

Óptimo para **reforzar** grandes cavidades
y conseguir **resultados estéticos** a largo plazo



Preparación de
la cavidad



Aplicación de
everX flow



Capa final con **Essentia**
(color universal)



Situación
post-operatoria

everX Flow / G-aenial A'CHORD Starter Kit Syringe

Ref. 10006949

2 x jeringas **everX Flow** Syringe 2ml (Bulk & Dentina),
2 x **G-aenial A'CHORD** (1 x A2, 1x A3)



OFERTA

rec 271,20€

159,00€


Restauraciones directas con
everX Flow y **Essentia Universal**
con el Dr. Rudolf Novotny.

EQUIA Forte™ HT - Sistema de

Una alternativa fuerte y biomimética a la amalgama

El material se puede colocar en bloque y es fácil de aplicar y contornear.
¡Solo se necesitan 3'25" para completar una restauración!*


**Asumiendo tiempos medio de procedimiento siguiendo las instrucciones de uso*



Cortesía del
Dr. V. Cedillo Felix,
(California)

Restauración de un diente posterior en un paciente con elevado riesgo de caries


La tolerancia a la humedad de **EQUIA Forte HT** permite restaurar fácilmente cavidades profundas, incluso cuando no se puede colocar un dique de goma. El uso de la matriz seccional contribuirá a la durabilidad de las restauraciones.



Cortesía del
Dr. Z. Biçe Küttük
(Turquía)

Restauración de dientes sensibles e hipomineralizados con MIH

La adhesión química del material, incluso a la dentina no tratada, ofrece una solución más sostenible cuando hay problemas de adhesión. El material se puede aplicar fácilmente tras una remoción de caries manual, haciendo que sea sencillo de usar en pacientes con hipersensibilidad o pacientes con Hipoplasia Inciso Molar (MIH).



Cortesía del
Dr. P. Rouas
(Francia)

Vidrio híbrido biocompatible de alta densidad con una estética superior

Un sistema basado en la simplicidad,
la estabilidad y la confianza



restauración de vidrio híbrido para obturación en bloque



EQUIA Forte HT Intro Pack

Refs.: 10004846 - A2 / 10004796 - A3 / 10004950 - B2

20 cápsulas **EQUIA Forte HT**, A2 Fil ó A3 Fil,
20 monodosis **EQUIA Forte Coat**
y 25 aplicadores.

OFERTA

rec 106,55 €

78,00€

Equia Forte HT Promopack - 100 cápsulas

Refs.: 10004866 / 10004811

100 cápsulas **GC EQUIA Forte HT**, A2 ó A3,
1 bote **GC EQUIA Forte Coat**, 4ml.

OFERTA

rec 369,05€

242,00€

Verdadera obturación
en bloque



Tolerante
a la humedad



Indicaciones
extendidas



Durabilidad
probada



¿Ha considerado EQUIA Forte™ HT?

¿Qué le aporta?

- ✓ Rentabilidad y rendimiento demostrados
- ✓ Rápido y sencillo: procedimiento bulk-fill
- ✓ Tolerancia a la humedad- no es necesario dique de goma
- ✓ Autoadhesivo y biocompatible

Especialmente en los siguientes casos:


- ✓ Alternativa a la amalgama
- ✓ Hipomineralización Incisivo Molar
- ✓ Restauración de lesiones profundas
- ✓ Restauración de Clases II con carga*
- ✓ Restauraciones Clases V

Muchos dentistas ya están convencidos después de haberse colocado 15 millones de restauraciones de vidrio híbrido en toda Europa. Y seguimos contando.

¿Se apunta?

**Soluciones
posteriores directas**





Essentia® Universal

Un color que se ajusta a todo.

Essentia Universal no solo se integra perfectamente, sino que también se adapta a sus preferencias de manejo. Con **tres viscosidades disponibles**, ¡elija la que más le convenga!

¡Descubra la integración perfecta!

Essentia Universal se adapta tan bien que es invisible sea cual sea el color del diente.

Usar un solo color para todos los casos tiene muchas ventajas...

- Evitar la complicación de elegir el color.
- Un solo producto.



Essentia HiFlo
Composite fluido
con una alta
humectabilidad



Essentia LoFlo
Composite Injectable
con una baja fluidez



Essentia
Composite
condensable



Color Universal



Essentia Universal

Ref. 10003524

GC Essentia, Syringe 2ml (4.0g), U

Ref. 10003383

GC Essentia HiFlo, Syringe 2ml (3.6g), U

Ref. 10003385

GC Essentia LoFlo, Syringe 2ml (3.44g), U

OFERTA

rec 63,00€

46,00€ c/u

Essentia Universal,
el composite fotopolimerizable de GC.
¡Un color que se adapta a todo!



TEMPSMART™ DC

Un camino agradable hasta su
restauración final.

Composite de polimerización dual para
coronas y puentes provisionales.

TEMPSMART DC - Cartridge 48ml

Referencias:


10001463 - A1 / 10001464 - A2 / 10001465 - A3
10001466 - A3.5 / 10001467 - B1 / 10001468 - BW

Cartridge 48ml

OFERTA

rec 119,65 €


78,75 €



Elija el camino Inteligente: Se puede **fotopolimerizar** por lo que puede ahorrarle tiempo haciendo que sea más fácil y rápido el proceso.



Elija el camino Seguro: Material ideal para provisionales de larga duración y para puentes de gran envergadura, gracias a la **red de polímeros de alta densidad.**



Elija el camino Atractivo: Se puede pulir fácilmente para obtener un nivel de **brillo elevado.**



Elija el camino Fácil: Garantiza una **excelente polimerización** para superficies duras, lisas y no pegajosas, y sin apenas capa de inhibición, porque no usamos plastificantes en su composición.

¡Siéntase orgulloso de tener un **paciente FELIZ!**

La alta resistencia a las fracturas lo convierte en un material ideal para un puente posterior.



Situación inicial.



Después de inyectar TEMPSMART DC y de colocarlo en la boca, la restauración se extrae tras 2'30" y se fotopolimeriza.



Pulido final de la restauración en pocos pasos.



Restauraciones provisionales finales con un nivel de brillo elevado.

Cortesía del Dr. J. Tapia
Guadix, España



G-Premio BOND

Adhesivo universal

monocomponente fotopolimerizable

G-Premio BOND 3 Bottle Pack

Ref. 10001458

3x **G-Premio BOND**
Bottle Refill, 5ml.



OFERTA

rec 289,60€

215,00€

Bote: 71,66 €/Ud.

GC G-Premio BOND, Bottle Refill

Ref. 10001461

G-Premio BOND
Bottle Refill, 5ml.



OFERTA

rec 113,20€

82,00€

Frasco de silicona y boquilla fina para una dispensación más precisa: hasta 300 gotas por frasco. Estable hasta la última gota...



¿Por qué Universal?

Universal
en cuanto a los modos de grabado
¡Usted elige!

Universal
en cuanto a las indicaciones
¡Es multiuso!




Autograbado




Grabado selectivo



Grabado total



Restauraciones directas*



Casos de reparación*



Tratamiento de la hipersensibilidad**

Universal en cuanto al rendimiento ¡Un rendimiento óptimo en diferentes sustratos!

Gracias a la combinación de tres monómeros funcionales:

para obtener una adhesión fiable al **esmalte** y la **dentina**

4-MET

MDP

MDTP

para obtener una adhesión a los **metales preciosos*****

para obtener una adhesión excelente al **esmalte, zirconio, alúmina** y **metales no preciosos**



Fotos cortesía de: * Dr. S. Koide (Japón) / ** Dr. E. Sauji (Japón)
*** MDTP: Methacryloyloxydecyl dihydrogen thiophosphate

Solución adhesiva universal

G2-BOND Universal

Liderando el camino hacia

...un nuevo estándar

**G2-BOND
Universal**
El nuevo estándar
de adhesión
universal de 2 botes.



Para todos los métodos de grabado.

Durabilidad superior y mayor fuerza de adhesión.

Fácil manipulación y dispensación.

Sin sensibilidad postoperatoria ni capa de adhesión estética.

G2-BOND Universal Kit

Ref. 13645

G2-BOND Universal,
1x 1-PRIMER Bottle Kit 5ml,
1x 2-BOND 5ml,
Accesorios.

OFERTA

rec 174,70€

128,00€



Ideal para la Técnica IDS (Sellado Dentinario Inmediato)



Grabado de la estructura dental



Aplicación del 1-PRIMER



Aplicación del 2-BOND



Después de la fotopolimerización, la dentina sellada está lista para la impresión digital



FujiCEM™ Evolve

Innovador cemento de ionómero de vidrio modificado con resina:

Viscosidad óptima

- ✓ Extrusión controlada para un procedimiento sencillo.
- ✓ Grosor de película reducido y adaptación precisa.
- ✓ Opción de fijación con polimerización para facilitar la retirada del exceso (Tack-cure).

Rendimiento fiable

- ✓ Menos sensible a la técnica que los cementos de resina.
- ✓ No se necesita tratamiento previo: aplicación en único paso.
- ✓ Tiempo de trabajo largo, tiempo de fraguado breve.
- ✓ Tolera la humedad: no se necesita dique de goma.
- ✓ Menor riesgo de sensibilidad postoperatoria.
- ✓ Excelente sellado y adaptación marginal.



La solución al zirconio

FujiCEM Evolve Triple Pack Automix

Ref. 10004928

3x GC FujiCEM Evolve Syringe (9.2g / 5ml),
45x «Push & Click» Regular Tips.

OFERTA

rec 272,40 €

199,00€



FujiCEM Evolve Single Pack

Ref. 10004926

1x GC FujiCEM Evolve Syringe (9.2g / 5ml),
15 «Push & Click» Regular Tips.

OFERTA

rec 106,85 €

70,00€



GRADIA™ CORE de GC

Composite de polimerización dual para la reconstrucción de muñones y la cementación de postes

Simplifique su trabajo diario con un sistema inteligente

Fácil adhesión en menos pasos

Cómodo sistema de dispensación en cartuchos

Cementación y reconstrucción de muñones con un único material

Sensación al tallar similar a la de la dentina

Radiopacidad superior al esmalte

Post-cementación y reconstrucción de muñones en un material tixotrópico



Polimerización óptima de todos los componentes



Unión segura con adhesión universal



Fuerte y homogéneo para una base sólida



GRADIA CORE Kit

Ref. 10004816

1 GRADIA CORE cartucho 10ml (20g);
1 G-Premio BOND 5 ml;
1 G-Premio BOND DCA 3ml;
20 puntas de mezcla,
20 puntas de extensión Endo
y accesorios.

OFERTA

rec 246,40€

180,00€






D-Light® Pro

Veá lo que el ojo no ve

Lámpara de fotopolimerización LED
con doble longitud de onda,
que abre los ojos a lo invisible:

Fotopolimeriza, Protege y Detecta

- ✓ Pequeña como un bolígrafo y ligera, 90 grs.
- ✓ Visualización por fluorescencia de la actividad bacteriana y de los excesos de antiguas restauraciones o cementos.



- ✓ Autoclavable: Retirar el módulo electrónico y la batería antes del tratamiento en autoclave.

¡La primera lámpara autoclavable!



D-Light Pro Kit

Ref. 7000008

Pieza de mano (funda & módulo electrónico),
Guía de luz de 8mm, 2 packs baterías,
Estación de carga, Fuente de alimentación,
Adaptadores UE/UK, Protector ocular duro,
3 protectores oculares blandos.



OFERTA
rec 1.459,30€ **999,00€**

✓ **3 años de garantía**
(Excepto para la batería, 1 año)

El tratamiento de las hipersensibilidades

Refuerza, Restituye y Protege

con cada pincelada

MI Varnish Refill Pack Fresa o Menta

Ref. 10003390

35 monodosis **MI Varnish Refill Fresa**
(35x0,50ml), 50 pinceles.

Ref. 10003391

35 monodosis **MI Varnish Refill Menta**
(35x0,50ml), 50 pinceles.

PVP REC

110,70€



Aplicación MI Varnish vs Duraphat. Dr. Stephane Browet.

✓ Color neutro
con translucidez natural.

✓ No se produce ningún cambio de color
al aplicarse sobre el diente.

Tooth Mousse 10-Pack

Calcio y fósforo biodisponibles.
Crema dental remineralizante, sin azúcar
y de uso tópico con RECALDENT™ CPP-ACP.

en
casa

La aplicación diaria de **Tooth Mousse**
o **MI Paste Plus** proporciona una remineralización continua
y protección contra la caries.



MI Paste Plus 10-Pack

Calcio, fósforo y flúor biodisponibles. Crema dental
remineralizante, sin azúcar y de uso tópico con
RECALDENT™ CPP-ACP y flúor.



PVP REC

229,95€

PVP REC

205,65€

Sabores:

melón, fresa, macedonia, menta y vainilla;
40g (35ml) por tubo.

Mínima intervención





Una innovadora tecnología de implantes

Un kit para los 3 perfiles de implantes:

Estándar, Cónico, Corto

3 Diámetros: 3,3N - 4R - 5W

Longitud: de 6 a 14mm

Tratamiento menos invasivo.

Tecnología de superficies Aanchor® para una Osteointegración mejorada.

Conexión fiable: cono morse y hexágono interno.



30 implantes (incluyendo tornillo de cierre)
+ Kit quirúrgico.

Descuento
52,7%

OFERTA INICIAL*

rec 7.524,00€

3.553,00€

* limitada a una por cliente

Más características del implante...

Cuello mecanizado para la profilaxis de periimplantitis.

Rosca autorroscante para una inserción suave y mínimamente invasiva.

Geometría angular externa del cuello del implante.

Reduce el riesgo de periimplantitis.

Microespiras de la corona.

Promueve la rigidez del cuello del implante y distribuye el estrés óseo periférico.



www.gctech.eu/es/

Para cualquier información adicional, póngase en contacto



Todos los **productos GC** están libres de **bisfenol A**

Es posible que se haya informado sobre las preocupaciones relativas al Bisfenol A (BPA) y el uso de algunos de sus derivados en materiales dentales.

Como empresa dedicada a sus clientes y usuarios de productos, nos gustaría ofrecerle algunas aclaraciones:

1. NINGUNO de los productos dentales GC vendidos dentro de Europa y todos los demás territorios bajo la responsabilidad operativa de GC Europe contienen Bisfenol A como ingrediente.

2. Un número bien definido de productos GC contiene Bisfenol A glicidilmetacrilato (también llamado Bis-GMA) y/o Dimetacrilato de bisfenol A etoxilado (también llamado Bis-EMA). Estas sustancias no son equivalentes al Bisfenol A.

Los productos de GC que contienen uno o ambas de estas sustancias figuran en el anexo. Todos los demás productos de GC están libres de estos ingredientes.

3. Ni Bis-GMA ni Bis-EMA pueden convertirse en BPA en la saliva y una revisión de la literatura científica concluye que los materiales dentales que contienen Bis-GMA o Bis-EMA no representan riesgos para la salud humana.

Esta conclusión es compatible con el dictamen adoptado por el Comité Científico sobre Riesgos Sanitarios Emergentes y Recientemente Identificados que indica que la exposición oral al BPA a través de (diferentes) materiales dentales representa un riesgo insignificante para la salud humana y está muy por debajo de la exposición a BPA a través de alimentos.

GC se compromete a proporcionar productos dentales clínicamente probados y de calidad. Por lo tanto, puede asegurar a sus clientes y pacientes que GC Europe sólo vende productos que son seguros para uso, de acuerdo con las regulaciones y normas nacionales e internacionales. Estos incluyen cumplimiento de las legislaciones de la Unión Europea sobre dispositivos médicos (actual MOD 93/42/EEC y MDR) e ISO 13485.

Escanee el siguiente código para obtener información actualizada sobre los derivados del BPA en los productos GC.



Soluciones inteligentes de GC para todos sus retos clínicos

Aplicaciones de GC



Aprenda. Comparta. Gane. Explore el catálogo de productos de GC, descubra las últimas noticias, inscríbese en cursos y mucho más. Consiga "Smiles". Suba de nivel. Benefíciense de grandes recompensas.

Programa de fidelización

El **Programa de Sonrisas** de **Get Connected** es accesible a través de una aplicación móvil que podrá descargarse desde Google Play Store y Apple Store. Así podrá tener acceso a los productos de GC, artículos, videos, webinars, formaciones y "sonrisas" ("smiles") por participar y mucho más....



Descárgate
la APP

