

emexact[®]

Soluciones protésicas dentales



Catálogo de producto

© EM Exact, S.A. Todos los derechos reservados

Las imágenes publicadas no tienen carácter contractual.

Este catálogo va dirigido exclusivamente a profesionales del sector dental.

Todos los demás nombres, marcas y marcas comerciales se utilizan exclusivamente con fines de identificación, pudiendo tratarse de marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

emexact[®]

Soluciones protésicas dentales

Compatibilidad
Comodidad
Exactitud

EM Exact, S.A. diseña, desarrolla, fabrica y comercializa aditamentos protésicos dentales con el conocimiento que dan cerca de 60 años de experiencia en el sector dental, ofreciendo productos que ahorran tiempo y dinero y que garantizan prótesis estéticas y funcionales.

Partiendo de las mejores materias primas, fabricamos nuestros productos utilizando procesos capaces y estables, considerando la integridad personal, la creatividad y la innovación como partes primordiales de nuestro reto diario a la mejora continua.

Éste es el secreto de la alta calidad de nuestros productos.




emexact[®] comprometido con la precisión de sus componentes

Los profesionales que se desenvuelva en el campo odontológico (una especialidad que incluye la praxis técnica a la par que condicionamientos estéticos), estará de acuerdo en que la precisión es un factor determinante en todos los procesos implicados.

Desde el desarrollo de estrategias clínicas e implantológicas y el diseño de sistemas protésicos, hasta la fabricación de cada uno de los componentes necesarios, con una oferta de los mismos que satisfaga las exigencias actuales en cuanto a calidad y precio, nada escapa a la medida exacta, precisa, meridiana.

EM Exact, S.A. personifica todos estos valores en un conjunto abierto de ventajas para los clientes, y son nuestros distribuidores los encargados de hacer llegar las ventajas de nuestros productos a todos los que son capaces de elegir inteligentemente. Mas información en nuestra web www.emexact.com





Calidad


Nuestra empresa dispone de la mejor tecnología para controlar y mantener la máxima calidad en todos sus procesos: fabricación, limpieza y envasado.

EM Exact, S.A. dispone de licencia de fabricación de productos sanitarios expedida por la AEMPS, Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

Durante el proceso de fabricación, todos los productos se inspeccionan en cada una de sus fases. Para garantizar también el correcto funcionamiento de todos nuestros productos, se realiza un control unitario antes de continuar con la fase de envasado.

Todos los productos cumplen el Reglamento (UE) 2017/745 y posteriores modificaciones. Disponemos de Sala Blanca con clase 100.000 del Federal Standard 209D e ISO Clase 8 del Estándar ISO 14644-1.

Nuestro Sistema de Gestión de Calidad está certificado s/norma ISO 13485 para el diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de aditamentos protésicos dentales y sus accesorios.



 Instrucciones de uso en www.emexact.com



QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001:2015



QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 13485:2016


Componentes de la etiqueta



Nº	Símbolo	Descripción
1		Soporte físico UDI
2		Referencia
3		Número de Lote
4		Modelo
5		Producto de un solo uso
6		Producto Sanitario
7		No estéril
8		Marcado de Conformidad CE incluye ON (0051)
9		Fecha de Caducidad
10		Sitio web para las instrucciones de uso
11		Fabricante
12		Contiene sustancias peligrosas
13		¡Atención!

Simbología por clase de producto	REF	LOT	#	Hourglass	No reuse	Information	Factory	Non-sterile	CE 0051	CE	MD	UDI	Hazard	Warning
Productos de Laboratorio	•	•	•		•	•	•							•
Productos de Clase I <i>Dispositivos dentales y accesorios</i> <i>De uso a corto plazo</i>	•	•	•	•		•		•		•	•	•		•
Productos de Clase II b <i>Componentes protésicos y Pilares</i> <i>De uso prolongado</i>	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•		•
Productos de Clase II b con Cobalto <i>(contiene sustancias peligrosas)</i> <i>Componentes protésicos y Pilares</i> <i>De uso prolongado</i>	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•

Digital Workflow emexact®



Soluciones para prótesis digitales

EM Exact S.A, afronta el reto que significa la digitalización en la producción de prótesis con soluciones prácticas y eficaces.

La tecnología aplicada en la odontología para producir rehabilitaciones en el laboratorio, está revolucionando la forma de practicar la odontología. Las soluciones digitales facilitan el diseño y la fabricación de complejas rehabilitaciones estéticas y duraderas.

EM Exact, presenta una nueva línea de productos emexact® Digital Workflow para que puedan realizar sus trabajos en CAD/CAM.

Librerías para software CAD/CAM

Con la gama de productos emexact® Digital Workflow, tendrán acceso a una extensa línea de soluciones en aditamentos y recursos para todo el proceso de creación de sus prótesis de manera digital. Disponemos de librerías compatibles con los principales softwares CAD/CAM como:



Cumplimiento del Reglamento (UE) 2017/745
y posteriores modificaciones.



Consulte todas las compatibilidades en www.emexact.com



Prximamente en nuestro e-Commerce

Estamos preparando nuestro e-Commerce para que nuestros clientes y distribuidores puedan hacer sus pedidos en línea.



emexact Empresa Calidad Productos Flujo Digital Descargas Contacto Registro Entrar

Productos

Aditamentos protésicos dentales compatibles con las primeras marcas.

Buscar productos

Familia: Seleccionar Plataforma: Seleccionar Conexión: Seleccionar Rotación: Seleccionar

Eliminar filtro

Análogos de Implante [Ver todo](#)

- Análogo Ø5-3,4 - HE 5070
- Análogo Rep NP 5311
- Análogo Rep WP 5209
- Análogo Rep RP 5207

Análogos Digitales [Ver todo](#)

6218
Análogo HI Ø4,7 plat. 4,5

Diametro ext.: 4,7
Longitud: 12
Rosca: M1,6
Acabado: Natural
Material: Tita

Compatibilidades

- MIS® Swire 4,5
- Zimmer Biomet® Screw-Vent 4,5

[Entrar para consultar precios](#)

Accesorios DuaLock®

Material: Titanium MEDICAL - Pack de 3 REDCAP

Análogos de implante

- Análogo HI Ø4,1 plat. 4,5 5430
- Análogo HI Ø4,7 plat. 4,5 6218
- Análogo MI Ø4,2 8014
- Análogo MI Ø5,1 5084
- Análogo MI Ø4,8 8160

Productos

emexact[®]





























Soluciones protésicas dentales




















































Compatibilidades

Alpha-Bio [®] 3,5	41	Klockner [®] 5,5 - hex. 3,0	30	Phibo [®] TSH S3-S4.....	20
Astra Tech Implant System [™] UniAbutment 20° ...	74	Klockner [®] Essential [®] 4.5	76	Phibo [®] TSH S5.....	20
Astra Tech Implant System [™] UniAbutment 45° ...	74	Klockner [®] Essential [®] 6.0.....	76	Proclinic [®] HE 3,25 mm	33
Astra Tech Implant System [™] 3.0	61	Microdent System [®] 4,2 - hex. 3,0 M, MV.....	22	Straumann [®] Bone Level - Multi-base NC.....	55
Astra Tech Implant System [™] 3.5/4.0	61	Microdent System [®] 5,1 - hex. 3,0 M, MV	22	Straumann [®] Bone Level - Multi-base RC.....	55
Astra Tech Implant System [™] 4.5/5.0	61	Microdent System [®] 5,1 - hex. 2,7 SU	24	Straumann [®] Bone Level - Variobase [®]	55
Astra Tech Implant System [™] EV 3.6.....	64	Microdent System [®] 4,1 - hex. 2,7 SU	24	Straumann [®] Bone Level NC.....	55
Astra Tech Implant System [™] EV 4.2.....	64	Nobel Biocare [®] / Multi-unit 4,8.....	69	Straumann [®] Bone Level RC	55
Astra Tech Implant System [™] EV 4.8.....	64	Multi-unit 4,8 - New Multi-unit 4,8.....	71	Straumann [®] Octa [®] Synocta [®] 4,8 RN.....	53
BioHorizons [®] Ø3,5	33	NeoBiotech IS S-N.....	66	Straumann [®] Octa [®] Synocta [®] 6,5 WN	53
Biomet 3i [®] OSSEOTITE [®] 3.25mm	28	NeoBiotech Ø5.2.....	66	Straumann [®] Tissue Level [®] 4,8 RN.....	50
Biomet 3i [®] OSSEOTITE [®] 4.0mm	28	Nobel HE 3,5 - hex 2,4.....	12	Straumann [®] Tissue Level [®] 6,5 WN.....	50
Biomet 3i [®] OSSEOTITE [®] 5.0mm	28	Nobel HE 4,1 - hex 2,7.....	12	Sweden & Martina [®] HE 3,0 - hex 2,4 Outlink ² ..	32
BTI Tiny [®] 3,5 - hex. 2,5	16	Nobel HE 5,0 - hex 2,7	12	Sweden & Martina [®] HE 3,3 - hex 2,4 Outlink ² ..	32
BTI externa [®] universal - 4,1- hex. 2,7	16	Nobel HE 5,0 - hex 3,4.....	12	Sweden & Martina [®] HE 4,1SP - hex 2,4 Outlink ² ..	32
BTI externa [®] ancha - 5,5 - hex. 3,3	16	NobelActive [™] 3.0.....	58	Sweden & Martina [®] 3,5 octágono interno.....	76
BTI interna [®] 3,5 cuatrilobulada	77	NobelActive [™] NP - hex 2,25.....	58	Zimmer Biomet [®] Screw-Vent 3,5	35
BTI interna [®] 4,1 cuatrilobulada.....	77	NobelActive [™] RP - hex 2,65.....	58	Zimmer Biomet [®] Screw-Vent 4,5	35
Camlog [®] 3,3mm	49	NobelReplace [®] ReplaceSelect [™] NP	46	Zimmer Biomet [®] Screw-Vent 5,7.....	35
Camlog [®] 3,8mm	49	NobelReplace [®] ReplaceSelect [™] RP	46	Zimmer MIS [®] Seven Narrow 3,3.....	38
Camlog [®] 4,3mm	49	NobelReplace [®] ReplaceSelect [™] WP.....	46	Zimmer MIS [®] Seven Standard 3,75 / 4,2	38
Camlog [®] 5,0mm.....	49	Osstem Implant GS.....	66	Zimmer MIS [®] Seven Wide 5,0 / 6,0.....	38
Certain [®] NP - 3,4.....	44	Osstem Implant TS	66		
Certain [®] RP - 4,1	44	Oxtein MINI Ø3,3	34		
Certain [®] WP - 5,0	44	Oxtein RP Ø4,1	34		
Certain [®] XP - 6,0	44	Oxtein WP Ø5,0.....	34		
Klockner [®] 4,2 - hex. 3,0 SK - SK2	30	Phibo [®] TSH S2.....	20		







































Conexiones

HE Hexágono Externo			HI Hexágono Interno			CI Cónica Interna			CE Cono Externo		
	Nobel Biocare® Brånemark System®	12		Zimmer Biomet®	35		Straumann® Octa® Synocta®	53		Nobel Biocare® / Multi-unit	68
	BTI® Tiny / BTI externa® / BTI® ancha	16		Zimmer Mis® Seven®	38		Straumann® Bone Level®	55		Nobel Biocare® / New Multi-unit	71
	Phibo® TSH®	20		Alpha-Bio®	41	CIH Cónica Interna Hexalobulado				Astra Tech Implant System™ 20° 45°	74
	Microdent System®	22	DI Dodecaedro Interno				NobelActive™	58	OI Octágono Interno		
	Biomet 3i® OSSEOTITE® - MicroMini®	28		Zimmer Biomet® Certain®	44	CI Cónica Interna				Klockner® Essential®	76
	Klockner®	30	TI Trilobulado Interno				Astra Tech Implant System™	61		Sweden & Martina®	76
	Sweden & Martina®	32		NobelReplace® Replace Select™	46		Astra Tech Implant System™ EV	64	CLI Cuatrilobulada Interna		
	BioHorizons®	33	OI Octágono Interno				Neo Biotech®	66		BTI interna®	77
	Proclinic®	33		Straumann® Tissue Level®	50		Ostem® Implant	66			




























Hexágono Externo compatible: Nobel Biocare® Brånemark

 HE	# TOC Pilares cicatrización Titanio Gr 5 	# PTR Transfers Titanio Gr 5 	# PSC Scanbody PEEK 	# ANI Análogos de implante Inox	# AND Análogos digitales Titanio Gr 5	# PCR Pilares cementación rectos Titanio Gr 5 	# PCA Pilares cementación angulados Titanio Gr 5 	# CCL Calcinables Poliacetil
3,5 - hex 2,4 			 25018_EM	 5222	 8378			 Ant. 5220  Rot. 5221
4,1 - hex 2,7 	M2 - 1,20  H-2 5537  H-3 5538  H-4 5539  H-5 5556 M2 - 1,25  H-2 5527  H-3 5528  H-4 5529  H-5 6305	 C.C. 5696  C.A. 5853  C.C. Ant. 5676  C.A. Ant. 5852 Anodizado  C.A. Rot. 7943	 25002_EM	 5098	 8356	 Ant. 5128  Rot. 5129  Ant. 7981 Anodizado	 Ant. 5821  Rot. 5822	 Ant. 5115  Rot. 5102  Ant. 7050  Rot. 7049
5,0 - hex 2,7 			 25002_EM	 5082	 8377			 Ant. 5106  Rot. 5105
5,0 - hex 3,4 			 25019_EM	 5070				 Ant. 5072  Rot. 5071























































Hexágono Externo compatible: Nobel Biocare® Brånemark

	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP	# TOR Tornillos rectos Titanio Gr 5 	# PDT Puntas destornillador emexact® Inox 	# TAE Tornillos angulados externa Titanio Gr 5	
3,5 - hex 2,4 	 <p>30° Ant. BHS07010 20° Ant. BHS07012 10° Ant. BHS07014</p> <p>30° Rot. BHS07011 20° Rot. BHS07013 10° Rot. BHS07015</p>	<p>M1,6 - Unigrip</p>  <p>5223 8032 8024 GoldGrip® HardGrip®</p>	<p>1,20 1,20 TiN</p>  <p>6017 L20mm 6018 L20mm 6020 L25mm 6021 L25mm 6022 L35mm 6023 L35mm</p>	<p>Uso en clínica </p>  <p>+ transportador BHS02005 M1,6 L6,5</p>	<p>Laboratorio</p>  <p>BHS02006S M1,6 L6,5 Anodizado</p>
4,1 - hex 2,7 	 <p>30° Ant. BHS07001 20° Ant. BHS07004 10° Ant. BHS07007 0° Ant. BHS07420</p> <p>30° Rot. BHS07002 20° Rot. BHS07005 10° Rot. BHS07008 0° Rot. BHS07421</p>	<p>M2 - 1,20 M2 - 1,25 M2 - Unigrip</p>  <p>5066 7148 7145 GoldGrip® HardGrip®</p> <p>M2 - 1,25 M2 - 1,25 M2 - Unigrip</p>  <p>5127 5847 7146 5118 8033 5825 GoldGrip® HardGrip®</p> <p>M2 - 1,20 Top Thread M2 - 1,25 Top Thread</p>  <p>5558 8008 6178 5848 8009 5992 GoldGrip® HardGrip®</p>	<p>1,25 1,25 TiN</p>  <p>8318 L17mm 8319 L23mm</p> <p>1,25 1,25 TiN</p>  <p>6011 L20mm 6012 L20mm 6014 L25mm 6015 L25mm 6016 L35mm 6019 L35mm</p>	<p>Uso en clínica </p>  <p>+ transportador BHS02001 M2 L6,5</p>	<p>Laboratorio</p>  <p>BHS02002 M2 L6,5 Anodizado</p>
5,0 - hex 2,7 	 <p>30° Ant. BHS07061 20° Ant. BHS07063 10° Ant. BHS07065</p> <p>30° Rot. BHS07062 20° Rot. BHS07064 10° Rot. BHS07066</p>	<p>M2 - 1,20 Short Head M2 - 1,25 Short Head</p>  <p>8088 8090 8092 8089 8091 8093 GoldGrip® HardGrip®</p> <p>Arandela de oro   Oro 5443</p>	<p>8320 L17mm 8321 L23mm</p>  <p>Unigrip Unigrip TiN</p>  <p>6557 L20mm 6558 L20mm 6559 L25mm 6560 L25mm 6585 L35mm 6586 L35mm</p>	<p>Uso en clínica </p>  <p>+ transportador BHS02039 M2,5 L7,0</p>	<p>Laboratorio</p>  <p>BHS02040 M2,5 L7,0 Anodizado</p>
5,0 - hex 3,4 	 <p>30° Ant. BHS07218 20° Ant. BHS07220 10° Ant. BHS07222</p> <p>30° Rot. BHS07219 20° Rot. BHS07221 10° Rot. BHS07223</p>	<p>M2,5 - 1,20</p>  <p>5073 8034 8025 GoldGrip® HardGrip®</p>	<p>6784 L20mm 6785 L25mm</p>  <p>Unigrip</p>  <p>8324 L17mm 8325 L23mm</p>	<p>Uso en clínica </p>  <p>+ transportador BHS02039 M2,5 L7,0</p>	<p>Laboratorio</p>  <p>BHS02040 M2,5 L7,0 Anodizado</p>







































Hexágono Externo compatible: Nobel Biocare® Brånemark

	# PDB Puntas destornillador BHS 	# TAI Tornillos Angu- lados Interna Tiranio Gr 5 	# PDU Puntas destornillador UBH Inox 	# PBC Pilares sobrecolables CoCr 	# PTR Pilares transeptiliales rectos Titanio Gr 5 	# PTA Pilares transeptiliales angulados Poliacetel 	# PPR Pilares provisionales Titanio Gr 5 	# PIN Interfases Titanio Gr 5 - TiN 
3,5 - hex 2,4 		 <p>M1,6 UBH02005</p>						
4,1 - hex 2,7 	Inox TiN 	 <p>M2 UBH02501</p>		 <p>Ant. 6314 Rot. 6315</p>	TiN  <p>Ant. 1mm 8483 Ant. 2mm 8484 Ant. 3mm 8485 Ant. 4mm 8486 Ant. 5mm 8487 Cigomático 8222</p> <p>Ant. H-1 5733 Ant. H-2 5458 Ant. H-3 5459 Ant. H-4 5460 Ant. H-5 5461 Ant. H-6 5462</p>	 <p>17° H-2 6312 17° H-3 6639</p> <p>30° H-3 6313 30° H-4 6640</p>	 <p>Ant. 5855 Rot 5854</p> <p>Ant. 8016 PEEK Rot. 8015 PEEK</p>	 <p>Ant. H-0.4 7948 Ant. H-1.5 8292 Ant. H-2.5 8410</p> <p>Rot. H-0.4 5090 Rot. H-1.5 8293 Rot. H-2.5 8411</p>
5,0 - hex 2,7 	BHS01004 L18mm BHS01001 L25mm BHS01005 L32mm	 <p>M2 UBH02501</p>	UBH01002 L18mm UBH01001 L25mm UBH01003 L32mm					 <p>Ant. H-0.5 8590 Ant. H-1.5 8304 Ant. H-2.5 8412</p> <p>Rot. H-0.5 8593 Rot. H-1.5 8306 Rot. H-2.5 8413</p>
5,0 - hex 3,4 		 <p>M2,5 UBH02039</p>						 <p>Ant. H-0.4 8288 Ant. H-1.5 8304 Ant. H-2.5 8412</p> <p>Rot. H-0.4 8289 Rot. H-1.5 8306 Rot. H-2.5 8413</p>
















































































Hexágono Externo compatible: Nobel Biocare® Brånemark

	# PBC Bases BHS sobrecolado CrCo 	# CCC Chimeneas BHS sobrecolado CrCo Resina FP	# PBT Bases BHS cementado Ti 	# CCT Chimeneas BHS cementado Ti Resina FP	# PDL Pilares DualLock® Titanio Gr 5 - TiN 	#APD Sets DualLock® Retenciones Titanio Gr 5 Nylon, PEEK 
3,5 - hex 2,4 		   30° NP 20° NP 10° NP BHS04056 BHS04057 BHS04058	 Ant. BHS03010  Rot. BHS03011	   30° NP 20° NP 10° NP BHS04059 BHS04060 BHS04061	   H-1 H-2 H-3 DS10331 DS10332 DS10333    H-4 H-5 H-6 DS10334 DS10335 DS10336	<p>Cada pilar DualLock® se sirve con un set de retenciones a escoger. Ver pag. 80 para consultar todos los accesorios disponibles.</p>  <p>Set de prótesis Nylon DS00101</p>  <p>Set de prótesis PEEK Z DS00103</p>  <p>Set de prótesis PEEK DSETPROT01</p>
4,1 - hex 2,7 	 Ant. BHS03003  Rot. BHS03004	   30° RP 20° RP 10° RP BHS04001 BHS04005 BHS04009	 Ant. BHS03005  Rot. BHS03006	   30° RP 20° RP 10° RP BHS04018 BHS04019 BHS04020	    H-1 H-2 H-3 H-1.5 Ang. DS10401 DS10402 DS10403 DS104AN1.5     H-4 H-5 H-6 H-3.0 Ang. DS10404 DS10405 DS10406 DS104AN3.0	<p>Set de prótesis Nylon DS00101</p>  <p>Set de prótesis PEEK Z DS00103</p>  <p>Set de prótesis PEEK DSETPROT01</p>
5,0 - hex 2,7 						<p>Set de prótesis PEEK Z DS00103</p>  <p>Set de prótesis PEEK DSETPROT01</p>
5,0 - hex 3,4 					   H-1 H-1 H-3 DS10501 DS10502 DS10503    H-4 H-5 H-6 DS10504 DS10505 DS10506	<p>Set de prótesis PEEK DSETPROT01</p> 

















Hexágono Externo compatible: BTI®

	# TOC Pilares cicatrización Titanio Gr 5 	# PTR Transfers Titanio Gr 5 	# PSC Scanbody PEEK 	# ANI Análogos de implante Inox	# AND Análogos digitales Tiranio Gr 5	# PCR Pilares cementación rectos Titanio Gr 5 	# PCA Pilares cementación angulados Titanio Gr 5 	# CCL Calcinables Poliacetal	
Tiny® 3,5 - hex. 2,5 				 7957	 8378			 Ant. 7961	
externa® universal 4.1 - hex. 2,7 	M2 - 1,20  5537  5538  5539  5556 M2 - 1,25  5527  5528  5529  6305	 C.C. 5696  C.A. 5853  C.C. Ant. 5676  C.A. Ant. 5852 Anodizado	 25002_EM	 5098	 8356	 Ant. 5128  Rot. 5129  Ant. 7981 Anodizado	 Ant. 5821  Rot. 5822	 Ant. 5115  Rot. 5102  Ant. 7050  Rot. 7049	
externa® ancha - 5,5 - hex. 3,3 			 25043_EM	 7967					



























Hexágono Externo compatible: BTI®

 HE	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP	# TOR Tornillos rectos Titanio Gr 5 	# PDT Puntas destornillador emexact® Inox 
Tiny® 3,5 - hex. 2,5 	 30° Ant. BHS07148  20° Ant. BHS07150  10° Ant. BHS07152  30° Rot. BHS07149  20° Rot. BHS07151  10° Rot. BHS07153	M2 - Unigrip  7958  8060  8116 GoldGrip® HardGrip®	 1,20 6017 L20mm  1,20 6020 L25mm  1,20 6022 L35mm  1,20 TiN 6018 L20mm  1,20 TiN 6021 L25mm  1,20 TiN 6023 L35mm  1,20 8318 L17mm  1,20 8319 L23mm
externa® universal 4.1- hex. 2,7 	 30° Ant. BHS07001  20° Ant. BHS07004  10° Ant. BHS07007  0° Ant. BHS07420  30° Rot. BHS07002  20° Rot. BHS07005  10° Rot. BHS07008  0° Rot. BHS07421	M2 - 1,20  5066  7148  7145 GoldGrip® HardGrip® M2 - 1,25  5127  5847  7146 GoldGrip® HardGrip® M2 - Unigrip  5118  8033  5825 GoldGrip® HardGrip® Arandela de oro  5443 Oro 	 1,25 6011 L20mm  1,25 6014 L25mm  1,25 6016 L35mm  1,25 TiN 6012 L20mm  1,25 TiN 6015 L25mm  1,25 TiN 6019 L35mm  1,25 8320 L17mm  1,25 8321 L23mm
externa® ancha - 5,5 - hex. 3,3 	 30° Ant. BHS07154  20° Ant. BHS07156  10° Ant. BHS07158  30° Rot. BHS07155  20° Rot. BHS07157  10° Rot. BHS07159	M2 - 1,20 Top Thread  5558  8008  6178 GoldGrip® HardGrip® M2 - 1,25 Top Thread  5848  8009  5992 GoldGrip® HardGrip® M2 - 1,20 Short Head  8088  8090  8092 GoldGrip® HardGrip® M2 - 1,25 Short Head  8089  8091  8093 GoldGrip® HardGrip® Asiento 180° M2 - 1,25  5227	 1,25 6557 L20mm  1,25 6559 L25mm  1,25 6585 L35mm  1,25 TiN 6558 L20mm  1,25 TiN 6560 L25mm  1,25 TiN 6586 L35mm  Unigrip 6784 L20mm  Unigrip 6785 L25mm  Unigrip TiN 8324 L17mm  Unigrip TiN 8325 L23mm
















































Hexágono Externo compatible: BTI®

	# TAE Tornillos angulados externa Titanio Gr 5	# PDB Puntas destornillador BHS CE	# TAI Tornillos Angulados Interna Tiranio Gr 5 CE 0051	# PDU Puntas destornillador UBH Inox CE	# PBC Pilares sobrecolables CoCr CE 0051	# PTR Pilares transeptiliales rectos Titanio Gr 5 CE 0051	# PTA Pilares transeptiliales angulados Poliacetal CE 0051	
Tiny® 3,5 - hex. 2,5 	Uso en clínica CE 0051  + transportador M2 L5,8 BHS02013 BHS02013S	Laboratorio  M2 L5,8 BHS02014 Anodizado						
externa® universal 4.1- hex. 2,7 	Uso en clínica CE 0051  + transportador M2 L6,5 BHS02001 BHS02001S	Laboratorio  M2 L6,5 BHS02002 Anodizado	Inox TIN  BHS01004 L18mm BHS01001 L25mm BHS01005 L32mm	 M2 UBH02501	 UBH01002 L18mm UBH01001 L25mm UBH01003 L32mm	 Ant. 6314 Rot. 6315	 Ant. 1mm 8483 Ant. 2mm 8484 Ant. 3mm 8485 Ant. 4mm 8486 Ant. 5mm 8487 Cigomático 8222 Ant. H-1 5733 Ant. H-2 5458 Ant. H-3 5459 Ant. H-4 5460 Ant. H-5 5461 Ant. H-6 5462	 17° H-2 6312 17° H-3 6639 30° H-3 6313 30° H-4 6640
externa® ancha - 5,5 - hex. 3,3 	Uso en clínica CE 0051  + transportador M2 L5,8 BHS02013 BHS02013S	Laboratorio  M2 L5,8 BHS02014 Anodizado						















Hexágono Externo compatible: BTI®

 HE	# PPR Pilares provisionales Titanio Gr 5 	# PIN Interfases Titanio Gr 5 - TiN 	# PBC Bases BHS sobrecolado CrCo 	# CCC Chimeneas BHS sobrecolado CrCo Resina FP	# PBT Bases BHS cementado Ti 	# CCT Chimeneas BHS cementado Ti Resina FP	# PDL Pilares DuaLock® Titanio Gr 5 - TiN 	#APD Sets DuaLock® Retenciones Titanio Gr 5 Nylon PEEK 
Tiny® 3,5 - hex. 2,5 								Cada pilar DuaLock® se sirve con un set de retenciones a escoger. Ver pag. 80 para consultar todos los accesorios disponibles.
externa® universal 4.1- hex. 2,7 	Ant. 5855 Rot. 5854  Ant. 8016 Rot. 8015 PEEK PEEK 	Ant. H-0.4 7948 Ant. H-1.5 8292 Ant. H-2.5 8410  Rot. H-0.4 5090 Rot. H-1.5 8293 Rot. H-2.5 8411 	Ant. BHS03003  Rot. BHS03004 	30° RP BHS04001 20° RP BHS04005 10° RP BHS04009 	Ant. BHS03005  Rot. BHS03006 	30° RP BHS04018 20° RP BHS04019 10° RP BHS04020 	H-1 DS10401 H-2 DS10402 H-3 DS10403  H-4 DS10404 H-5 DS10405 H-6 DS10406  H-1.5 Ang. DS104AN1.5 H-3.0 Ang. DS104AN3.0 	 Set de prótesis Nylon DS00101  Set de prótesis PEEK Z DS00103
externa® ancha - 5,5 - hex. 3,3 								 Set de prótesis PEEK DSETPROT01








































Hexágono Externo compatible: Phibo®

 HE	# PTR Transfers Titanio Gr 5 CE	# PSC Scanbody PEEK CE	# ANI Análogos de implante Inox	# AND Análogos digitales Tiranio Gr 5	# CCL Calcinables Poliactal	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP	# TOR Tornillos rectos Titanio Gr 5 CE 0051	# PDT Puntas destornillador emexact® Inox CE	# TAE Tornillos angulados externa Titanio Gr 5	
TSH S2 	 C.A. 7976  C.A. Ant. 7975	 25047_EM	 8022	 8379	 Ant. 7977  Rot. 8007	 30° Ant. BHS07136  20° Ant. BHS07138  10° Ant. BHS07140  30° Rot. BHS07137  20° Rot. BHS07139  10° Rot. BHS07141	 7978  GoldGrip® 8123  HardGrip® 8124	 1,25  6011 L20mm 6014 L25mm 6016 L35mm	Uso en clínica   + transportador BHS02035  M1,8 L6,55 BHS02035S	Laboratorio  M1,8 L6,55 BHS02036 Anodizado
TSH S3-S4 		 25002_EM				 30° Ant. BHS07001  20° Ant. BHS07004  10° Ant. BHS07007  0° Ant. BHS07420  30° Rot. BHS07002  20° Rot. BHS07005  10° Rot. BHS07008  0° Rot. BHS07421	 8312  GoldGrip® 8313  HardGrip® 8314	 1,25 TiN  6012 L20mm 6015 L25mm 6019 L35mm  8320 L17mm  8321 L23mm	Uso en clínica   + transportador BHS02001  M2 L6,5 BHS02001S	Laboratorio  M2 L6,5 BHS02002 Anodizado
TSH S5 		 25048_EM								









Hexágono Externo compatible: Phibo®

 HE	# PDB Puntas destornillador BHS CE	# TAI Tornillos Angula- dos Interna Tiranio Gr 5 CE 0051	# PDU Puntas destornillador UBH Inox CE	# PBC Bases BHS sobrecolado CrCo CE 0051	# CCC Chimeneas BHS sobrecolado CrCo Resina FP	# PBT Bases BHS cementado Ti TiN CE 0051	# CCT Chimeneas BHS cementado Ti Resina FP	# PDL Pilares DuaLock® Titanio Gr 5 - TiN CE 0051	#APD Sets DuaLock® Retenciones Ti Gr 5 Nylon PEEK CE
TSH S2 		 M1,8 UBH02035						 H-1 H-2 H-3 DS36201 DS36202 DS36203 H-4 H-5 DS36204 DS36205	Cada pilar DuaLock® se sirve con un set de retenciones a escoger. Ver pag. 80 para consultar todos los accesorios disponibles.
TSH S3-S4 	Inox TiN  BHS01004 L18mm BHS01001 L25mm BHS01005 L32mm		Inox  UBH01002 L18mm UBH01001 L25mm UBH01003 L32mm	 Ant. BHS03003 Rot. BHS03004	 30° RP 20° RP 10° RP BHS04001 BHS04005 BHS04009	 Ant. BHS03005 Rot. BHS03006	 30° RP 20° RP 10° RP BHS04018 BHS04019 BHS04020	 H-1 H-2 H-3 DS36341 DS36342 DS36343 H-4 H-5 DS36344 DS36345	Set de prótesis Nylon DS00101 Set de prótesis PEEK Z DS00103
TSH S5 								 H-2 H-3 DS36502 DS36503	Set de prótesis PEEK DSETPROT01





























Hexágono Externo compatible: Microdent System®

	# PSC Scanbody PEEK CE	# ANI Análogos de implante Inox	# AND Análogos digitales Titanio Gr 5	# PCR Pilares cement. rectos CE 0051	# PTR Pilares transepitel. rectos CE 0051	# CCL Calcinables Poliacetal	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP	# TOR Tornillos rectos Titanio Gr 5 CE 0051	# PDT Puntas destornillador emexact® Inox CE
4,2 - hex. 3,0 M, MV 		 8014	 8373	 Ant. 5835	Titanio Gr 5  Ant. 7980	 Ant. 8017  Rot. 8018	 30° Ant. BHS07332  20° Ant. BHS07334  10° Ant. BHS07336	 8019  8125  8126	 6017 L20mm  6020 L25mm  6022 L35mm  8318 L17mm  8319 L23mm  6011 L20mm  6014 L25mm  6016 L35mm  8320 L17mm  8321 L23mm
5,1 - hex. 3,0 M, MV 	 25019_EM	 5594				 Ant. 5607  Rot. 5606	 30° Rot. BHS07333  20° Rot. BHS07335  10° Rot. BHS07337	M2 - 1,75  8125  8126	 6012 L20mm  6015 L25mm  6019 L35mm  8324 L17mm  8325 L23mm


































































HE compatible: Microdent System®

 HE	# TAE Tornillos angulados externa Titanio Gr 5	# PDB Puntas destornillador BHS CE
<p>4,2 - hex. 3,0 M, MV</p> 	<p>Uso en clinica </p>  <p>+ transportador BHS02013</p>	<p>Laboratorio</p>  <p>Inox TiN</p> 
<p>5,1 - hex. 3,0 M, MV</p> 	 <p>M2 L5,8 BHS02013S</p>	<p>M2 L5,8 BHS02014 Anodizado</p> <p>BHS01004 L18mm BHS01001 L25mm BHS01005 L32mm</p>











Hexágono Externo compatible: Microdent System®

 HE	# TOC Pilares cicatrización Titanio Gr 5 	# PTR Transfers Titanio Gr 5 	# PSC Scanbody PEEK 	# ANI Análogos de implante Inox	# AND Análogos digitales Titanio Gr 5	# PCR Pilares cementación rectos Titanio Gr 5 	# PCA Pilares cementación angulados Titanio Gr 5 	# CCL Calcinables Poliacetal
4,1 - hex. 2,7 SU 	<p>M2 - 1,20</p>  H-2 5537  H-3 5538  H-4 5539  H-5 5556	<p>C.C.</p>  C.C. 5696	<p>C.A.</p>  C.A. 5853	 25002_EM	 5098	<p>Ant.  5128 Rot.  5129 Ant.  7981 Anodizado</p>	<p>Ant.  5821 Rot.  5822</p>	<p>Ant.  5115 Rot.  5102</p> <p>Ant.  7050 Rot.  7049</p>
5.1 - hex. 2,7 SU 				 5082				<p>Ant.  5106 Rot.  5105</p>










Hexágono Externo compatible: Microdent System®

 HE	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP	# TOR Tornillos rectos Titanio Gr 5 	# PDT Puntas destornillador emexact® Inox 
<p>4,1 - hex. 2,7 SU</p> 	 BHS07001  BHS07004  BHS07007  BHS07420 30° Ant. 20° Ant. 10° Ant. 0° Ant.  BHS07002  BHS07005  BHS07008  BHS07421 30° Rot. 20° Rot. 10° Rot. 0° Rot.	<p>M2 - 1,20</p>  5066  7148  7145 GoldGrip® HardGrip® <p>M2 - 1,25</p>  5127  5847  7146 GoldGrip® HardGrip® <p>M2 - Unigrip</p>  5118  8033  5825 GoldGrip® HardGrip® <p>M2 - 1,20 Top Thread</p>  5558  8008  6178 GoldGrip® HardGrip® <p>M2 - 1,25 Top Thread</p>  5848  8009  5992 GoldGrip® HardGrip® <p>Arandela de oro</p>  5443 Oro  <p>M2 - 1,20 Short Head</p>  8088  8090  8092 GoldGrip® HardGrip® <p>M2 - 1,25 Short Head</p>  8089  8091  8093 GoldGrip® HardGrip®	<p>1,20</p>  6017 L20mm  6020 L25mm  6022 L35mm 1,20  8318 L17mm  8319 L23mm 1,25 <p>1,20 TiN</p>  6018 L20mm  6021 L25mm  6023 L35mm 1,25 TiN  6011 L20mm  6014 L25mm  6016 L35mm 1,25  8320 L17mm  8321 L23mm Unigrip  6557 L20mm  6559 L25mm  6585 L35mm Unigrip  6784 L20mm  6785 L25mm Unigrip TiN  6558 L20mm  6560 L25mm  6586 L35mm Unigrip  8324 L17mm  8325 L23mm
<p>5.1 - hex. 2,7 SU</p> 	 BHS07061  BHS07063  BHS07065 30° Ant. 20° Ant. 10° Ant.  BHS07062  BHS07064  BHS07066 30° Rot. 20° Rot. 10° Rot.		

















































Hexágono Externo compatible: Microdent System®

	# TAE Tornillos angulados externa Titanio Gr 5	# PDB Puntas destornillador BHS CE	# TAI Tornillos Angulados Interna Tiranio Gr 5 CE 0051	# PDU Puntas destornillador UBH Inox CE	# PBC Pilares sobrecolables CoCr CE 0051	# PTR Pilares transepiteliales rectos Titanio Gr 5 CE 0051	# PTA Pilares transepiteliales angulados Poliacetal CE 0051
<p>4,1 - hex. 2,7 SU</p> 	<p>Uso en clínica CE 0051</p>  <p>+ transportador M2 L6,5 BHS02001 BHS02001S</p>	<p>Laboratorio</p>  <p>M2 L6,5 BHS02002 Anodizado</p>	<p>Inox TiN</p>  <p>BHS01004 L18mm BHS01001 L25mm BHS01005 L32mm</p>	<p>M2</p>  <p>UBH02501</p>	 <p>Ant. 6314 Rot. 6315</p>	 <p>Ant. 1mm 8483 Ant. 2mm 8484 Ant. 3mm 8485 Ant. 4mm 8486 Ant. 5mm 8487</p> <p>Ant. H-1 5733 Ant. H-2 5458 Ant. H-3 5459 Ant. H-4 5460 Ant. H-5 5461 Ant. H-6 5462</p>	 <p>17° H-2 6312 17° H-3 6639</p> <p>30° H-3 6313 30° H-4 6640</p>
<p>5.1 - hex. 2,7 SU</p> 							














Hexágono Externo compatible: Microdent System®

 HE	# PPR Pilares provisionales 	# PIN Interfases Titanio Gr 5 - TiN 	# PBC Bases BHS sobrecolado CrCo 	# CCC Chimeneas BHS sobrecolado CrCo Resina FP	# PBT Bases BHS cementado Ti TiN 	# CCT Chimeneas BHS cementado Ti Resina FP	# PDL Pilares DuaLock® Titanio Gr 5 - TiN 	# APD Sets DuaLock® Retenciones Ti Gr 5 Nylon PEEK 
4,1 - hex. 2,7 SU 	Titanio Gr 5 Ant. 5855 Rot. 5854 PEEK Ant. 8016 Rot. 8015	Ant. H-0.4 7948 Ant. H-1.5 8292 Ant. H-2.5 8410 Rot. H-0.4 5090 Rot. H-1.5 8293 Rot. H-2.5 8411	Ant. BHS03003 Rot. BHS03004	30° RP BHS04001 20° RP BHS04005 10° RP BHS04009	Ant. BHS03005 Rot. BHS03006	30° RP BHS04018 20° RP BHS04019 10° RP BHS04020	H-1 DS10401 H-2 DS10402 H-3 DS10403 H-4 DS10404 H-5 DS10405 H-6 DS10406 H-1.5 Ang. DS104AN1.5 H-3.0 Ang. DS104AN3.0	Cada pilar DuaLock® se sirve con un set de retenciones a escoger. Ver pag. 80 para consultar todos los accesorios disponibles. Set de prótesis Nylon DS00101 Set de prótesis PEEK Z DS00103 Set de prótesis PEEK DSETPROT01
5.1 - hex. 2,7 SU 								

























Hexágono Externo compatible: Biomet 3i® MicroMini® 3i® Certain® [Per què tenia OSSEOTITE®?]

	# PSC Scanbody PEEK CE	# ANI Análogos de implante Inox	# AND Análogos digitales Tiranio Gr 5	# CCL Calcinables Poliacetal	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP	# TOR Tornillos rectos Titanio Gr 5 CE 0051	# PDT Puntas destornillador emexact® Inox CE
3.25mm 	 25001_EM	 5468	 8371	 5470  5469	 30° Ant. BHS07194  20° Ant. BHS07196  10° Ant. BHS07198  30° Rot. BHS07195  20° Rot. BHS07197  10° Rot. BHS07199	 8191  5443 Oro  5691  8038  8094	 6017 L20mm  6020 L25mm  6022 L35mm  6018 L20mm  6021 L25mm  6023 L35mm  8318 L17mm  8319 L23mm
4.0mm					 30° Ant. BHS07001  20° Ant. BHS07004  10° Ant. BHS07007  0° Ant. BHS07420  30° Rot. BHS07002  20° Rot. BHS07005  10° Rot. BHS07008  0° Rot. BHS07421		 6011 L20mm  6014 L25mm  6016 L35mm  6012 L20mm  6015 L25mm  6019 L35mm  8320 L17mm  8321 L23mm
5.0mm					 30° Ant. BHS07061  20° Ant. BHS07063  10° Ant. BHS07065  30° Rot. BHS07062  20° Rot. BHS07064  10° Rot. BHS07066		


















Hexágono Externo compatible: Biomet 3i® MicroMini® 3i® Certain® [Per què tenia OSSEOTITE®?]

 HE	# TAE Tornillos angulados externa Titanio Gr 5	# PDB Puntas destornillador BHS	# TAI Tornillos Angulados Interna Tiranio Gr 5	# PDU Puntas destornillador UBH	# PBC Bases BHS sobrecolado CrCo	# CCC Chimeneas BHS sobrecolado CrCo Resina FP	# PBT Bases BHS cementado Ti	# CCT Chimeneas BHS cementado Ti Resina FP
3.25mm 			 M2 UBH02061					
4.0mm 	Uso en clínica   + transportador M2 L6,5 BHS02001 BHS02001S	Laboratorio  M2 L6,5 BHS02002 Anodizado	Inox TiN  M2 UBH02001	 UBH01002 L18mm UBH01001 L25mm UBH01003 L32mm	 Ant. BHS03003 Rot. BHS03004	 30° RP 20° RP 10° RP BHS04001 BHS04005 BHS04009	 Ant. BHS03005 Rot. BHS03006	 30° RP 20° RP 10° RP BHS04018 BHS04019 BHS04020
5.0mm								
































Hexágono Externo compatible: Klockner®

 HE	# TOC Pilares cicatrización 	# PTR Transfers Titanio Gr 5 	# PSC Scanbody PEEK 	# ANI Análogos de implante Inox	# AND Análogos digitales Tiranio Gr 5	# PCR Pilares cementación rectos 	# CCL Calcinables Poliacetal	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP	# TOR Tornillos rectos Titanio Gr 5 
4.2 - hex. 3,0 SK - SK2 	Poliacetal  5634 5736 Titanio GR 5  5763 5764	 5699 5700 5065  5605 6261	 25032_EM	 5097 6747	 8364	 Ant. Rot. 6353 6373 Titanio Gr 5	 Ant. Rot. 5084 5083	 30° Ant. 20° Ant. 10° Ant. BHS07109 BHS07111 BHS07113  30° Rot. 20° Rot. 10° Rot. BHS07110 BHS07112 BHS07114	 M1,8 - 1,70 GoldGrip® HardGrip® 5065 8119 7938 M1,8 - Cruz corto  GoldGrip® HardGrip® 5095 8120 7933 M1,8 - Cruz largo  GoldGrip® HardGrip® 5590 8121 8122
5,5 - hex. 3,0 				 5637 5636			 Ant. Rot. 8035 8036		










Hexágono Externo compatible: Klockner®

	# PDT Puntas destornillador emexact® Inox CE	# TAE Tornillos angulados externa Titanio Gr 5	# PDB Puntas destornillador BHS CE	# TAI Tornillos Angulados Interna Titanio Gr 5 CE 0051	# PDU Puntas destornillador UBH Inox CE	# PDL Pilares DuaLock® Titanio Gr 5 - TiN CE 0051	#APD Sets DuaLock® Retenciones Titanio Gr 5 Nylon PEEK CE
4.2 - hex. 3,0 SK - SK2 	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>1,70</p>  <p>6553 L20mm 6555 L25mm 6579 L35mm</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>1,70 TiN</p>  <p>6554 L20mm 6556 L25mm 6580 L35mm</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>Cruz</p>  <p>6569 L20mm 6571 L25mm 6581 L35mm</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Cruz TiN</p>  <p>6570 L20mm 6572 L25mm 6582 L35mm</p> </div> </div>	<p>Uso en clínica </p>  <p>+ transportador M1,8 L5,2 BHS02031 BHS02031S</p>	<p>Laboratorio</p>  <p>M1,8 L5,2 BHS02032 Anodizado</p>	<p>Titanio Gr 5</p>  <p>M1,8 UBH02031</p>	 <p>UBH01002 L18mm UBH01001 L25mm UBH01003 L32mm</p>	 <p>H-2,5 H-3,5 DS40422 DS40423</p> <p>H-4,5 H-5,5 DS40424 DS40425</p>	<p>Cada pilar DuaLock® se sirve con un set de retenciones a escoger. Ver pag. 80 para consultar todos los accesorios disponibles.</p>  <p>Set de prótesis Nylon DS00101</p>  <p>Set de prótesis PEEK Z DS00103</p>  <p>Set de prótesis PEEK DSETPROT01</p>
5,5 - hex. 3,0 	<p>Cruz</p>  <p>8330 L17mm 8331 L23mm</p>						











Hexágono Externo compatible: Sweden & Martina®

	# PTR Transfers Titanio Gr 5 CE	# ANI Análogos de implante Titanio Gr 5	# AND Análogos digitales Titanio Gr 5	# CCL Calcinables Poliacetil	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP	# TOR Tornillos rectos Titanio Gr 5 CE 0051	# PDT Puntas destornillador emexact® Inox CE	# PDL Pilares DuaLock® Titanio Gr 5 - TiN CE 0051	#APD Sets DuaLock® Retenciones Ti Gr 5 Nylon PEEK CE
3,0 - hex 2,4 Outlink² 									Cada pilar DuaLock® se sirve con un set de retenciones a escoger. Ver pag. 80 para consultar todos los accesorios disponibles.
3.3 - hex 2,4 Outlink² 	 C.C. 8085  C.C. Ant. 8084 Anodizado	 8079 Anodizado	 8376	 Ant.  Rot. 8080 8082	 30° Ant.  20° Ant.  10° Ant. BHS07236 BHS07238 BHS07240  30° Rot.  20° Rot.  10° Rot. BHS07237 BHS07239 BHS07241	M1,8 - 1,27  Anodizado  GoldGrip® 8081 8167	1,25    6011 6014 6016    6012 6015 6019   8320 8321	 H-1  H-2  H-3 DS80331 DS80332 DS80333  H-4  H-5 DS80334 DS80335	Set de prótesis Nylon DS00101 Set de prótesis PEEK Z DS00103
4.1SP - hex 2,4 Outlink² 									Set de prótesis PEEK DSETPROT01







Hexágono Externo compatible: BioHorizons®

 HE	# ANI Análogos de implante Inox	# CCL Calcinables Poliacetal	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP	# TOR Tornillos rectos Titanio Gr 5 CE 0051	# PDT Puntas destornillador emexact® Inox CE	# TAE Tornillos angulados externa Titanio Gr 5	# PDB Puntas destornillador BHS Titanio Gr 5 CE
Ø3,5 	7962 Anodizado 	Ant. 7964 Rot. 7965 	30° Ant. BHS07236 20° Ant. BHS07238 10° Ant. BHS07240 30° Rot. BHS07237 20° Rot. BHS07239 10° Rot. BHS07241 	7963 Anodizado 	1,25 1,25 TiN 6011 L20mm 6014 L25mm 6016 L35mm 6012 L20mm 6015 L25mm 6019 L35mm 1,25 8320 L17mm 8321 L23mm 	Uso en clínica CE 0051 Laboratorio + transportador BHS02031 M1,8 L5,2 BHS02031S M1,8 L5,2 BHS02032 Anodizado 	Inox TiN BHS01004 L18mm BHS01001 L25mm BHS01005 L32mm 

























HE compatible: Proclinic®

 HE	# PTR Transfers Titanio Gr 5 CE	# PSC Scanbody PEEK CE	# ANI Análogos de implante Inox	# AND Análogos digitales Titanio Gr 5	# CCL Calcinables Poliacetal	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP	# TOR Tornillos rectos Titanio Gr 5 CE 0051	# PDT Puntas destornillador emexact® Inox CE
3.25mm 	7975 	25047_EM 	8022 	8379 	Ant. 7977 Rot. 8007 	30° Ant. BHS07136 20° Ant. BHS07138 10° Ant. BHS07140 30° Rot. BHS07137 20° Rot. BHS07139 10° Rot. BHS07141 	M1,8 - 1,25 7978 GoldGrip® 8123 HardGrip® 8124 	1,25 1,25 TiN 6011 L20mm 6014 L25mm 6016 L35mm 6012 L20mm 6015 L25mm 6019 L35mm 1,25 8320 L17mm 8321 L23mm 







































































Hexágono Interno compatible: Zimmer Biomet®

 HI	# TOC Pilares cicatrización Titanio Gr 5 	# PTR Transfers Titanio Gr 5 	# PSC Scanbody PEEK 	# ANI Análogos de implante Inox Ø3,7 5130 Ø4,1 6439	# AND Análogos digitales Titanio Gr 5 8359	# PCR Pilares cementación rectos Titanio Gr 5  Ant. 7970 Rot. 8041	# PCA Pilares cementación angulados Titanio Gr 5  17° Ant. H-1 8384 Ant. H-2 8385 30° Ant. H-1 8386 Ant. H-2 8387 Ant. 8027 Rot. 8028	# CCL Calcinables Poliacetal Ant. 6294 Rot. 6302	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP 30° Ant. BHS07073 20° Ant. BHS07075 10° Ant. BHS07077 30° Rot. BHS07074 20° Rot. BHS07076 10° Rot. BHS07078 30° Ant. BHS07024 20° Ant. BHS07039 10° Ant. BHS07054 30° Rot. BHS07025 20° Rot. BHS07040 10° Rot. BHS07055 30° Ant. BHS07166 20° Ant. BHS07168 10° Ant. BHS07170 30° Rot. BHS07167 20° Rot. BHS07169 10° Rot. BHS07171
Screw-Vent 3,5 M2 - 1,25 H-2 6255 H-3 8058 H-4 6256 H-5 8059	6376 5132 5335 8206 6260 Anodizado	25029_EM	25029_EM	5130 6439	8359	Ant. 7970 Rot. 8041	17° Ant. H-1 8384 Ant. H-2 8385 30° Ant. H-1 8386 Ant. H-2 8387 Ant. 8027 Rot. 8028	Ant. 6294 Rot. 6302	30° Ant. BHS07073 20° Ant. BHS07075 10° Ant. BHS07077 30° Rot. BHS07074 20° Rot. BHS07076 10° Rot. BHS07078
Screw-Vent 4,5			25030_EM	6218	8365			Ant. 6294 Rot. 6302	30° Ant. BHS07024 20° Ant. BHS07039 10° Ant. BHS07054 30° Rot. BHS07025 20° Rot. BHS07040 10° Rot. BHS07055
Screw-Vent 5,7			25031_EM						30° Ant. BHS07166 20° Ant. BHS07168 10° Ant. BHS07170 30° Rot. BHS07167 20° Rot. BHS07169 10° Rot. BHS07171

























Hexágono Interno compatible: Zimmer Biomet®

	# TOR Tornillos rectos Titanio Gr 5 	# PDT Puntas destornillador emexact® 	# TAE Tornillos angulados externa Titanio Gr 5	# PDB Puntas destornillador BHS 	# TAI Tornillos Angulados Interna Titanio Gr 5 	# PDU Puntas destornillador UBH Inox 	# PBC Pilares sobrecolables CoCr 	# PTR Pilares transepiteliales rectos Titanio Gr 5 
Screw-Vent 3,5	M1,8 - 1,20  GoldGrip® HardGrip® 5132 8083 8127	1,20  6017 L20mm 6020 L25mm 6022 L35mm 1,20 TiN  6018 L20mm 6021 L25mm 6023 L35mm	Uso en clinica   + transportador BHS02021 M1,8 L7,5 BHS02022 Anodizado M1,8 L7,5 BHS02021S	Laboratorio  M1,8 L7,5 BHS02022 Anodizado	Inox TiN  M1,8 UBH02021	 UBH01002 L18mm UBH01001 L25mm UBH01003 L32mm	 Ant. 6902 Rot. 7995	 Ant. H-1 8049 Ant. H-2 7041 Ant. H-3 8050 Ant. H-4 8051 Ant. H-5 8052 Monoblock Rot. H-1 8388 Rot. H-2 8389 Rot. H-3 8390 Rot. H-4 8391 Rot. H-5 8392 Monoblock TiN Rot. H-1 8393 Rot. H-2 8394 Rot. H-3 8395 Rot. H-4 8396 Rot. H-5 8397
Screw-Vent 4,5	M1,8 - 1,25  GoldGrip® HardGrip® 5335 5846 7736	 8318 L17mm 8319 L23mm 1,25  6011 L20mm 6014 L25mm 6016 L35mm 1,25 TiN 	M1,8 L7,5 BHS02021S	BHS01004 L18mm BHS01001 L25mm BHS01005 L32mm	M1,8 UBH02021	UBH01002 L18mm UBH01001 L25mm UBH01003 L32mm		
Screw-Vent 5,7		 6012 L20mm 6015 L25mm 6019 L35mm 1,25 TiN  8320 L17mm 8321 L23mm						






































































Hexágono Interno compatible: Zimmer Biomet®

 HI	# PTA Pilares transepiteliales angulados 	# PPR Pilares provisionales 	# PIN Interfases Titanio Gr 5 - TiN 	# PBC Bases BHS sobrecolado CrCo 	# CCC Chimeneas BHS sobrecolado CrCo Resina FP	# PBT Bases BHS cementado Ti TiN 	# CCT Chimeneas BHS cementado Ti Resina FP	# PDL Pilares DualLock® Titanio Gr 5 - TiN 	#APD Sets DualLock® Retenciones Titanio Gr 5 Nylon PEEK 
Screw-Vent 3,5	Titanio Gr 5  17° H-2 8011  17° H-3 8012  30° H-3 8138  30° H-4 8139	Titanio Gr 5  Ant. 8086  Rot. 8160 PEEK  Ant. 8162  Rot. 8161	 Ant. H-0.7 7955  Ant. H-1.7 8301  Ant. H-2.7 8434  Rot. H-0.7 8134  Rot. H-1.7 8435  Rot. H-2.7 8436	 Ant. BHS03050  Rot. BHS03051	 30° NP BHS04056  20° NP BHS04057  10° NP BHS04058	 Ant. BHS03048  Rot. BHS03049	 30° NP BHS04059  20° NP BHS04060  10° NP BHS04061	 H-1 DS20351  H-2 DS20352  H-3 DS20353  H-4 DS20354  H-5 DS20355  H-6 DS20356  H-1.5 Ang. DS2035AN1.5  H-3.0 Ang. DS2035AN3.0	Cada pilar DualLock® se sirve con un set de retenciones a escoger. Ver pag. 80 para consultar todos los accesorios disponibles.  Set de prótesis Nylon DS00101  Set de prótesis PEEK Z DS00103
Screw-Vent 4,5	Titanio Gr 5  17° H-2 8336  17° H-3 8337  30° H-3 8338  30° H-4 8339		 Ant. H-1 8437  Ant. H-2 8438  Ant. H-3 8439  Rot. H-1 8440  Rot. H-2 8441  Rot. H-3 8442	 Ant. BHS03033  Rot. BHS03034	 30° RP BHS04026  20° RP BHS04039  10° RP BHS04053	 Ant. BHS03020  Rot. BHS03021	 30° RP BHS04018  20° RP BHS04019  10° RP BHS04020		 Set de prótesis PEEK Z DS00103
Screw-Vent 5,7			 Ant. H-1 8443  Ant. H-2 8444  Ant. H-3 8445  Rot. H-1 8446  Rot. H-2 8447  Rot. H-3 8448						 Set de prótesis PEEK DSETPROT01

































































































Hexágono Interno compatible: Zimmer Mis® Seven®

 HI	# TOC Pilares cicatrización Titanio Gr 5 	# PTR Transfers Titanio Gr 5 	# PSC Scanbody PEEK 	# ANI Análogos de implante Inox	# AND Análogos digitales Titanio Gr 5	# PCR Pilares cementación rectos Titanio Gr 5 	# PCA Pilares cementación angulados Titanio Gr 5 	# CCL Calcinables Poliacetal	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP
3,30									 30° Ant. 20° Ant. 10° Ant. BHS07230 BHS07232 BHS07234  30° Rot. 20° Rot. 10° Rot. BHS07231 BHS07233 BHS07235
Ø3,5	M1,8 - 1,25  H-2 6255 H-3 8058 H-4 6256 H-5 8059	 6376 5132 5335 8206 6260 Anodizado	 25029_EM	Ø3,7  5130 Ø4,1  6439	 8359	 Ant. 7970 Rot. 8041	17°  Ant. H-1 8384 Ant. H-2 8385 30°  Ant. H-1 8386 Ant. H-2 8387	 Ant. 5134 Rot. 5103 Ant. 8027 Rot. 8028	 30° Ant. 20° Ant. 10° Ant. BHS07073 BHS07075 BHS07077 30° Rot. 20° Rot. 10° Rot. BHS07074 BHS07076 BHS07078
4,5			 25030_EM	 6218	 8365			 Ant. 6294 Rot. 6302	 30° Ant. 20° Ant. 10° Ant. BHS07024 BHS07039 BHS07054 30° Rot. 20° Rot. 10° Rot. BHS07025 BHS07040 BHS07055















Hexágono Interno compatible: Zimmer Mis® Seven®

 HI	# TOR Tornillos rectos Titanio Gr 5 	# PDT Puntas destornillador emexact® 	# TAE Tornillos angulados externa Titanio Gr 5 	# PDB Puntas destornillador BHS 	# TAI Tornillos Angula- dos Interna Titanio Gr 5 	# PDU Puntas destornillador UBH Inox 	# PBC Pilares sobrecolables CoCr 	# PTR Pilares transepiteliales rectos Titanio Gr 5 
3,30	M1,8 - 1,25  8606	1,20  6017 L20mm  6020 L25mm  6022 L35mm 1,20 TiN   	Uso en clínica   + transportador BHS02041 M1,8 L7,5 BHS02042 Anodizado M1,6 L7,5 BHS02041S	Laboratorio  M1,8 L7,5 BHS02042 Anodizado	 M1,8 UBH02089		 Ant. 8604  Rot. 8605	TiN  Ant. H-1,5 8607  Ant. H-2,5 8608  Ant. H-3,5 8609  Ant. H-4,5 8610
3,5	M1,8 - 1,20  5132 GoldGrip®  8083 HardGrip®  8127	6018 L20mm 6021 L25mm 6023 L35mm 1,20   8318 L17mm 8319 L23mm 1,25   	Uso en clínica   + transportador BHS02021 M1,8 L7,5 BHS02022 Anodizado M1,8 L7,5 BHS02021S	Laboratorio  M1,8 L7,5 BHS02022 Anodizado Inox TiN   	 M1,8 UBH02021	   UBH01002 L18mm UBH01001 L25mm UBH01003 L32mm	 Ant. 6902  Rot. 7995	 Ant. H-1 8049  Ant. H-2 7041  Ant. H-3 8050 Monoblock  Ant. H-4 8051  Ant. H-5 8052  Rot. H-1 8388  Rot. H-2 8389  Rot. H-3 8390 Monoblock TiN  Rot. H-4 8391  Rot. H-5 8392  Rot. H-1 8393  Rot. H-2 8394  Rot. H-3 8395  Rot. H-4 8396  Rot. H-5 8397
4,5	M1,8 - 1,25  5335 GoldGrip®  5846 HardGrip®  7736	1,25 TiN    6012 L20mm 6015 L25mm 6019 L35mm 1,25   8320 L17mm 8321 L23mm	M1,8 L7,5 BHS02021S	BHS01004 L18mm BHS01001 L25mm BHS01005 L32mm				



















Hexágono Interno compatible: Zimmer Mis® Seven®

	# PTA Pilares transperitales angulados 	# PPR Pilares provisionales 	# PIN Interfases <small>Titanio Gr 5 - TiN</small> 	# PBC Bases BHS sobrecolado CrCo 	# CCC Chimeneas BHS sobrecolado CrCo <small>Resina FP</small>	# PBT Bases BHS cementado Ti <small>TiN</small> 	# CCT Chimeneas BHS cementado Ti <small>Resina FP</small>	# PDL Pilares DualLock® <small>Titanio Gr 5 - TiN</small> 	#APD Sets DualLock® Retenciones <small>Titanio Gr 5 Nylon PEEK</small> 
3,30	Titanio Gr 5 <small>TiN</small>   17° H-2,5 8611 17° H-3,5 8612   30° H-3,5 8613 30° H-4,5 8614	Titanio Gr 5   Ant. 8596 Rot. 8597	   Ant. H-1,5 8598 Ant. H-2,5 8599 Ant. H-3,5 8600    Rot. H-1,5 8601 Rot. H-2,5 8602 Rot. H-3,5 8603	 Ant. BHS03200  Rot. BHS03201	 30° NP BHS04056  20° NP BHS04057  10° NP BHS04058	 Ant. BHS03198  Rot. BHS03199	 30° NP BHS04059  20° NP BHS04060  10° NP BHS04061	   DS20331 DS20332 DS20333    DS20334 DS20335 DS20336	Cada pilar DualLock® se sirve con un set de retenciones a escoger. Ver pag. 80 para consultar todos los accesorios disponibles.  Set de prótesis Nylon DS00101  Set de prótesis PEEK Z DS00103
3,5	Titanio Gr 5   17° H-2 8011 17° H-3 8012   30° H-3 8138 30° H-4 8139	Titanio Gr 5   Ant. 8086 Rot. 8160 PEEK   Ant. 8162 Rot. 8161	   Ant. H-0.7 7955 Ant. H-1.7 8301 Ant. H-2.7 8434    Rot. H-0.7 8134 Rot. H-1.7 8435 Rot. H-2.7 8436	 Ant. BHS03050  Rot. BHS03051	 30° NP BHS04056  20° NP BHS04057  10° NP BHS04058	 Ant. BHS03048  Rot. BHS03049	 30° NP BHS04059  20° NP BHS04060  10° NP BHS04061	   DS20351 DS20352 DS20353    DS20354 DS20355 DS20356 H-1.5 Ang. DS2035AN1.5 H-3.0 Ang. DS2035AN3.0	Set de prótesis Nylon DS00101  Set de prótesis PEEK Z DS00103
4,5	Titanio Gr 5   17° H-2 8336 17° H-3 8337   30° H-3 8338 30° H-4 8339		   Ant. H-1 8437 Ant. H-2 8438 Ant. H-3 8439    Rot. H-1 8440 Rot. H-2 8441 Rot. H-3 8442	 Ant. BHS03033  Rot. BHS03034	 30° RP BHS04026  20° RP BHS04039  10° RP BHS04053	 Ant. BHS03020  Rot. BHS03021	 30° RP BHS04018  20° RP BHS04019  10° RP BHS04020	   DS20451 DS20452 DS20453    DS20454 DS20455 DS20456 H-1.5 Ang. DS2045AN1.5 H-3.0 Ang. DS2045AN3.0	 Set de prótesis PEEK DSETPROT01



















Hexágono Interno compatible: Alpha-Bio®

 HI	# TOC Pilares cicatrización Titanio Gr 5 	# PTR Transfers Titanio Gr 5 	# PSC Scanbody PEEK	# ANI Análogos de implante Inox	# AND Análogos digitales Tiranio Gr 5	# PCR Pilares cementación rectos Titanio Gr 5 	# PCA Pilares cementación angulados Titanio Gr 5 	# CCL Calcinables Poliacetal	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP
3,5	 <p>M1,8 - 1,25</p> <p>H-2 6255 H-3 8058 H-4 6256 H-5 8059</p>	 <p>6376 5132 5335</p> <p>1,20 1,25</p> <p>8206 6260</p> <p>Anodizado</p>	 <p>25029_EM</p>	 <p>Ø3,7</p> <p>5130</p> <p>Ø4,1</p> <p>6439</p>	 <p>8359</p>	 <p>Ant. 7970 Rot. 8041</p>	 <p>17°</p> <p>Ant. H-1 8384 Ant. H-2 8385</p> <p>30°</p> <p>Ant. H-1 8386 Ant. H-2 8387</p> <p>Ant. 8027 Rot. 8028</p>	 <p>Ant. 5134 Rot. 5103</p>	 <p>30° Ant. BHS07073 20° Ant. BHS07075 10° Ant. BHS07077</p> <p>30° Rot. BHS07074 20° Rot. BHS07076 10° Rot. BHS07078</p>

Hexágono Interno compatible: Alpha-Bio®

 HI	# TOR Tornillos rectos Titanio Gr 5 	# PDT Puntas destornillador emexact® 	# TAE Tornillos angulados externa Titanio Gr 5 	# PDB Puntas destornillador BHS 	# TAI Tornillos Angulados Interna Tiranio Gr 5 	# PDU Puntas destornillador UBH Inox 	# PBC Pilares sobrecolables CoCr 	# PTR Pilares transepiteliales rectos Titanio Gr 5 
<p>3,5</p>	<p>M1,8 - 1,20  GoldGrip® HardGrip® 5132 8083 8127</p> <p>M1,8 - 1,25  GoldGrip® HardGrip® 5335 5846 7736</p>	<p>1,20  6017 L20mm 6020 L25mm 6022 L35mm 1,20 TiN</p> <p>  6018 L20mm 6021 L25mm 6023 L35mm 1,20</p> <p>  8318 L17mm 8319 L23mm 1,25</p> <p>  6011 L20mm 6014 L25mm 6016 L35mm 1,25 TiN</p> <p>  6012 L20mm 6015 L25mm 6019 L35mm 1,25</p> <p>  8320 L17mm 8321 L23mm</p>	<p>Uso en clinica  Laboratorio</p> <p>+ transportador BHS02021</p> <p>M1,8 L7,5 BHS02022 Anodizado</p> <p>M1,8 L7,5 BHS02021S</p>	<p>Inox TiN</p> <p>BHS01004 L18mm BHS01001 L25mm BHS01005 L32mm</p>	<p>M1,8 UBH02021</p>	<p>UBH01002 L18mm UBH01001 L25mm UBH01003 L32mm</p>	<p>Ant. 6902 Rot. 7995</p>	<p>Ant. H-1 8049 Ant. H-2 7041 Ant. H-3 8050 Ant. H-4 8051 Ant. H-5 8052</p> <p>Monoblock</p> <p>Rot. H-1 8388 Rot. H-2 8389 Rot. H-3 8390 Rot. H-4 8391 Rot. H-5 8392</p> <p>Monoblock TiN</p> <p>Rot. H-1 8393 Rot. H-2 8394 Rot. H-3 8395 Rot. H-4 8396 Rot. H-5 8397</p>

Hexágono Interno compatible: Alpha-Bio®

 HI	# PTA Pilares transepiteliales angulados 	# PPR Pilares provisionales 	# PIN Interfases Titanio Gr 5 - TiN 	# PBC Bases BHS sobrecolado CrCo 	# CCC Chimeneas BHS sobrecolado CrCo Resina FP	# PBT Bases BHS cementado Ti TiN 	# CCT Chimeneas BHS cementado Ti Resina FP	# PDL Pilares DuaLock® Titanio Gr 5 - TiN 
<p>3,5</p>	<p>Titanio Gr 5</p>  <p>17° H-2 8011 17° H-3 8012</p>  <p>30° H-3 8138 30° H-4 8139</p>	<p>Titanio Gr 5</p>  <p>Ant. 8086 Rot. 8160 PEEK</p>  <p>Ant. 8162 Rot. 8161</p>	<p>Titanio Gr 5 - TiN</p>  <p>Ant. H-0.7 7955 Ant. H-1.7 8301 Ant. H-2.7 8434</p>  <p>Rot. H-0.7 8134 Rot. H-1.7 8435 Rot. H-2.7 8436</p>	<p># PBC Bases BHS sobrecolado CrCo</p>  <p>Ant. BHS03050</p> <p>Rot. BHS03051</p>	<p># CCC Chimeneas BHS sobrecolado CrCo Resina FP</p>  <p>30° NP BHS04056 20° NP BHS04057 10° NP BHS04058</p>	<p># PBT Bases BHS cementado Ti TiN</p>  <p>Ant. BHS03048</p> <p>Rot. BHS03049</p>	<p># CCT Chimeneas BHS cementado Ti Resina FP</p>  <p>30° NP BHS04059 20° NP BHS04060 10° NP BHS04061</p>	<p># PDL Pilares DuaLock® Titanio Gr 5 - TiN</p>  <p>H-1 DS20351 H-2 DS20352 H-3 DS20353</p> <p>H-4 DS20354 H-5 DS20355 H-6 DS20356</p> <p>H-1.5 Ang. DS2035AN1.5 H-3.0 Ang. DS2035AN3.0</p>

#APD
Sets DuaLock®
Retenciones

Titanio Gr 5 Nylon PEEK



**Cada pilar
DuaLock® se
sirve con un set
de retenciones
a escoger.
Ver pag. 80 para
consultar todos
los accesorios
disponibles.**



Set de prótesis
Nylon

DS00101



Set de prótesis
PEEK Z


















































DS00103
























Set de prótesis
PEEK

DSETPROT01
































Dodecaedro Interno compatible: 3i® Certain®

	# PSC Scanbody PEEK CE	# ANI Análogos de implante Inox	# AND Análogos digitales Titanio Gr 5	# PCR Pilares cementación rectos CE 0051	# CCL Calcinables Poliacetal	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP	# TOR Tornillos rectos Titanio Gr 5 CE 0051	# PDT Puntas destornillador emexact® CE	# TAE Tornillos angulados externa Titanio Gr 5	# PDB Puntas destornillador BHS CE
NP - 3.4 	 25003_EM	 5166	 8367	Titanio Gr 5  Ant. 6749 Anodizado	 Ant. 5224  Rot. 5811	30° Ant. BHS07029 20° Ant. BHS07044 10° Ant. BHS07059    30° Rot. BHS07030 20° Rot. BHS07045 10° Rot. BHS07060	M1,6 - 1,20    GoldGrip® HardGrip® 5162 8112 8113	1,20 		
RP - 4.1 	 25004_EM	 5165	 8362	 Ant. 6686 Anodizado	 Ant. 5226  Rot. 5164	30° Ant. BHS07018 20° Ant. BHS07033 10° Ant. BHS07048    30° Rot. BHS07019 20° Rot. BHS07034 10° Rot. BHS07049	M1,6 - 1,20    GoldGrip® HardGrip® 5162 8112 8113	1,20 6017 L20mm 6020 L25mm 6022 L35mm 1,20 TIN  6018 L20mm 6021 L25mm 6023 L35mm 1,20 	Uso en clínica CE 0051  + transportador BHS02007  M1,6 L8,8 BHS02008 Anodizado M1,6 L8,8 BHS02007S	Laboratorio M1,6 L8,8 BHS02008 Anodizado Inox TiN    BHS01004 L18mm BHS01001 L25mm BHS01005 L32mm
WP - 5.0 		 5161	 8380	 Ant. 6750 Anodizado	 Ant. 5160  Rot. 5163	30° Ant. BHS07121 20° Ant. BHS07123 10° Ant. BHS07125    30° Rot. BHS07122 20° Rot. BHS07124 10° Rot. BHS07126	GoldGrip® HardGrip®    5159 8114 8115	8318 L17mm 8319 L23mm  		




























Hexágono Interno compatible: 3i® Certain®

	# TAI Tornillos Angulados Interna 	# PDU Puntas destornillador UBH 	# PBC Pilares sobrecolables CoCr 	# PIN Interfases Titanio Gr 5 - TiN 	# PDL Pilares DuaLock® Titanio Gr 5 - TiN 	#APD Sets DuaLock® Retenciones Titanio Gr 5 Nylon PEEK 
NP - 3.4 					 H-1 H-2 H-3 DS60341 DS60342 DS60343  H-4 H-5 H-6 DS60344 DS60345 DS60346	<p>Cada pilar DuaLock® se sirve con un set de retenciones a escoger. Ver pag. 80 para consultar todos los accesorios disponibles.</p> 
RP - 4.1 	Titanio Gr 5  M1,6 UBH02007	Inox  UBH01002 L18mm UBH01001 L25mm UBH01003 L32mm	 Ant. 7971 Rot. 7974	 Ant. H-0.7 Ant. H-1.7 Ant. H-2.7 5709 8474 8475 Rot. H-0.7 Rot. H-1.7 Rot. H-2.7 8137 8476 8477	 H-1 H-2 H-3 DS60411 DS60412 DS60413 H-4 H-5 H-6 DS60414 DS60415 DS60416	Set de prótesis Nylon DS00101  Set de prótesis PEEK Z DS00103 
WP - 5.0 						Set de prótesis PEEK DSETPROT01 


















































Trilobulada Interna compatible: NobelReplace® ReplaceSelect™®

 TI	# TOC Pilares cicatrización Titanio Gr 5 	# PTR Transfers Titanio Gr 5 	# PSC Scanbody PEEK 	# ANI Análogos de implante	# PCR Pilares cementación rectos 	# CCL Calcinables Poliacetal	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP	# TOR Tornillos rectos Titanio Gr 5 
NP 	Unigrip  H-3 5776 H-5 5777 H-3 5778 H-5 5779		 25020_EM	Inox Titanio Gr 5  5311 6291 Anodizado	Titanio Gr 5  Ant. 6748 Anodizado	 Ant. 5157 Rot. 5155	Preguntar Rué si separen V i P  30° Ant. BHS07091 20° Ant. BHS07093 10° Ant. BHS07095 30° Rot. BHS07092 20° Rot. BHS07094 10° Rot. BHS07096	M1,8 - Unigrip  5206 8095 8003 GoldGrip® HardGrip®
RP 	Unigrip  H-3 5768 H-5 5769 H-3 5770 H-5 5771 H-7 6328	 5963  6033 Anodizado	 25021_EM	 5207 6292 Anodizado	Titanio Gr 5  Ant. 6710 Ant. 8005 Anodizado	 Ant. 5080 Rot. 5208	 30° Ant. BHS07016 20° Ant. BHS07031 10° Ant. BHS07046 30° Rot. BHS07017 20° Rot. BHS07032 10° Rot. BHS07047	M2 - Unigrip  5081 8096 8002 GoldGrip® HardGrip®
WP 	Unigrip  H-3 5780 H-5 5781 H-3 5782 H-5 5783 H-7 6329		 25022_EM	 5209 6293 Anodizado	Titanio Gr 5  Ant. 5698 Anodizado	 Ant. 5167 Rot. 5279	 30° Ant. BHS07115 20° Ant. BHS07117 10° Ant. BHS07119 30° Rot. BHS07116 20° Rot. BHS07118 10° Rot. BHS07120	GoldGrip® HardGrip® 5081 8096 8002

Trilobulada Interna compatible: NobelReplace® ReplaceSelect™®

 TI	# PDT Puntas destornillador emexact® 	# TAE Tornillos angulados externa Titanio Gr 5		# PDB Puntas destornillador BHS 	# TAI Tornillos Angulados Interna Tiranio Gr 5 	# PDU Puntas destornillador UBH Inox 	# PBC Pilares sobrecolables CoCr 	# PTR Pilares transepitales rectos Titanio Gr 5 
NP 	Unigrip  6557 L20mm 6559 L25mm 6585 L35mm Unigrip TiN  6558 L20mm 6560 L25mm 6586 L35mm	Uso en clinica   + transportador BHS02027 M1,8 L8,35 BHS02027S	Laboratorio  M1,8 L8,35 BHS02028 Anodizado		 M1,8 UBH02027			 Rot. H-1 Rot. H-2 Rot. H-3 Rot. H-4 Rot. H-5 8061 8062 8063 8064 8065
RP 	Unigrip  6784 L20mm 6785 L25mm Unigrip  8324 L17mm 8325 L23mm	Uso en clinica   + transportador M2 L9,0 BHS02009 BHS02009S	Laboratorio  M2 L9,0 BHS02010 Anodizado	Inox TiN  BHS01004 L18mm BHS01001 L25mm BHS01005 L32mm	 M2 UBH02009	 UBH01002 L18mm UBH01001 L25mm UBH01003 L32mm	 Ant. 7973	 Rot. H-1 Rot. H-2 Rot. H-3 Rot. H-4 Rot. H-5 7983 7984 7985 7986 7987
WP 								

Trilobulada Interna compatible: NobelReplace® ReplaceSelect™®

 TI	# PTA Pilares transepiteliales angulados 	# PPR Pilares provisionales 	# PIN Interfases Titanio Gr 5 - TiN 	# PBT Bases BHS cementado Ti TiN 	# CCT Chimeneas BHS cementado Ti Resina FP	# PDL Pilares DuaLock® Titanio Gr 5 - TiN 
NP 		Titanio Gr 5  Ant. 5626  Rot. 5697 Anodizado		 Ant. BHS03060  Rot. BHS03061	 30° NP BHS04059  20° NP BHS04060  10° NP BHS04061	 H-1 DS12351  H-2 DS12352  H-3 DS12353  H-4 DS12354  H-5 DS12355  H-6 DS12356
RP 	Titanio Gr 5  17° H-2 6905  17° H-3 7246  30° H-3 7144  30° H-4 7247 Anodizado	Titanio Gr 5  Ant. 5633  Rot. 5711 Anodizado PEEK  Ant. 8047  Rot. 8021	 Ant. H-0.4 7951  Ant. H-1.5 8470  Ant. H-2.5 8471  Rot. H-0.4 8135  Rot. H-1.5 8472  Rot. H-2.5 8473	 Ant. BHS03012  Rot. BHS03013	 30° RP BHS04018  20° RP BHS04019  10° RP BHS04020	 H-1 DS12431  H-2 DS12432  H-3 DS12433  H-4 DS12434  H-5 DS12435  H-6 DS12436
WP 		Titanio Gr 5  Ant. 5694  Rot. 6024 Anodizado				

#APD
Sets DuaLock®
Retenciones

Titanio Gr 5 Nylon PEEK



**Cada pilar
DuaLock® se
sirve con un set
de retenciones
a escoger.
Ver pag. 80 para
consultar todos
los accesorios
disponibles.**



Set de prótesis
Nylon

DS00101



Set de prótesis
PEEK Z


























































DS00103








































Set de prótesis
PEEK

DSETPROT01






















Octágono Interno compatible: Straumann® Tissue Level®

 OI	# TOC Pilares cicatrización Titanio Gr 5 	# PTR Transfers Titanio Gr 5 	# PSC Scanbody PEEK 	# ANI Análogos de implante Inox	# AND Análogos digitales Titanio Gr 5	# PCR Pilares cementación rectos 	# CCL Calcinables Poliacetal	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP	# TOR Tornillos rectos Titanio Gr 5 
4.8 RN 	M2 - Torx 6  H-3 5512  H-5 5510  H-3 5991  H-5 5256  H-5 5511	 6996  6995 Anodizado	 25052_EM  25027_EM	 5144  8360	Titanio Gr 5  Ant. 5262  Rot. 6548 Matizado  Rot. 8326 Matizado	Titanio Gr 5  Ant. 5185  Rot. 5186 Asiento 90°  Ant. 7802  Rot. 7803	Asiento 30°  Ant. 5185  Rot. 5186 Asiento 90°  Ant. 7802  Rot. 7803	Asiento 30°  30° Ant. BHS07020  20° Ant. BHS07035  10° Ant. BHS07050 Asiento 90°  30° Rot. BHS07021  20° Rot. BHS07036  10° Rot. BHS07051	M2 - 1,25 Asiento 30°  8193 M2 - Torx 6 Asiento 30°  8004  GoldGrip® 8098  HardGrip® 8099
6.5 WN 			 25028_EM	 7540	Titanio Gr 5  Ant. 5263  Rot. 6545 Matizado	Titanio Gr 5  Ant. 7538  Rot. 7539	 Ant. 7538  Rot. 7539	Asiento 30°  30° Ant. BHS07172  20° Ant. BHS07174  10° Ant. BHS07176 Asiento 90°  30° Rot. BHS07173  20° Rot. BHS07175  10° Rot. BHS07177	M2 - Torx 6 Asiento 90°  5204  GoldGrip® 8189  HardGrip® 8224



































Octágono Interno compatible: Straumann® Tissue Level®

 OI	# PDT Puntas destornillador emexact® 	# TAE Tornillos angulados externa Titanio Gr 5		# PDB Puntas destornillador BHS 	# TAI Tornillos Angulados Interna Tiranio Gr 5 	# PDU Puntas destornillador UBH Inox 	# PBC Pilares sobrecolables CoCr 	# PTR Pilares transepiteliales rectos Titanio Gr 5 
4.8 RN 	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>1,25</p>  <p>6011 L20mm 6014 L25mm 6016 L35mm</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>1,25 TIN</p>  <p>6012 L20mm 6015 L25mm 6019 L35mm</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>1,25</p>  <p>8320 L17mm 8321 L23mm</p> </div>	<p>Uso en clínica</p>   <p>+ transportador BHS02011</p>  <p>M2 L7,6 BHS02011S</p>	<p>Laboratorio</p>  <p>M2 L7,6 BHS02012 Anodizado</p>	 <p>Inox TIN</p> <p>BHS01004 L18mm BHS01001 L25mm BHS01005 L32mm</p>	 <p>M2 UBH02011</p>		 <p>Ant. 8201 Rot. 8202 Tornillo Asiento 30°</p>	<p>Monoblock - TIN</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Rot. H-1,5 8496</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Rot. H-2,5 8497</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Rot. H-3,5 8498</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Rot. H-4,5 8499</p> </div> </div> <p>Titanio Gr 5</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Ant. 5112</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Rot 7993</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>Ant. H-1,5 8492</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Ant. H-2,5 8493</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Ant. H-3,5 8494</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Ant. H-4,5 8495</p> </div> </div>
6.5 WN 	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Torx 6</p>  <p>6026 L20mm 6029 L25mm 6031 L35mm</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Torx 6 TIN</p>  <p>6027 L20mm 6030 L25mm 6032 L35mm</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>Torx 6</p>  <p>8322 L17mm 8323 L23mm</p> </div>	<p>+ transportador</p>  <p>M2 L9,0 BHS02009</p>  <p>M2 L9,0 BHS02009S</p>	 <p>M2 L9,0 BHS02010 Anodizado</p>		 <p>M2 UBH02009</p>			














Octágono Interno compatible: Straumann® Tissue Level®

 OI	# PTA Pilares transepiteliales angulados 	# PPR Pilares provisionales 	# PIN Interfases Titanio Gr 5 - TiN 	# PBT Bases BHS cementado Ti TiN 	# CCT Chimeneas BHS cementado Ti Resina FP	# PDL Pilares DuaLock® Titanio Gr 5 - TiN 	#APD Sets DuaLock® Retenciones Titanio Gr 5 Nylon PEEK 
<p>4.8 RN</p> 	<p>Titanio Gr 5 - Ti-N</p>  <p>17° H-2 8500 17° H-3 8501</p>  <p>30° H-3 8502 30° H-4 8503</p>	<p>Titanio Gr 5</p>  <p>Ant. 8186 Rot 8087</p> <p>PEEK</p>  <p>Rot. 5107 Rot 8073</p>	 <p>Ant. H-1 7953 Ant. H-2 8303 Ant. H-3 8402</p>  <p>Rot. H-1 8136 Rot. H-2 8305 Rot. H-3 8403</p>	 <p>Ant. BHS03016</p> <p>Rot. BHS03017</p>	 <p>30° NP BHS04021 20° NP BHS04022 10° NP BHS04023</p>	 <p>H-1 DS30401 H-2 DS30402 H-3 DS30403</p> <p>H-4 DS30404 H-5 DS30405</p> <p>H-4 DS304AN1.5 H-5 DS304AN3.0</p>	<p>Cada pilar DuaLock® se sirve con un set de retenciones a escoger. Ver pag. 80 para consultar todos los accesorios disponibles.</p>  <p>Set de prótesis Nylon DS00101</p>  <p>Set de prótesis PEEK Z DS00103</p>  <p>Set de prótesis PEEK DSETPROT01</p>
<p>6.5 WN</p> 							





































Cónica Interna compatible: Straumann® Octa® Synocta®

 CI	# PSC Scanbody PEEK 	# ANI Análogos de implante Inox	# AND Análogos digitales Titanio Gr 5	# CCL Calcinables Poliacetil	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP	# TOR Tornillos rectos Titanio Gr 5 	# PDT Puntas destornillador emexact® 	# TAE Tornillos angulados externa Titanio Gr 5	# PDB Puntas destornillador BHS 
4.8 RN	 25052_EM	 6375	 8374	 Ant. 5142  Rot. 5141	 30° Ant. BHS07022  20° Ant. BHS07037  10° Ant. BHS07052  30° Rot. BHS07023  20° Rot. BHS07038  10° Rot. BHS07053	 M2 - 1,25 8194  M2 - Torx 6 5110  GoldGrip® 8039  HardGrip® 8097	 1,25 6011 L20mm 6014 L25mm 6016 L35mm  1,25 TiN 6012 L20mm 6015 L25mm 6019 L35mm  1,25 8320 L17mm 8321 L23mm  Torx 6 6026 L20mm 6029 L25mm 6031 L35mm  Torx 6 TiN 6027 L20mm 6030 L25mm 6032 L35mm  Torx 6 8322 L17mm 8323 L23mm	Uso en clínica   + transportador BHS02013  M2 L5,8 BHS02013S	Laboratorio  M2 L5,8 BHS02014 Anodizado  Inox TiN  
6.5 WN	 25053_EM								BHS01004 L18mm BHS01001 L25mm BHS01005 L32mm





















































Cónica Interna compatible: Straumann® Octa® Synocta®

 CI	# TAI Tornillos Angulados Interna Tiranio Gr 5 	# PDU Puntas destornillador UBH Inox 	# PTR Pilares transepiteliales rectos 	# PPR Pilares provisionales 	# PBT Bases BHS cementado Ti 	# CCT Chimeneas BHS cementado Ti Resina FP
<p>4.8 RN</p> 	 <p>M2 UBH02013</p>	<p>Inox</p>  <p>UBH01002 L18mm UBH01001 L25mm UBH01003 L32mm</p>	<p>Titanio Gr 5</p>  <p>Ant. 5112</p> <p>Rot 7993</p>	<p>Titanio Gr 5 PEEK</p>  <p>Rot. 5107 Rot. 8073</p>	 <p>Ant. BHS03018</p> <p>Rot. BHS03019</p>	 <p>30° 20° 10°</p> <p>BHS04080 BHS04081 BHS04082</p>
<p>6.5 WN</p>						















































Cónica Interna compatible: Straumann® Bone Level®

 CI	# TOC Pilares cicatrización Titanio Gr 5 	# PTR Transfers Titanio Gr 5 	# PSC Scanbody PEEK 	# ANI Análogos de implante Inox	# AND Análogos digitales Titanio Gr 5	# PCR Pilares cementación rectos 	# CCL Calcinables Poliacetal	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP	# TOR Tornillos rectos Titanio Gr 5 
NC 	Torx 6  H-3 8352 H-5 8353 H-7 8354 H-9 8355 Anodizado	 8383 8381 Anodizado	 25024_EM	 8048	 8372	Titanio Gr 5  Ant. 8143 Rot. 8142	 Ant. 8140 Rot. 8141	 30° Ant. BHS07085 20° Ant. BHS07087 10° Ant. BHS07089 30° Rot. BHS07086 20° Rot. BHS07088 10° Rot. BHS07090	M1,6 - Torx 6  GoldGrip® HardGrip® 5796 8128 8129 Anodizado M1,6, M1,4 - Torx 6  8264 8266 M1,4 - Torx 6
RC 	Torx 6  H-3 8344 H-5 8345 H-7 8346 H-9 8347 Anodizado Torx 6  H-3 8348 H-5 8349 H-7 8350 H-9 8351 Anodizado	 8383 8382 Anodizado	 25025_EM	 6904	 8369	Titanio Gr 5  Ant. 8145 Rot. 8144	 Ant. 7542 Rot. 7541	 30° Ant. BHS07027 20° Ant. BHS07042 10° Ant. BHS07057 30° Rot. BHS07028 20° Rot. BHS07043 10° Rot. BHS07058	M1,6 - Torx 6  GoldGrip® HardGrip® 5792 8130 8131 Anodizado M1,6, - Torx 6 p/ Pilar cem.  8166 Anodizado
Variobase® 									M1,6 - Torx 6  GoldGrip® HardGrip® 5792 8130 8131 Anodizado
Multibase NC 									
Multi-base RC 							 Rot. 6326	 30° Rot. BHS07026 20° Rot. BHS07041 10° Rot. BHS07056	M1,4 - Torx 6  GoldGrip® HardGrip® 6903 8100 8101

Cónica Interna compatible: Straumann® Bone Level®

 CI	# PDT Puntas destornillador emexact® 	# TAE Tornillos angulados externa Titanio Gr 5		# PDB Puntas destornillador BHS 	# TAI Tornillos Angu- lados Interna Titanio Gr 5 	# PDU Puntas destornillador UBH Inox 	# PBC Pilares sobrecolables CoCr 	# PTR Pilares transeptiliales rectos Titanio Gr 5 				# PTA Pilares transeptiliales angulados 		# PPR Pilares provisionales Titanio Gr 5 	
NC 	Torx 6 	Uso en clínica  + transportador BHS02015 	Laboratorio 	Inox TiN 	M1,6 UBH02015 		Ant. 8516 Rot. 8517 	Monoblock - TiN  H-1,5 8508 H-2,5 8509 H-3,5 8510 H-4,5 8511  H-1,5 8504 H-2,5 8505 H-3,5 8506 H-4,5 8507 Anodizado 8263 				Titanio Gr 5 - TiN  17° H-2,5 8512 17° H-3,5 8513  30° H-3,5 8514 30° H-4,5 8515		Rot. 8265  Anodizado Anti. 8043 Rot. 8044 	
RC 	Torx 6 TiN  6026 L20mm 6029 L25mm 6031 L35mm 6027 L20mm 6030 L25mm 6032 L35mm	M1,6 L9 BHS02015S Anodizado 	M1,6 L9 BHS02016 Anodizado 	BHS01004 L18mm BHS01001 L25mm BHS01005 L32mm 	UBH01002 L18mm UBH01001 L25mm UBH01003 L32mm 	Ant. 8530 Rot. 8531 	Monoblock - TiN  H-1,5 8522 H-2,5 8523 H-3,5 8524 H-4,5 8525  H-1,5 8518 H-2,5 8519 H-3,5 8520 H-4,5 8521 Anodizado 8076  7780  7937 				Titanio Gr 5 - TiN  17° H-2,5 8526 17° H-3,5 8527  30° H-3,5 8528 30° H-4,5 8529		Anti. 8045 Rot. 8046 		
Variobase® 	Torx 6 							 8076							
Multibase NC 	8322 L17mm 8323 L23mm							 8263 Anodizado						Rot. 8265 	
Multi-base RC 		Uso en clínica  + transportador BHS02017 BHS02017S 	Laboratorio 					 7780 7937						Titanio Gr 5 PEEK Anti. 8071 Rot. 8072 	


















































Cónica Interna compatible: Straumann® Bone Level®

 CI	# PIN Interfases Titanio Gr 5 - TiN 	# PBT Bases BHS cementado Ti TiN 	# CCT Chimeneas BHS cementado Ti Resina FP	# PDL Pilares DuaLock® Titanio Gr 5 - TiN 	#APD Sets DuaLock® Retenciones Titanio Gr 5 Nylon PEEK 
NC 	 Ant. H-1 8452  Ant. H-2 8453  Ant. H-3 8454  Rot. H-1 8455  Rot. H-2 8456  Rot. H-3 8457	 Ant. BHS03064  Rot. BHS03065	 25°  20°  10° BHS04025 BHS04060 BHS04061	 H-1 DS32331  H-2 DS32332  H-3 DS32333  H-4 DS32334  H-5 DS32335  H-5 DS32335	<p>Cada pilar DuaLock® se sirve con un set de retenciones a escoger. Ver pag. 80 para consultar todos los accesorios disponibles.</p> 
RC 	 Ant. H-1 8458  Ant. H-2 8459  Ant. H-3 8460  Rot. H-1 8461  Rot. H-2 8462  Rot. H-3 8463	 Ant. BHS03036  Rot. BHS03037		 H-1 DS32411  H-2 DS32412  H-3 DS32413  H-4 DS32414  H-5 DS32415  H-6 DS32416	<p>Set de prótesis Nylon DS00101</p> 
Variobase® 					<p>Set de prótesis PEEK Z DS00103</p> 
Multibase NC 					
Multi-base RC 					<p>Set de prótesis PEEK DSETPROT01</p> 





































































Cónica Interna Hexalobulada compatible: Nobel Active™

	# PTR Transfers Titanio Gr 5 	# PSC Scanbody PEEK 	# ANI Análogos de implante Inox	# AND Análogos digitales Titanio Gr 5	# PCR Pilares cementación rectos 	# CCL Calcinables Poliacetal	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP	# TOR Tornillos rectos Titanio Gr 5 	# PDT Puntas destornillador emexact® 
3.0 	 8253  8252 Ant.  8270 Rot.	 25015_EM	 8147	Titanio Gr 5  Ant. 8155  Rot. 8154				M1,4 - Unigrip  7994  8102  8103 GoldGrip® HardGrip®	 6557 L20mm  6559 L25mm  6585 L35mm
NP - hex. 2,25 	 8255  8254 Ant.  8271 Rot. Anodizado	 25016_EM	 8148 Anodizado	 8366	Titanio Gr 5  Ant. 8157  Rot. 8156	 Ant. 8151  Rot. 8150	 30° Ant. BHS07079  20° Ant. BHS07081  10° Ant. BHS07083  30° Rot. BHS07080  20° Rot. BHS07082  10° Rot. BHS07084	M1,6 - Unigrip  8146  8187  8188 GoldGrip® HardGrip®	 6784 L20mm  6785 L25mm Unigrip TiN  6558 L20mm  6560 L25mm  6586 L35mm Unigrip  8324 L17mm  8325 L23mm
RP - hex 2,65 	 8257  8256 Ant.  8272 Rot. Anodizado	 25017_EM	 8149 Anodizado	 8363	Titanio Gr 5  Ant. 8159  Rot. 8158	 Ant. 8153  Rot. 8152	 30° Ant. BHS07067  20° Ant. BHS07069  10° Ant. BHS07071  30° Rot. BHS07068  20° Rot. BHS07070  10° Rot. BHS07072	M2 - Unigrip  7956  8104  8105 GoldGrip® HardGrip® Arandela de oro  5443 Oro 	






























Cónica Interna Hexalobulada compatible: Nobel Active™

	# TAE Tornillos angulados externa Titanio Gr 5	# PDB Puntas destornillador BHS CE	# TAI Tornillos Angulados Interna Titanio Gr 5 CE 0051	# PDU Puntas destornillador UBH Inox CE	# PBC Pilares sobrecolables CoCr CE 0051	# PTR Pilares transeptiliales rectos Titanio Gr 5 CE 0051	# PTA Pilares transeptiliales angulados CE 0051	# PPR Pilares provisionales CE 0051
3.0 			Titanio Gr 5  M1,4 UBH02071					Titanio Gr 5  Anti. 8176  Rot. 8231 PEEK  Anti. 8181  Rot. 8232
NP - hex. 2,25 	Uso en clínica CE 0051  + transportador BHS02025  M1,6 L8,0 BHS02025S	Laboratorio  M1,6 L8,0 BHS02026 Anodizado Inox TiN    BHS01004 L18mm BHS01001 L25mm BHS01005 L32mm	Titanio Gr 5  M1,6 UBH02025	   UBH01002 L18mm UBH01001 L25mm UBH01003 L32mm	 Ant. 8488  Rot. 8489	Monoblock  H-1,5 8216  H-2,5 8217  H-3,5 8218	Titanio Gr 5 - TiN  17° H-2,5 8235  17° H-3,5 8236  30° H-3,5 8237  30° H-4,5 8238	Titanio Gr 5  Anti. 8177  Rot. 8178 Anodizado PEEK  Anti. 8182  Rot. 8183
RP - hex 2,65 	Uso en clínica CE 0051  + transportador BHS02023  M2 L8,5 BHS02023S	Laboratorio  M2 L8,5 BHS02024 Anodizado	Titanio Gr 5  M2 UBH02023		 Ant. 8490  Rot. 8491	Monoblock  H-1,5 8219  H-2,5 8220  H-3,5 8221	Titanio Gr 5 - TiN  17° H-2,5 8163  17° H-3,5 8164  30° H-3,5 8233  30° H-4,5 8234	Titanio Gr 5  Anti. 8179  Rot. 8180 Anodizado PEEK  Anti. 8184  Rot. 8185






































Cónica Interna Hexalobulada compatible: Nobel Active™

	# PIN Interfases Titanio Gr 5 - TiN 	# PBC Bases BHS sobrecolado CrCo 	# CCC Chimeneas BHS sobrecolado CrCo Resina FP	# PBT Bases BHS cementado Ti TiN 	# CCT Chimeneas BHS cementado Ti Resina FP	# PDL Pilares DuaLock® Titanio Gr 5 - TiN 	#APD Sets DuaLock® Retenciones Titanio Gr 5 Nylon PEEK 
3.0 	 Ant. H-1 8464  Ant. H-2 8465  Ant. H-3 8466  Rot. H-1 8467  Rot. H-2 8468  Rot. H-3 8469					 H-1 DS16301  H-2 DS16302  H-3 DS16303  H-4 DS16304  H-5 DS16305  H-5 DS16306	<p>Cada pilar DuaLock® se sirve con un set de retenciones a escoger. Ver pag. 80 para consultar todos los accesorios disponibles.</p>  <p>Set de prótesis Nylon DS00101</p>
NP - hex. 2,25 	 Ant. H-1 8414  Ant. H-2 8415  Ant. H-3 8416  Rot. H-1 8417  Rot. H-2 8418  Rot. H-3 8419	 Ant. BHS03058  Rot. BHS03059	 30° NP BHS04068  20° MP BHS04069  10° NP BHS04070	 Ant. BHS03056  Rot. BHS03057	 30° NP BHS04059  20° NP BHS04060  10° NP BHS04061	 H-1 DS16351  H-2 DS16352  H-3 DS16353  H-4 DS16354  H-5 DS16355  H-5 DS16356	<p>Set de prótesis PEEK Z DS00103</p> 
RP - hex 2,65 	 Ant. H-1 8420  Ant. H-2 8421  Ant. H-3 8422  Rot. H-1 8423  Rot. H-2 8424  Rot. H-3 8425	 Ant. BHS03046  Rot. BHS03047	 30° RP BHS04104  20° RP BHS04105  10° RP BHS04106	 Ant. BHS03044  Rot. BHS03045	 30° RP BHS04018  20° RP BHS04019  10° RP BHS04020	 H-1 DS16431  H-2 DS16432  H-3 DS16433  H-4 DS16434  H-5 DS16435  H-5 DS16436	<p>Set de prótesis PEEK DSETPROT01</p> 















































Cónica Interna compatible: Astra Tech Implant System™

 CI	# TOC Pilares cicatrización Titanio Gr 5 	# PTR Transfers Titanio Gr 5 	# PSC Scanbody PEEK 	# ANI Análogos de implante Titanio Gr 5	# AND Análogos digitales Tiranio Gr 5	# PCR Pilares cementación rectos 	# CCL Calcinables Poliacetal	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP	# TOR Tornillos rectos Titanio Gr 5 
3.0			 25005_EM	Titanio Gr 5  8278 Anodizado					M1,4 - 1,25  GoldGrip® HardGrip® 6457 8106 8107
3.5/4.0		 8241 6753 8240 6752 Anodizado	 25006_EM	Inox  5564 Titanio Gr 5  6371 Anodizado	 8375	Titanio Gr 5  Ant. 5817	 Ant. Rot. 5318 7941	 30° Ant. 20° Ant. 10° Ant. BHS07097 BHS07099 BHS07101 30° Rot. 20° Rot. 10° Rot. BHS07098 BHS07100 BHS07102	M1,6 - 1,30  Anodizado GoldGrip® HardGrip® 5264 8108 7944
4.5/5.0		 8243 6755 8242 6754 Anodizado	 25007_EM	Inox  5489 Titanio Gr 5  6370 Anodizado		Titanio Gr 5  Ant. 6751	 Ant. Rot. 5085 7942	 30° Ant. 20° Ant. 10° Ant. BHS07130 BHS07132 BHS07134 30° Rot. 20° Rot. 10° Rot. BHS07131 BHS07133 BHS07135	M2 - 1,30  5087  Anodizado GoldGrip® HardGrip® 5265 8109 7998


















































































Cónica Interna compatible: Astra Tech Implant System™

 CI	# PDT Puntas destornillador emexact® 	# TAE Tornillos angulados externa Titanio Gr 5	# PDB Puntas destornillador BHS 	# TAI Tornillos Angu- lados Interna Titanio Gr 5 	# PDU Puntas destornillador UBH Inox 	# PBC Pilares sobrecolables CoCr 	# PTR Pilares transepitales rectos Titanio Gr 5 	# PTA Pilares transepitales angulados 
3.0	 1,25 1,25 TiN 6011 L20mm 6012 L20mm 6014 L25mm 6015 L25mm 6016 L35mm 6019 L35mm							
3.5/4.0	 1,25 1,30 TiN 8320 L17mm 8321 L23mm 6549 L20mm 6550 L20mm 6551 L25mm 6552 L25mm 6577 L35mm 6578 L35mm	Uso en clínica   Laboratorio  + transportador BHS02025  M1,6 L8,8 BHS02025S	Laboratorio  M1,6 L8,0 BHS02026 Anodizado  BHS01004 L18mm BHS01001 L25mm BHS01005 L32mm	Titanio Gr 5  M1,6 UBH02033	 UBH01002 L18mm UBH01001 L25mm UBH01003 L32mm	 Ant. 6319  Rot. 6318	 H-0,5 H-1 H-2 H-3 H-4 5582 5583 5584 6690 5585 TIN  H-1,5 H-2,5 H-3,5 H-4,5 8570 8571 8572 8573	Titanio Gr 5 - TiN  17° H-2,5 17° H-3,5 8574 8575  30° H-3,5 30° H-4,5 8576 8577
4.5/5.0		Uso en clínica   Laboratorio  + transportador BHS02009  M2 L9,0 BHS02009S	Laboratorio  M2 L9,0 BHS02010 Anodizado 	Titanio Gr 5  M2 UBH02009		 Ant. 6437  Rot. 7972	 H-0,5 H-1 H-2 H-3 H-4 5578 5579 5580 6691 5581 TIN  H-1,5 H-2,5 H-3,5 H-4,5 8578 8579 8580 8581	Titanio Gr 5 - TiN  17° H-2,5 17° H-3,5 8582 8583  30° H-3,5 30° H-4,5 8584 8585




















































Cónica Interna compatible: Astra Tech Implant System™

 CI	# PPR Pilares provisionales Titanio Gr 5 	# PIN Interfases Titanio Gr 5 - TiN 	# PBC Bases BHS sobrecolado CrCo 	# CCC Chimeneas BHS sobrecolado CrCo Resina FP	# PBT Bases BHS cementado Ti TiN 	# CCT Chimeneas BHS cementado Ti Resina FP	# PDL Pilares DuaLock® Titanio Gr 5 - TiN 	#APD Sets DuaLock® Retenciones Titanio Gr 5 Nylon PEEK 	
3.0  Ant. 8279									Cada pilar DuaLock® se sirve con un set de retenciones a escoger. Ver pag. 80 para consultar todos los accesorios disponibles. 
3.5/4.0	 Ant. H-1 7959  Ant. H-2 8430  Ant. H-3 8431  Rot. H-1 8308  Rot. H-2 8432  Rot. H-3 8433		 Ant. BHS03070  Rot. BHS03071  30° BHS04086  20° BHS04087  10° BHS04088		 Ant. BHS03068  Rot. BHS03069  30° BHS04059  20° BHS04060  10° BHS04061		 H-1 DS50351  H-2 DS50352  H-3 DS50353  H-4 DS50354  H-5 DS50355  H-6 DS50356		Set de prótesis Nylon DS00101 
4.5/5.0	 Ant. H-1 5704  Ant. H-2 8426  Ant. H-3 8427  Rot. H-1 8309  Rot. H-2 8428  Rot. H-3 8429						 H-1 DS50451  H-2 DS50452  H-3 DS50453  H-4 DS50454  H-5 DS50455  H-6 DS50456		Set de prótesis PEEK Z DS00103  Set de prótesis PEEK DS00101 



























Cónica Interna compatible: Astra Tech Implant System™ EV®

 CI	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP	# TOR Tornillos rectos Titanio Gr 5 	# PDT Puntas destornillador emexact® 	# TAE Tornillos angulados externa Titanio Gr 5	# PDB Puntas destornillador BHS 	# TAI Tornillos Angulados Interna Tiranio Gr 5 	# PDU Puntas destornillador UBH Inox 	# PBC Pilares sobrecolables CoCr 	# PTR Pilares transepiteliales rectos 	# PTA Pilares transepiteliales angulados 	
3.6	 30° Ant. BHS07269  20° Ant. BHS07271  10° Ant. BHS07273  30° Rot. BHS07270  20° Rot. BHS07272  10° Rot. BHS07274	M1,6 - 1,30  8542	 1,30 	Uso en clínica   + transportador BHS02007  M1,6 BHS02007S	Laboratorio  M1,6 L8,8 BHS02008 Anodizado	M1,6 UBH02053	Tiranio Gr 5  M1,6 UBH02053	 Ant. 8540  Rot. 8541	Titanio Gr 5 - TiN  H-1,5 8543  H-2,5 8544  H-3,5 8545  H-4,5 8546	Titanio Gr 5 - TiN  17° H-2,5 8547  17° H-3,5 8548  30° H-3,5 8549  30° H-4,5 8550	
4.2	 30° Ant. BHS07263  20° Ant. BHS07265  10° Ant. BHS07267  30° Rot. BHS07264  20° Rot. BHS07266  10° Rot. BHS07268	 6549 L20mm  6551 L25mm  6577 L35mm 1,30 TiN  6550 L20mm  6552 L25mm  6578 L35mm	 1,30 TiN 	Uso en clínica   + transportador BHS02027  M1,8 L8,35 BHS02028 Anodizado	Laboratorio  M1,8 L8,35 BHS02028 Anodizado	Inox TiN  BHS01004 L18mm  BHS01001 L25mm  BHS01005 L32mm	Tiranio Gr 5  M1,8 UBH02055	 UBH01002 L18mm  UBH01001 L25mm  UBH01003 L32mm	 Ant. 8559  Rot. 8560	Titanio Gr 5 - TiN  H-1,5 8562  H-2,5 8563  H-3,5 8564  H-4,5 8565	Titanio Gr 5 - TiN  17° H-2,5 8566  17° H-3,5 8567  30° H-3,5 8568  30° H-4,5 8569
4.8		M2 - 1,30  Anodizado 5265  8109				Tiranio Gr 5  M2 UBH02083		 Ant. 8623  Rot. 8624	Titanio Gr 5 - TiN  H-1,5 8626  H-2,5 8627  H-3,5 8628  H-4,5 8629	Titanio Gr 5 - TiN  17° H-2,5 8630  17° H-3,5 8631  30° H-3,5 8632  30° H-4,5 8633	

























CI compatible: Astra Tech Implant System™ EV®

 CI	# PPR Pilares provisionales Titanio Gr 5 	# PIN Interfases Titanio Gr 5 - TiN 	# PDL Pilares DuaLock® Titanio Gr 5 - TiN 	#APD Sets DuaLock® Retenciones Titanio Gr 5 Nylon PEEK 
3.6	 Ant. 8532  Rot. 8533	 Ant. H-1 8534  Ant. H-2 8535  Ant. H-3 8536  Rot. H-1 8537  Rot. H-2 8538  Rot. H-3 8539	 H-1 DS50361  H-2 DS50362  H-3 DS50363  H-4 DS50364  H-5 DS50365  H-6 DS50366	<p>Cada pilar DuaLock® se sirve con un set de retenciones a escoger. Ver pag. 80 para consultar todos los accesorios disponibles.</p> 
4.2	 Ant. 8551  Rot. 8552	 Ant. H-1 8553  Ant. H-2 8554  Ant. H-3 8555  Rot. H-1 8556  Rot. H-2 8557  Rot. H-3 8558	 H-1 DS50421  H-2 DS50422  H-3 DS50423  H-4 DS50424  H-5 DS50425  H-6 DS50426	<p>Set de prótesis Nylon DS00101</p>  <p>Set de prótesis PEEK Z DS00103</p> 
4.8	 Ant. 8615  Rot. 8616	 Ant. H-1 8617  Ant. H-2 8618  Ant. H-3 8619  Rot. H-1 8620  Rot. H-2 8621  Rot. H-3 8622	 H-1 DS50481  H-2 DS50482  H-3 DS50483  H-4 DS50484  H-5 DS50485	 <p>Set de prótesis PEEK DSETPROT01</p> 










































Cónica Interna compatible: NeoBiotech®

 CI	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP	# TAE Tornillos angulados externa Titanio Gr 5	# PDB Puntas destornillador BHS 	# TAI Tornillos Angulados Interna Titanio Gr 5 	# PDU Puntas destornillador UBH Inox 	# PBC Bases BHS sobrecolado CrCo 	# CCC Chimeneas BHS sobrecolado CrCo Resina FP
IS S-N Ø3,5 4 4,5 5	 30° Ant. BHS07142  20° Ant. BHS07144  10° Ant. BHS07146  30° Rot. BHS07143  20° Rot. BHS07145  10° Rot. BHS07147	Uso en clínica   + transportador BHS02009  M2 L9,0 BHS02010 Anodizado M2 L9,0 BHS02009S	Laboratorio  M2 L9,0 BHS02010 Anodizado Inox TiN    BHS01004 L18mm BHS01001 L25mm BHS01005 L32mm	M2 UBH02085	   UBH01002 L18mm UBH01001 L25mm UBH01003 L32mm	 Ant. BHS03102  Rot. BHS03103	 30° NP BHS04056  20° NP BHS04057  10° NP BHS04058
Ø5,2							


































Cónica Interna compatible: NeoBiotech®

 CI	# PBT Bases BHS cementado Ti TiN 	# CCT Chimeneas BHS cementado Ti Resina FP	# PDL Pilares DuaLock® Titanio Gr 5 - TiN 	#APD Sets DuaLock® Retenciones Titanio Gr 5 Nylon PEEK 
IS S-N Ø3,5 4 4,5 5	 Ant. BHS03100  Rot. BHS03101	 30° NP BHS04059  20° NP BHS04060  10° NP BHS04061	 H-1 DS56301  H-2 DS56302  H-3 DS56303  H-4 DS56304  H-5 DS56305  H-6 DS56306	<p>Cada pilar DuaLock® se sirve con un set de retenciones a escoger. Ver pag. 80 para consultar todos los accesorios disponibles.</p>  <p>Set de prótesis Nylon DS00101</p>
Ø5,2			 H-1 DS56401  H-2 DS56402  H-3 DS56403  H-4 DS56404  H-5 DS56405  H-6 DS56406	 <p>Set de prótesis PEEK Z DS00103</p>  <p>Set de prótesis PEEK DSETPROT01</p>



Cónica Interna compatible: Osstem® Implant

	# ANI Análogos de implante Inox	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP	# TAE Tornillos angulados externa Titanio Gr 5	# PDB Puntas destornillador BHS 	# TAI Tornillos Angulados Interna Titanio Gr 5 	# PDU Puntas destornillador UBH Inox 	# PBC Pilares sobrecolables CoCr 	# PTR Pilares transepiteliales rectos Titanio Gr 5 
TS Mini Ø4,0 - Ø4,5 Ø5,0 - Ø6,0 	 8294	 30° Ant. BHS07451  20° Ant. BHS07453  10° Ant. BHS07455  30° Rot. BHS07452  20° Rot. BHS07454  10° Rot. BHS07456	Uso en clínica   + transportador BHS02049  M2 L9,0 BHS02049S	Laboratorio  M2 L9,0 BHS02050 Anodizado	 Inox TiN  	  	 Ant. 8295	Monoblock TiN  H-1,5 8299  H-2,5 8332  H-3,5 8333  H-4,5 8334  H-5,5 8335
TS Regular Ø4,0 - Ø4,5 Ø5,0 - Ø6,0		 30° Ant. BHS07142  20° Ant. BHS07144  10° Ant. BHS07146  30° Rot. BHS07143  20° Rot. BHS07145  10° Rot. BHS07147	Uso en clínica   + transportador BHS02009  M2 L9,0 BHS02009S	Laboratorio  M2 L9,0 BHS02010 Anodizado	BHS01004 L18mm BHS01001 L25mm BHS01005 L32mm  M2 UBH02085	UBH01002 L18mm UBH01001 L25mm UBH01003 L32mm		




























































Cónica Interna compatible: Osstem® Implant

 CI	# PBC Bases BHS sobrecolado CrCo 	# CCC Chimeneas BHS sobrecolado CrCo Resina FP	# PBT Bases BHS cementado Ti TiN 	# CCT Chimeneas BHS cementado Ti Resina FP	# PDL Pilares DuaLock® Titanio Gr 5 - TiN 	#APD Sets DuaLock® Retenciones Titanio Gr 5 Nylon PEEK 
TS Mini Ø4,0 - Ø4,5 Ø5,0 - Ø6,0	 Ant. BHS03070  Rot. BHS03071	 25° NP BHS04116  15° NP BHS04117	 Ant. BHS03068  Rot. BHS03069		 H-1  H-2  H-3  H-4  H-5  H-6 DS54351 DS54352 DS54353 DS54354 DS54355 DS54356	<p>Cada pilar DuaLock® se sirve con un set de retenciones a escoger. Ver pag. 80 para consultar todos los accesorios disponibles.</p> <p>Set de prótesis Nylon DS00101</p> <p>Set de prótesis PEEK Z DS00103</p> <p>Set de prótesis PEEK DSETPROT01</p>
TS Regular Ø4,0 - Ø4,5 Ø5,0 - Ø6,0	 Ant. BHS03102  Rot. BHS03103	 30° NP BHS04056  20° NP BHS04057  10° NP BHS04058	 Ant. BHS03100  Rot. BHS03101	 30° NP BHS04059  20° NP BHS04060  10° NP BHS04061	 H-1  H-2  H-3  H-4  H-5  H-6 DS54451 DS54452 DS54453 DS54454 DS54455 DS54456	

Cono Externo compatible: Nobel Biocare® / Multi-unit

 CE	# TOC Pilares cicatrización <small>CE 0051</small>	# PTR Transfers <small>Titanio Gr 5</small> <small>CE</small>	# PSC Scanbody <small>PEEK</small>	# ANI Análogos de implante <small>Inox</small>	# AND Análogos digitales <small>Titanio Gr 5</small>	# CCL Calcinables <small>Poliacetal</small>	# CLB Cilindros Calcinables BHS <small>Resina FP</small>	# TOR Tornillos rectos <small>Titanio Gr 5</small> <small>CE 0051</small>	# PDT Puntas destornillador emexact® <small>Inox</small> <small>CE</small>	# TAE Tornillos angulados externa <small>Titanio Gr 5</small>
 <p>4,8</p>	<p>H-4,8 PEEK 5790</p> <p>H-4,5 TI Gr 5 8250</p> <p>PEEK 8274</p> <p>TI Gr 5 8275</p> <p>PEEK 8276</p> <p>TI Gr 5 8277</p>	<p>5473</p> <p>6327 8329</p> <p>6317</p>	<p>25040_EM</p> <p>25041_EM</p>	<p>5169</p>	<p>8358</p>	<p>5116</p>	<p>30° Rot. BHS07003</p> <p>20° Rot. BHS07006</p> <p>10° Rot. BHS07009</p>	<p>M1,4 - 1,20 5568 8328 8212</p> <p>GoldGrip® HardGrip®</p> <p>M1,4, - Unigrip 5108 8040 7966</p> <p>GoldGrip® HardGrip®</p>	<p>1,20 1,20 TiN</p> <p>6017 L20mm 6020 L25mm 6022 L35mm</p> <p>6018 L20mm 6021 L25mm 6023 L35mm</p> <p>1,20</p> <p>8318 L17mm 8319 L23mm</p> <p>Unigrip Unigrip TiN</p> <p>6557 L20mm 6559 L25mm 6585 L35mm</p> <p>6558 L20mm 6560 L25mm 6586 L35mm</p> <p>Unigrip</p> <p>6784 L20mm 6785 L25mm</p> <p>8324 L17mm 8325 L23mm</p>	<p>Uso en clínica <small>CE 0051</small></p> <p>+ transportador BHS02003</p> <p>BHS02004</p> <p>M1,4 L4,1 Anodizado</p> <p>BHS02004</p> <p>M1,4 L4,1 BHS02003S</p>























Cono Externo compatible: Nobel Biocare® / Multi-unit

 CE	# PDB Puntas destornillador BHS 	# TAI Tornillos Angu- lados Interna <small>Tiranio Gr 5</small> 	# PDU Puntas destornillador UBH <small>Inox</small> 	# PBC Pilares sobrecolables CoCr 	# PTR Pilares transepiteliales rectos <small>Titanio Gr 5</small> 																																																																														
<p>4,8</p> 	<p>Inox TiN</p>  <p>BHS01004 L18mm BHS01001 L25mm BHS01005 L32mm</p>	<p>M1.4</p>  <p>UBH02003</p>	 <p>UBH01002 L18mm UBH01001 L25mm UBH01003 L32mm</p>	 <p>Ant. 8589</p> <p>Rot. 8010</p>	<table border="0"> <tr> <td colspan="4"> Monoblock TiN H-1,5 H-2,5 H-3,5 H-4,5 3.5/4.0 Aqua  8570 8571 8572 8573 </td> <td colspan="5"> Monoblock TiN H-1,5 H-2,5 H-3,5 H-4,5 H-5,5 OS TS  8299 8332 8333 8334 8335 </td> <td colspan="4"> TiN H-1,5 H-2,5 H-3,5 H-4,5 EV 4,2  8562 8563 8564 8565 </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> 4.5/5.0 Lilac  8578 8579 8580 8581 </td> <td colspan="5"> Monoblock H-1 H-2 H-3 H-4 H-5 HI  8388 8389 8390 8391 8392 </td> <td colspan="4"> EV 4,8  8626 8627 8628 8629 </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> BLevel NC  8508 8509 8510 8511 </td> <td colspan="5"> Monoblock TiN HI  8393 8394 8395 8396 8397 </td> <td colspan="4"> BLevel NC  8504 8505 8506 8507 </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> BLevel RC  8522 8523 8524 8525 </td> <td colspan="5"> Monoblock H-1,5 H-2,5 H-3,5 NAct NP  8216 8217 8218 </td> <td colspan="4"> BLevel RC  8518 8519 8520 8521 </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> 4,8 RN  8496 8497 8498 8499 </td> <td colspan="5"> NAct RP  8219 8220 8221 </td> <td colspan="4"> 4,8 RN  8492 8493 8494 8495 </td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="5"></td> <td colspan="4"> EV 3,6  8543 8544 8545 8546 </td> </tr> </table>	Monoblock TiN H-1,5 H-2,5 H-3,5 H-4,5 3.5/4.0 Aqua  8570 8571 8572 8573				Monoblock TiN H-1,5 H-2,5 H-3,5 H-4,5 H-5,5 OS TS  8299 8332 8333 8334 8335					TiN H-1,5 H-2,5 H-3,5 H-4,5 EV 4,2  8562 8563 8564 8565				4.5/5.0 Lilac  8578 8579 8580 8581				Monoblock H-1 H-2 H-3 H-4 H-5 HI  8388 8389 8390 8391 8392					EV 4,8  8626 8627 8628 8629				BLevel NC  8508 8509 8510 8511				Monoblock TiN HI  8393 8394 8395 8396 8397					BLevel NC  8504 8505 8506 8507				BLevel RC  8522 8523 8524 8525				Monoblock H-1,5 H-2,5 H-3,5 NAct NP  8216 8217 8218					BLevel RC  8518 8519 8520 8521				4,8 RN  8496 8497 8498 8499				NAct RP  8219 8220 8221					4,8 RN  8492 8493 8494 8495													EV 3,6  8543 8544 8545 8546			
Monoblock TiN H-1,5 H-2,5 H-3,5 H-4,5 3.5/4.0 Aqua  8570 8571 8572 8573				Monoblock TiN H-1,5 H-2,5 H-3,5 H-4,5 H-5,5 OS TS  8299 8332 8333 8334 8335					TiN H-1,5 H-2,5 H-3,5 H-4,5 EV 4,2  8562 8563 8564 8565																																																																										
4.5/5.0 Lilac  8578 8579 8580 8581				Monoblock H-1 H-2 H-3 H-4 H-5 HI  8388 8389 8390 8391 8392					EV 4,8  8626 8627 8628 8629																																																																										
BLevel NC  8508 8509 8510 8511				Monoblock TiN HI  8393 8394 8395 8396 8397					BLevel NC  8504 8505 8506 8507																																																																										
BLevel RC  8522 8523 8524 8525				Monoblock H-1,5 H-2,5 H-3,5 NAct NP  8216 8217 8218					BLevel RC  8518 8519 8520 8521																																																																										
4,8 RN  8496 8497 8498 8499				NAct RP  8219 8220 8221					4,8 RN  8492 8493 8494 8495																																																																										
									EV 3,6  8543 8544 8545 8546																																																																										



































Cono Externo compatible: Nobel Biocare® / Multi-unit

	<p># PTR Pilares transeptoriales rectos Titanio Gr 5</p> <p>CE 0051</p>	<p># PTA Pilares transeptoriales angulados Titanio Gr 5</p> <p>CE 0051</p>
<p>4,8</p> 	<p>TiN HE Cigomático</p> <p>H-1 H-2 H-3 H-4 H-5</p> <p>8483 8484 8485 8486 8487 8222</p> <p>H-1 H-2 H-3 H-4 H-5 H-7 H-1,5 MD Ø4.2</p> <p>5733 5458 5459 5460 5461 5462 7980</p> <p>TiN HI</p> <p>H-1,5 H-2,5 H-3,5 H-4,5</p> <p>8607 8608 8609 8610</p> <p>Rot. H-1 Rot. H-2 Rot. H-3 HI Rot. H-4 Rot. H-5 ???</p> <p>8049 7041 8050 8051 8052</p> <p>Rot. H-1 Rot. H-2 Rot. H-3 Rep NP Rot. H-4 Rot. H-5</p> <p>8061 8062 8063 8064 8065</p> <p>Rot. H-1 Rot. H-2 Rot. H-3 Rep NP Rot. H-4 Rot. H-5</p> <p>7983 7984 7985 7986 7987</p>	<p>TiN</p> <p>17° H-2,5 17° H-3,5 30° H-3,5 30° H-4,5</p> <p>3.5/4.0 Aqua</p> <p>8574 8575 8576 8577</p> <p>EV 3,6</p> <p>8547 8548 8549 8550</p> <p>BLevel NC</p> <p>8512 8513 8514 8515</p> <p>4.5/5.0 Lilac</p> <p>EV 4,2</p> <p>8582 8583 8584 8585</p> <p>8566 8567 8568 8569</p> <p>BLevel RC</p> <p>8526 8527 8528 8529</p> <p>EV 4,8</p> <p>8611 8612 8613 8614</p> <p>8630 8631 8632 8633</p> <p>4,8 RN</p> <p>8500 8501 8502 8503</p> <p>Natural</p> <p>17° H-2 17° H-3 30° H-3 30° H-4</p> <p>HI</p> <p>8011 8012 8138 8139</p> <p>8235 8236 8237 8238</p> <p>17° H-2,5 17° H-3,5 30° H-3,5 30° H-4,5</p> <p>NAAct NP</p> <p>8235 8236 8237 8238</p> <p>HE</p> <p>6312 6639 6313 6640</p> <p>HI</p> <p>8336 8337 8338 8339</p> <p>8163 8164 8233 8234</p> <p>Rep RP - Anodizado amarillo</p> <p>6905 7246 7144 7247</p>























Cono Externo compatible: Nobel Biocare® / Multi-unit

 CE	# PPR Pilares provisionales 	# PIN Interfases Titanio Gr 5 - TiN 	# PBC Bases BHS sobrecolado CrCo 	# CCC Chimeneas BHS sobrecolado CrCo Resina FP	# PBT Bases BHS cementado Ti TiN 	# CCT Chimeneas BHS cementado Ti Resina FP	# PDL Pilares DuaLock® Titanio Gr 5 - TiN 
<p>4,8</p> 	<p>Titanio Gr 5</p>  <p>Ant. 8588</p>  <p>Rot. 5173</p> <p>PEEK</p>  <p>Rot. 8006</p>	<p>Ant. H-0,5 8634</p> <p>Ant. H-1,5 8635</p> <p>Ant. H-2,5 8636</p> <p>Rot. H-0,5 8481</p> <p>Rot. H-1,2 8302</p> <p>Rot. H-1,5 8482</p> <p>Rot. H-2,5 8401</p> <p>Rot. H-0,4 5434</p>	<p>Rot. BHS03008</p>	<p>30° RP BHS04002</p> <p>20° RP BHS04006</p> <p>10° RP BHS04010</p>	<p>Rot. BHS03009</p>	<p>30° RP BHS04004</p> <p>20° RP BHS04008</p> <p>10° RP BHS04012</p>	<p> DS1MU01</p> <p>#APD Sets DuaLock® Retenciones</p> <p>Cada pilar DuaLock® se sirve con un set de retenciones a escoger. Ver pag. 80 para consultar todos los accesorios disponibles.</p> <p>Set de prótesis Nylon DS00101</p> <p>Set de prótesis PEEK Z DS00103</p> <p>Set de prótesis PEEK DSETPROT01</p>
<p>Cono Externo compatible con Nobel Biocare® / New Multi-unit</p>							
 CE	# ANI Análogos de implante Inox	# TOR Tornillos rectos Titanio Gr 5 	# PDT Puntas destornillador emexact® Inox 	# PBC Pilares sobrecolables CoCr 	# PPR Pilares provisionales Titanio Gr 5 		
<p>4.8</p> 	 <p>5169</p>	<p>M1,6 - 1,27</p>  <p>GoldGrip® 8227</p>	<p>1,25</p> <p>1,25 TiN</p> <p>1,25</p> <p>6011 L20mm 6014 L25mm 6016 L35mm</p> <p>6012 L20mm 6015 L25mm 6019 L35mm</p> <p>8320 L17mm 8321 L23mm</p>	 <p>Rot. 8228</p>	<p>Titanio Gr 5</p>  <p>Rot. 8229 PEEK</p>  <p>Rot. 8230</p>		

























Cono Externo compatible con Astra Tech Implant System™

 CE	# TOC Pilares cicatrización 	# PTR Transfers Titanio Gr 5 	# PSC Scanbody PEEK 	# ANI Análogos de implante Inox	# AND Análogos digitales Tiranio Gr 5	# CCL Calcinables Poliacetel	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP	# TOR Tornillos rectos Titanio Gr 5 	# PDT Puntas destornillador emexact® 	# TAE Tornillos angulados externa Titanio Gr 5	
3.5 UniAbutment 20° 	TI Gr 5  8398 PEEK  8399	 8478  8400	 25010_EM	 5595	 8368	 Rot. 5638	 30° Ant. BHS07103  20° Ant. BHS07104  10° Ant. BHS07105	M1,4 - 1,25  5596  8110 GoldGrip®  8111 HardGrip®	 1,25 6011 L20mm 6014 L25mm 6016 L35mm  1,25 TiN 6012 L20mm 6015 L25mm 6019 L35mm  1,25 8320 L17mm 8321 L23mm	Uso en clínica   + transportador BHS02003  M1,4 BHS02003S	Laboratorio  M1,4 L4,1 BHS02004 Anodizado
3.5 UniAbutment 45° 				 7786		 Rot. 7792	 30° Rot. BHS07106  20° Rot. BHS07107  10° Rot. BHS07108				















Cono Externo compatible con Astra Tech Implant System™

 CE	# PDB Puntas destornillador BHS 	# PTR Pilares transeptiliales rectos Titanio Gr 5 	# PPR Pilares provisionales 	# PIN Interfases Titanio Gr 5 - TiN 	# PBT Bases BHS cementado Ti TiN 	# CCT Chimeneas BHS cementado Ti
3.5 UniAbutment 20° 	 Inox TiN BHS01004 L18mm BHS01001 L25mm BHS01005 L32mm	 H-0,5 5582  H-1 5583  H-2 5584  H-3 6690  H-4 5585  H-0,5 5578  H-1 5579  H-2 5580  H-3 6691  H-4 5581	Titanio Gr 5  Rot. 7778 PEEK  Rot. 8023	 Ant. H-0,5 8449  Ant. H-1,5 8450  Ant. H-2,5 8451	 Rot. BHS03072	 30° BHS04059  20° BHS04060  10° BHS04061
3.5 UniAbutment 45° 			 Rot. 7791  Rot. 8037		 Rot. BHS03074	 30° BHS04059  20° BHS04060  10° BHS04061


































Octágono Interno compatible con Klockner® Essential®

 01	# PSC Scanbody PEEK 	# TOR Tornillos rectos Titanio Gr 5 	# PDT Puntas destornillador emexact® Inox 	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP	# TAE Tornillos angulados externa Titanio Gr 5	# PDB Puntas destornillador BHS 	# TAI Tornillos Angulados Interna Titanio Gr 5 	# PDU Puntas destornillador UBH Inox 
4,5  25056_EM	M1,8 - 1,50  8327	1,30  6549 L20mm 6551 L25mm 6577 L35mm 1,30 TIN  6550 L20mm 6552 L25mm 6578 L35mm	 30° Ant. BHS07380  20° Ant. BHS07382  10° Ant. BHS07384  30° Rot. BHS07381  20° Rot. BHS07383  10° Rot. BHS07385	Uso en clínica   Laboratorio + transportador BHS02027  M1,8 L8,35 BHS02028 Anodizado M1,8 L8,35 BHS02027S	Inox TIN  BHS01004 L18mm BHS01001 L25mm BHS01005 L32mm	M1.8  UBH02073	 UBH01002 L18mm UBH01001 L25mm UBH01003 L32mm	
6,0  25057_EM								














Octágono Interno compatible con Sweden & Martina®

 01	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP	# TAE Tornillos angulados externa Titanio Gr 5	# PDB Puntas destornillador BHS 	# TAI Tornillos Angulados Interna Titanio Gr 5 	# PDU Puntas destornillador UBH Inox 	# PDL Pilares DuaLock® Titanio Gr 5 - TIN 
3,8  30° Ant. BHS07206  20° Ant. BHS07208  10° Ant. BHS07210  30° Rot. BHS07207  20° Rot. BHS07209  10° Rot. BHS07211	Uso en clínica   Laboratorio + transportador BHS02021  M1,8 L8,35 BHS02022 Anodizado M1,8 L8,35 BHS02021S	Inox TIN  BHS01004 L18mm BHS01001 L25mm BHS01005 L32mm	 M2 - L6,8 UBH02045	 UBH01002 L18mm UBH01001 L25mm UBH01003 L32mm	 DS84381 DS84382 DS84383 DS84384 DS84385 DS84386 Cada pilar DuaLock® se sirve con un set de retenciones a escoger. Ver pag. 80 para consultar todos los accesorios disponibles.	#APD Sets DuaLock® Retenciones Titanio Gr 5 Nylon PEEK  Set de prótesis Nylon DS00101 Set de prótesis PEEK Z DS00103 Set de prótesis PEEK DSETPROT01

Cuatrilobulada Interna compatible: BTI interna®

	# PSC Scanbody PEEK CE	# ANI Análogos de implante Inox	# AND Análogos digitales Tiranio Gr 5	# CCL Calcinables Poliacetal	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP	# TOR Tornillos rectos Titanio Gr 5 CE 0051	# PDT Puntas destornillador emexact® CE	# TAE Tornillos angulados externa Titanio Gr 5	# PDB Puntas destornillador BHS CE
3,5 cuatrilobulada 	 25046_EM								
4,1 cuatrilobulada 	 25042_EM	 7743 Anodizado	 8361	 Ant. 7760  Rot. 7759	 30° Ant. BHS07160  20° Ant. BHS07162  10° Ant. BHS07164  30° Rot. BHS07161  20° Rot. BHS07163  10° Rot. BHS07165	 M1,8 -1,20 7757  M1,8 -1,20 8225  GoldGrip® 8117  HardGrip® 8118	 1,20 6017 L20mm  1,20 6020 L25mm  1,20 6022 L35mm  1,20 TiN 6018 L20mm  1,20 TiN 6021 L25mm  1,20 TiN 6023 L35mm  1,20 8318 L17mm  1,20 8319 L23mm	Uso en clínica CE 0051  + transportador BHS02021  M1,8 L8,35 BHS02022 Anodizado  M1,8 L8,35 BHS02021S	Laboratorio  Inox  TiN  TiN BHS01004 L18mm BHS01001 L25mm BHS01005 L32mm

Cuatrilobulada Interna compatible: BTI interna®

	# TAI Tornillos Angula- dos Interna Tiranio Gr 5 	# PDU Puntas destornillador UBH Inox 	# PBC Pilares sobrecolables CoCr 	# PPR Pilares provisionales Titanio Gr 5 
<p>3,5 cuatrilobulada</p> 				
<p>4,1 cuatrilobulada</p> 	<p>M1,8 L6,5 UBH02075</p> 	<p>UBH01002 L18mm UBH01001 L25mm UBH01003 L32mm</p> 	<p>Ant. 7982</p>  <p>Rot. 8587</p> 	<p>Ant. 7758</p>  <p>Rot. 8586 PEEK</p> 

Retención PEEK

Fabricados en PEEK, con un nuevo diseño mejorado que resiste la deformación del borde.

Retención Nylon

Fabricados en Nylon.

Compatibles

Los pilares DualLock® están disponibles para todos los sistemas de implantes comunes con conexiones externas e internas.



Cumplimiento del Reglamento (UE) 2017/745 y posteriores modificaciones.



Pilares

Pilar compatible NobelActive™



Pilar Dualock® Active Ø3,0 H-1mm	DS16301
Pilar Dualock® Active Ø3,0 H-2mm	DS16302
Pilar Dualock® Active Ø3,0 H-3mm	DS16303
Pilar Dualock® Active Ø3,0 H-4mm	DS16304
Pilar Dualock® Active Ø3,0 H-5mm	DS16305
Pilar Dualock® Active Ø3,5 H-1mm	DS16351
Pilar Dualock® Active Ø3,5 H-2mm	DS16352
Pilar Dualock® Active Ø3,5 H-3mm	DS16353
Pilar Dualock® Active Ø3,5 H-4mm	DS16354
Pilar Dualock® Active Ø3,5 H-5mm	DS16355
Pilar Dualock® Active Ø4,3 H-1mm	DS16431
Pilar Dualock® Active Ø4,3 H-2mm	DS16432
Pilar Dualock® Active Ø4,3 H-3mm	DS16433
Pilar Dualock® Active Ø4,3 H-4mm	DS16434
Pilar Dualock® Active Ø4,3 H-5mm	DS16435



Pilar compatible Astra®



Pilar Dualock® Astra® Ø3,5/4,0 H-1mm	DS50351
Pilar Dualock® Astra® Ø3,5/4,0 H-2mm	DS50352
Pilar Dualock® Astra® Ø3,5/4,0 H-3mm	DS50353
Pilar Dualock® Astra® Ø3,5/4,0 H-4mm	DS50354
Pilar Dualock® Astra® Ø3,5/4,0 H-5mm	DS50355
Pilar Dualock® Astra® Ø4,5/5,0 H-1mm	DS50451
Pilar Dualock® Astra® Ø4,5/5,0 H-2mm	DS50452
Pilar Dualock® Astra® Ø4,5/5,0 H-3mm	DS50453
Pilar Dualock® Astra® Ø4,5/5,0 H-4mm	DS50454
Pilar Dualock® Astra® Ø4,5/5,0 H-5mm	DS50455



Pilar compatible Certain®



Pilar Dualock® Certain® Ø3,4 H-1 mm	DS60341
Pilar Dualock® Certain® Ø3,4 H-2 mm	DS60342
Pilar Dualock® Certain® Ø3,4 H-3 mm	DS60343
Pilar Dualock® Certain® Ø3,4 H-4 mm	DS60344
Pilar Dualock® Certain® Ø3,4 H-5 mm	DS60345
Pilar Dualock® Certain® Ø4,1 H-1 mm	DS60411
Pilar Dualock® Certain® Ø4,1 H-2 mm	DS60412
Pilar Dualock® Certain® Ø4,1 H-3 mm	DS60413
Pilar Dualock® Certain® Ø4,1 H-4 mm	DS60414
Pilar Dualock® Certain® Ø4,1 H-5 mm	DS60415



Pilar compatible Straumann® Tissue Level



Pilar Dualock® Cono Interno 8° Ø4,8 H-1mm	DS30401
Pilar Dualock® Cono Interno 8° Ø4,8 H-2mm	DS30402
Pilar Dualock® Cono Interno 8° Ø4,8 H-3mm	DS30403
Pilar Dualock® Cono Interno 8° Ø4,8 H-4mm	DS30404
Pilar Dualock® Cono Interno 8° Ø4,8 H-5mm	DS30405
Pilar Ang. Dualock® Cono Interno 8° Ø4,8 H-1.5 mm	DS304AN1.5
Pilar Ang. Dualock® Cono Interno 8° Ø4,8 H-3.0 mm	DS304AN3.0



Pilar Hexágono Externo



Pilar Dualock® Hex. Externo plat. Ø3,5 H-1mm	DS10331
Pilar Dualock® Hex. Externo plat. Ø3,5 H-2 mm	DS10332
Pilar Dualock® Hex. Externo plat. Ø3,5 H-3mm	DS10333
Pilar Dualock® Hex. Externo plat. Ø3,5 H-4mm	DS10334
Pilar Dualock® Hex. Externo plat. Ø3,5 H-5mm	DS10335
Pilar Dualock® Hex. Externo plat. Ø4,1 H-1 mm	DS10401
Pilar Dualock® Hex. Externo plat. Ø4,1 H-2 mm	DS10402
Pilar Dualock® Hex. Externo plat. Ø4,1 H-3 mm	DS10403
Pilar Dualock® Hex. Externo plat. Ø4,1 H-4 mm	DS10404
Pilar Dualock® Hex. Externo plat. Ø4,1 H-5 mm	DS10405
Pilar Dualock® Hex. Externo plat. Ø4,1 H-6 mm	DS10406
Pilar Ang. Dualock® Hex. Externo Ø4,1 H-1,5 mm	DS104AN1.5
Pilar Ang. Dualock® Hex. Externo Ø4,1 H-3 mm	DS104AN3.0
Pilar Dualock® Hex. Externo plat. Ø5,1 H-1mm	DS10501
Pilar Dualock® Hex. Externo plat. Ø5,1 H-2mm	DS10502
Pilar Dualock® Hex. Externo plat. Ø5,1 H-3mm	DS10503
Pilar Dualock® Hex. Externo plat. Ø5,1 H-4mm	DS10504
Pilar Dualock® Hex. Externo plat. Ø5,1 H-5mm	DS10505



Pilar Hexágono Interno



Pilar Dualock® Hex. Interno plat. Ø3,3 H-1 mm	DS20331
Pilar Dualock® Hex. Interno plat. Ø3,3 H-2 mm	DS20332
Pilar Dualock® Hex. Interno plat. Ø3,3 H-3 mm	DS20333
Pilar Dualock® Hex. Interno plat. Ø3,3 H-4 mm	DS20334
Pilar Dualock® Hex. Interno plat. Ø3,3 H-5 mm	DS20335
Pilar Dualock® Hex. Interno plat. Ø3,3 H-6 mm	DS20336
Pilar Dualock® Hex. Interno Ø3,5 H-1mm	DS20351
Pilar Dualock® Hex. Interno Ø3,5 H-2mm	DS20352
Pilar Dualock® Hex. Interno Ø3,5 H-3mm	DS20353
Pilar Dualock® Hex. Interno Ø3,5 H-4mm	DS20354
Pilar Dualock® Hex. Interno Ø3,5 H-5mm	DS20355
Pilar Dualock® Hex. Interno Ø3,5 H-6mm	DS20356
Pilar Ang. Dualock® Hex. Interno Ø3,5 H-1,5 mm	DS2035AN1.5
Pilar Ang. Dualock® Hex. Interno Ø3,5 H-3.0 mm	DS2035AN3.0
Pilar Dualock® Hex. Interno Ø4,5 H-1mm	DS20451
Pilar Dualock® Hex. Interno Ø4,5 H-2mm	DS20452
Pilar Dualock® Hex. Interno Ø4,5 H-3mm	DS20453
Pilar Dualock® Hex. Interno Ø4,5 H-4mm	DS20454
Pilar Dualock® Hex. Interno Ø4,5 H-5mm	DS20455
Pilar Dualock® Hex. Interno Ø4,5 H-6mm	DS20456
Pilar Ang. Dualock® Hex. Interno Ø4,5 H-1,5 mm	DS2045AN1.5
Pilar Ang. Dualock® Hex. Interno Ø4,5 H-3.0 mm	DS2045AN3.0



Pilar MultiUnit



Pilar Dualock® Multi Unit x 1 unid	DS1MU01
Pilar Dualock® Multi Unit x 2 unid	DS1MU02










Pilar compatible Osstem®







Pilar Dualock® Osstem® TS Mini H-1mm	DS54351
Pilar Dualock® Osstem® TS Mini H-2mm	DS54352
Pilar Dualock® Osstem® TS Mini H-3mm	DS54353
Pilar Dualock® Osstem® TS Mini H-4mm	DS54354
Pilar Dualock® Osstem® TS Mini H-5mm	DS54355
Pilar Dualock® Osstem® TS Mini H-6mm	DS54356
Pilar Dualock® Osstem® TS Regular H-1mm	DS54451
Pilar Dualock® Osstem® TS Regular H-2mm	DS54452
Pilar Dualock® Osstem® TS Regular H-3mm	DS54453
Pilar Dualock® Osstem® TS Regular H-4mm	DS54454
Pilar Dualock® Osstem® TS Regular H-5mm	DS54455
Pilar Dualock® Osstem® TS Regular H-6mm	DS54456




Pilares

Pilar compatible Phibo®		CE 0051
Pilar Dualock® Phibo® TSH/BNT S2 H-1 mm	DS36201	
Pilar Dualock® Phibo® TSH/BNT S2 H-2 mm	DS36202	
Pilar Dualock® Phibo® TSH/BNT S2 H-3 mm	DS36203	
Pilar Dualock® Phibo® TSH/BNT S2 H-4 mm	DS36204	
Pilar Dualock® Phibo® TSH/BNT S2 H-5 mm	DS36205	
Pilar Dualock® Phibo® TSH/BNT S3/S4 H-1	DS36341	
Pilar Dualock® Phibo® TSH/BNT S3/S4 H-2	DS36342	
Pilar Dualock® Phibo® TSH/BNT S3/S4 H-3	DS36343	
Pilar Dualock® Phibo® TSH/BNT S3/S4 H-4	DS36344	
Pilar Dualock® Phibo® TSH/BNT S3/S4 H-5	DS36345	
Pilar Dualock® Phibo® TSH/BNT S5 H-2 mm	DS36502	
Pilar Dualock® Phibo® TSH/BNT S5 H-3 mm	DS36503	
Pilar Dualock® Phibo® TSA/TSDAV S3 H-1 mm	DS38301	
Pilar Dualock® Phibo® TSA/TSDAV S3 H-2 mm	DS38302	
Pilar Dualock® Phibo® TSA/TSDAV S3 H-3 mm	DS38303	
Pilar Dualock® Phibo® TSA/TSDAV S3 H-4 mm	DS38304	
Pilar Dualock® Phibo® TSA/TSDAV S3 H-5 mm	DS38305	
Pilar Dualock® Phibo® TSA/TSDAV S4 H-1 mm	DS38401	
Pilar Dualock® Phibo® TSA/TSDAV S4 H-2 mm	DS38402	
Pilar Dualock® Phibo® TSA/TSDAV S4 H-3 mm	DS38403	
Pilar Dualock® Phibo® TSA/TSDAV S4 H-4 mm	DS38404	
Pilar Dualock® Phibo® TSA/TSDAV S4 H-5 mm	DS38405	
Pilar Dualock® Phibo® TSA/TSDAV S5 H-2 mm	DS38502	




Pilar compatible Replace Select®		CE 0051
Pilar Dualock® Select Ø3,5 H-1mm	DS12351	
Pilar Dualock® Select Ø3,5 H-2mm	DS12352	
Pilar Dualock® Select Ø3,5 H-3mm	DS12353	
Pilar Dualock® Select Ø3,5 H-4mm	DS12354	
Pilar Dualock® Select Ø3,5 H-5mm	DS12355	
Pilar Dualock® Select Ø4,3 H-1mm	DS12431	
Pilar Dualock® Select Ø4,3 H-2mm	DS12432	
Pilar Dualock® Select Ø4,3 H-3mm	DS12433	
Pilar Dualock® Select Ø4,3 H-4mm	DS12434	
Pilar Dualock® Select Ø4,3 H-5mm	DS12435	

Pilar Roscado Barra		CE 0051
Pilar Roscado Barra M2 – Pack de 2	RB10DS	

Sets

Set prótesis		CE 0051
Set de Prótesis Nylon	DS00101	
Set de Prótesis Peek Z	DS00103	
Set de Prótesis Peek	DSETPROT01	

Recambios


Botón Retención Nylon				CE 0051
Negro	XLIGHT	Pack de 4	DS00200	
Rojo	ANGLED LIGHT	Pack de 4	DS00300	
Naranja	ANGLED MEDIUM	Pack de 4	DS00301	
Verde	ANGLED STRONG	Pack de 4	DS00302	
Azul	MEDIUM	Pack de 4	DS00400	
Rosa	STRONG	Pack de 4	DS00500	
Transparente	XSTRONG	Pack de 4	DS00600	

Botón Retención Peek				CE 0051
Negro	LIGHT	Pack de 4	BLACKCAP	
Azul	STRONG	Pack de 4	BLUECAP	
Rojo	MEDIUM	Pack de 4	REDCAP	
Blanco	XSTRNG	Pack de 4	WHITECAP	

Botón Retención Z Peek				CE 0051
Negro	LIGHT	Pack de 4	DS00203	
Rojo	MEDIUM	Pack de 4	DS00303	
Blanco - Rojo	DUO	Pack de 2+2	DS00403	
Blanco	XSTRNG	Pack de 4	DS00603	

Cazoleta de Titanio				CE 0051
Cazoleta de Titanio para Z & N	Pack de 4	DS00750		

Accesorios

Espaciador			CE 0051
Espaciador Dualock®	Pack de 4 Ud.	DS00800	

Análogo		
Análogo para pilar Dualock®	ANADS	

Posicionador		CE 0051
Posicionador Dualock®	IMCDS	

Llave torque para pilar		
Llave torque para pilar	TORQDS	

Llave universal extract/insert		CE 0051
Llave universal extract/insert para retención Z	UNIVERDS	



Tooling
emexact[®]

Kits Puntas destornillador 



Kit Puntas Destornillador Largas Laboratorio 8168

Puntas: 1,20 1,25 1,70 Cruz 1,30 Plana Unigrip Torx 6
Mangos: Mango Corto Mango Laboratorio



Kit Puntas Destornillador Largas Laboratorio Gold 8169

Puntas: 1,20 1,25 1,70 Cruz 1,30 Plana Unigrip Torx 6
Mangos: Mango Corto Mango Laboratorio



Kit Puntas Destornillador Cortas Clínica 8170

Puntas: 1,20 1,25 1,70 Cruz 1,30 Plana Unigrip Torx 6
Mangos: Adaptador ISO Mango Corto



Kit Puntas Destornillador Cortas Clínica Gold 8171

Puntas: 1,20 1,25 1,70 Cruz 1,30 Plana Unigrip Torx 6
Mangos: Adaptador ISO Mango Corto



Kit 6 puntas destornillador Largas 8172

Puntas:
1,20 1,25 1,70
Cruz Unigrip Torx 6



Kit 6 puntas destornillador Largas Gold 8173

Puntas:
1,20 1,25 1,70
Cruz Unigrip Torx 6



Kit 6 puntas destornillador Cortas 8174

Puntas:
1,20 1,25 1,70
Cruz Unigrip Torx 6



Kit 6 puntas destornillador Cortas Gold 8175

Puntas:
1,20 1,25 1,70
Cruz Unigrip Torx 6



Kit 3 puntas destornillador Largas + Mango corto 8192

Puntas:
1,20 1,25 Unigrip

Mangos 



Mango largo 6709
Inox



Adaptador carraca - cuadrado 4mm 8246
Inox



Adaptador carraca - ISO 1797 8247
Inox



Mango clínico 6683
Inox



Mango corto 6766
Inox



Mango corto 6767
Inox Gold



Mango corto 6768
Inox Verde



Mango corto 6769
Inox Amarillo



Mango corto 6770
Inox Lila



Mango corto 6771
Inox Azul

Kits de llaves dinamométricas - Torque 10÷45 Ncm **CE**



8262 Kit llave Torque 10÷45 Ncm **CE**

- **8268** Llave torque 10÷45 Ncm
- **8246** Adaptador carraca - cuad. 4mm
- **8247** Adaptador carraca - ISO 1797
- **6767** Mango corto Gold
- **6018** Punta hex. 1,20 Gold
- **6012** Punta hex. 1,25 Gold
- **6550** Punta hex. 1,30 Gold
- **6566** Punta cuad. 1,30 Gold
- **6027** Punta Torx 6 Gold
- **6558** Punta Unigrip Gold

Kits de llaves de carraca - Ratchet **CE**




8249 Kit llave Ratchet **CE**

- **8269** Llave Ratchet
- **8246** Adaptador carraca - cuad. 4mm
- **8247** Adaptador carraca - ISO 1797



8248 Kit llave Torque 10÷45 Ncm **CE**

- **8268** Llave torque 10÷45 Ncm
- **8246** Adaptador carraca - cuad. 4mm
- **8247** Adaptador carraca - ISO 1797
























8269 Llave Ratchet **CE**



8268 Llave Torque 10÷45 Ncm **CE**

Puntas carraca y destornillador s/ ISO 1797 

														
		Hex. 1,20	Hex.1,25	Hex. 1,27	Hex. 1,30	Hex. 1,70	Cruz	0,70 Cuadr.	1,30 Cuadr.	Plana	Torx 6	Unigrip	Unigrip MUA	Tubo MU 2
Natural	Corta 	6017	6011	6034	6549	6553	6569	11843	6565	6573	6026	6557	6784	8057
	Larga 	6020	6014	6036	6551	6555	6571	11845	6567	6575	6029	6559	6785	
	Extra larga 	6022	6016	6038	6577	6579	6581		6587	6583	6031	6585		
Gold	Corta 	6018	6012	6550	6035	6554	6570	11844	6566	6574	6027	6558		
	Larga 	6021	6015	6552	6037	6556	6572	11846	6568	6576	6030	6560		
	Extra larga 	6023	6019	6578	6039	6580	6582		6588	6584	6032	6586		
Monoblock carraca	Corta 	8318	8320				8330				8322	8324		
	Larga 	8319	8321				8331				8323	8325		

emexact[®]

BARCELONA